
# ガイデッドサージェリー用ドリルシステム MJガイドシステム MJガイドシステム MJガイドシステム MJガイドシステム MJガイドシステム MJガイドシステム MJガイドシステム

# <MJガイドシステム一式>



# <補綴キット(7点)>



# ①トルク付ラチェットレンチ

- ②スクエア・ハンドドライバー ③スクエア・エクステンション ④SB1-MKボーンミル ⑤HEXホールドドライバー22
- ⑥ポストリムーバー26 ⑦アバットリムーバーM

# <インプラント 5本>

TF-type37\*\*MJ/43\*\*MJ



インプラントの番手は下記一覧表よりお選びく	ださい
-----------------------	-----

製品名	数量	製品名	数量	製品名	数量
TF3708MJ		TF3710MJ		TF3712MJ	
TF4308MJ		TF4310MJ		TF4312MJ	

ご注文はケンテック㈱もしくは各代理店営業担当までお願いいたします。

				申込先:ケン	テッ	ク(株) F	FAX C	3-51	55-2	2598
フリガナ				フリガナ						
ご芳名				ご診療所名						
フリガナ										
ご診療所 住所	〒 都・道・府・県									
TEL				FAX						
代理店名		営業所名				担当者	名			


## ご提供いただきました情報は、目的以外の用途には使用いたしません。また、漏洩等のないように取り扱いには十分に留意いたします。

# MJガイドシステムの特徴

# ガイデッドフロー(ガイド内注水による革新的な冷却システム)


弊社独自の注水機構ガイデッドフローは、ドリルシャンク部とドリル刃部との 間に内部注水口を設け、それをガイドストッパーで覆うことでドリル刃部へ冷 却水が誘導される、これまでにない技術です。サージカルガイド下でも、ドリ ルに水が供給されるため、確実な冷却が可能です。

また、ガイドストッパーによりドリルとスリーブが直接接触しないので、金属 粉の発生もありません。




# 対合歯とのクリアランス

MJガイドシステムは、スリーブに対し、ドリルを斜めに侵入させることで、 対合歯とのクリアランスを小さくすることができました。開口量が小さい患 者様にも適応できるよう設計しています。




# 骨火傷防止


MJガイドシステムは、一回のドリリングにおける骨切削体積を20mm³以下 になるよう設計しています。これにより、ガイドシステムの欠点と言われた骨 火傷の問題を極力回避しています。



# ガイドストッパー

一般的なサージカルガイドで用いられ ているガイドキーと、ストッパーの両方 の機能を併せ持つガイドストッパーを 使用します。 手術時にドリルキーを抑える手が不 要になり、操作性に優れています。 ガイドストッパーはストッパー部の長さ 及びガイド径によって青・赤・銀・黄の 4色に色分けされています。







# ドリル

MJガイドシステムでは、ドリルは太さではなく、深さ方向に順次深く形成し、 最終段階で太さを拡大していくシステムです。

また、ドリルの全長を弊社の $\alpha$ ドリルロングが37mmに対し、MJガイドシステ ムの一番長いスタートドリルR14で36.4mmのため、クリアランスが小さい症 例にも対応できます。








▲ケンテック株式会社 東京都新宿区早稲田南町52-2

TEL:03-5155-2596

アルファタイトインプラント


医療機器承認番号 22000BZX00172000 医療機器届出番号 13B1X10033000001



# Alphatite Implant MJ Guide System


「MI Guide System(MJガイドシステム)」は、サージカルガイドを用いてインプラント 埋入孔を形成し、アルファタイトインプラントを埋入するためのドリル及び植立ツールを セットしたガイデッドサージェリー用ドリルシステムです。

インプラントボディはMJガイドシステムの専用マウントが装着されたTFタイプMJ (TF37\*\*MJ及びTF43\*\*MJ)があり、埋入長はそれぞれ8ミリ、10ミリ、12ミリをご用意し



# *MJ Guide System* (内容)

# MJ Guide System セット



ケンテック社のアルファタイトインプラント用のツールをお持ちでない場合、 下記のオプションツールが別途必要になります。詳しくは弊社までご相談ください。

# <ドリル・リーマー・ツール類の主な用途>

# 1ツールボックス

各種ツール・ドリルを収納するための滅菌可能な収納ケース

# ②ガイドストッパーRS(青×6)

- ガイドストッパーRM(赤×2)
- ガイドストッパーWS(銀×8)
- ガイドストッパーWM(黄×3)

各ティッシュパンチ、各スタートドリルに装着し、穿孔を行う際に ドリルの深度と方向を制御するためのストッパー

スタートドリルR3/R6/R8/R10/R12/R14

埋入孔穿孔用ドリル

# 9<sup>10</sup>カウンターシンクR-C/W-C

埋入孔拡大用ドリル

# ①スタートドリルW10 埋入孔穿孔用ドリル

1213ティッシュパンチR-T/W-T

# 歯肉切除用ティッシュパンチ

個SSB1-挿入ジグR-MJ/W-MJ 手指埋入用挿入ジグ

# 15保持ツール37-43


コントラマウントー手指埋入用挿入ジグ交換用ツール


# (I)CAエクステンションMJ

MJガイドシステム専用延長ツール

# ドリル先端からの距離(黒ライン幅は1mm)

# <ティッシュパンチR-T/W-T> <カウンターシンクR-C/W-C> <スタートドリルR3/R6/R8/R10/R12/R14/W10>





# 使用可能なインプラント

# TF-type MJ 2回法2ピース ボーンレベルアンダータイプ MJガイドシステム専用マウント付






フィクスチャーエンドカット

TF-typeの1番の特徴は自己穿孔能力です。インプラント の先端に特殊なグルーブ(フィクスチャーエンドカット、上 写真赤丸部分)を形成することで自己穿孔能力を実現し

ガイデッドサージェリーのようにインプラント埋入深さが予 め決められている場合には自己穿孔能力は必須です。



# 外箱のシールをご確認ください 【 MJガイドシステム 専用マウント製品 Alphatite MJAMB MJ 0.8 MI TF3708MJ Lot.\*\*\*\* TF37用

Alphatite Implant TF-type MJはMJガイドシステム専用マウントを装着したMJガ イドシステム専用のインプラントです。

MJガイドシステム専用マウントと手指埋入用の挿入ジグのどちらを使用してもイ ンプラントの方向、埋入深度をコントロールすることができます。

なお、TF37\*\*MJ、TF43\*\*MJインプラントに付属されているマウントはMJガイドシ ステム専用のため、マウントホルダーの取り付けはできませんので、ご注意くださ い。また、ラチェットレンチにて植立する際はSSB1-挿入ジグR-MJもしくはSSB1 -挿入ジグW-MJをご使用ください。


※詳しくは製品一覧カタログをご覧ください。


# アングルアバットメントご使用の際の注意点

## ディンプル(六角頂点) アルファタイトインプラントの内部六角頂点と上記の挿入ジグのディンプ


ジを固定する手回し用

ルは同じ方向に設定されています。 アングルアバットメントをご使用の際は、傾斜させたい方向にディンプル (六角頂点)のいずれかを合わせてご使用ください






# 使用可能なパーツ類








ポストリムーバー26 操作方法


ポストリムーバー26はアバットメントの取り外しに使用します。




# パーツ類の取り扱いに関する 注意事項

① ヒーリングキャップ、OP印象のインプラントボディに対する取り 付けはHEXホールドドライバー22による手締めで行ってください 又、ラボサイドでのアナログに対するアバットメントの取り付けも

- ② 最終補綴物セット時、アバットメント及びカスタムアバットメントの 取り付けはHEXホールドドライバー22にトルク付ラチェットレンチ を組み合わせ、25Ncm以上で2度締めを行ってください。
- ③ アバットメントの選択において、カフ部の高さが2mmのアバット メントを第一選択として推奨致します。そのために1mm以上の 骨縁下の埋入をお願い致します。
- ④ SB1-ABDタイプのアバットメントはアバットメントシャンファー部 を自由に付与したい場合にご選択ください。 また、チェアサイドで形状を調整し、直接口腔内に取り付ける 場合にご選択ください。
- ⑤ 臼歯部に植立したインプラントにアングルアバットメントを選択 する際は、SB1-ABVDタイプのアバットメントをご選択ください。 ショルダー付きアングルアバットメントは、主に前歯部に使用 致します。
- ⑥ 削合用アバットメント(SB1-AB10C1ZE及びSB1-AG10°C1ZE)は アバットリムーバーMで取り外します。 それ以外はポストリムーバー26にて取り外しを行います。
- ⑦ SB1-パターンSiを用いてカスタムアバットメントを製作する場合 アナログプラットフォーム部分にワックスを乗せないでください。 また、製作後、カスタムアバットメント本装着(25Ncmの締め込み) を行った後に直接印象を行ってください。カスタムアバットメント 製作時に最終補綴物の製作は避けてください。
- ⑧ SB1-パターンSiを用いたフレーム連結の補綴物製作はお止め ください。DM嵌合、5°モーステーパーが成立しない場合、イン プラントの破折の恐れがあります。





# 【オプションツール】

























⑦アバットリムーバーM アバットリムーバー対応のアバットメントの取り外しに使用

# <オプションツールの主な用途>

①トルク付ラチェットレンチ トルク付ラチェット機構の棒レンチ 分解洗浄可能 10Ncm~45Ncmのトルクコントロール可能

②スクエア・ハンドドライバー Imm四角穴の開いた丸レンラ

③スクエア・エクステンション

④SB1-MKボーンミル インプラントプラットフォーム部の骨を削除する ためのツール

⑤HEXホールドドライバー22 キャップやアバットメントスクリューの締め付けに 使用します
キャップやアバットメントスクリューのホールド性を

**⑥ポストリムーバー26** アバットメントの取り外しに使用