

Alphatite Implant


UNI DRILL SYSTEM

UNI **STARTER** KIT

UNI **MJ GUIDE** KIT

MJ Guide System

ST**A**RTER KIT 33/37/40/43



PRODUCT CATALOG
製品カタログ **Vol.13**

目次	1
UNI DRILL System	2
製品ラインナップ	
SB1 嵌合 (TF37/40/43・F37/40・SB33/37/40)	4
SB2 嵌合 (TF46・F46・SB46)	5
SB3 嵌合 (SB50)	6
SS1 嵌合 (SS33/37)	7
SS2 嵌合 (SS40/43)	7
SS3 嵌合 (SS46/50)	8
インプラントタイプとインプラント径に対応する嵌合タイプ早見表	9
製品詳細	
インプラント	10
SB1 製品ラインナップ	
キャップ	19
印象用パーツ	22
アバットメント	24
SB2 製品ラインナップ	
キャップ	35
印象用パーツ	37
アバットメント	39
SB3 製品ラインナップ	
キャップ	46
印象用パーツ	46
アバットメント	48
SS1 製品ラインナップ	
キャップ	55
印象用パーツ	56
アバットメント	58
SS2 製品ラインナップ	
キャップ	62
印象用パーツ	63
アバットメント	65
SS3 製品ラインナップ	
キャップ	69
印象用パーツ	69
アバットメント	71
アバットメントスクリュー (アバットメント用固定ネジ) について	75

ドリルキット詳細	
UNI MJ GUIDE KIT	76
UNI STARTER KIT	80
MJ Guide System	83
STARTER KIT 33/37/40/43	89
インストルメント	92
その他	100
ネオボーン	103
保証のご案内	104
注意事項	104
免責規定	105
インデックス	106
FAX オーダーシート	108

Alphatite Implant


UNI MJ GUIDE KIT

UNI MJ GUIDE KIT はドリリングからインプラント埋入までをサポートするガイドッドサージェリー用ドリルとツールのキットです。

ガイドッドサージェリー⇄フリーハンドオペレーション間でのドリルの共通化を図り、2本のドリルと、ストッパー及びフリーハンドオペレーションのみで使用するツールを追加することで、フリーハンドオペレーションにも対応可能なシステムです。

また、従来のTFタイプに加え、SBタイプにも対応します。

対応インプラント：TF37、TF40、TF43、SB37、SB40



TF-type MJ TF37**MJ/TF40**MJ/TF43** MJ ※2、※3

TF-type TF37**/TF40**/TF43** ※3、※4

SB-type SB37**/SB40** ※3、※4


※2 『TF37**MJ/TF40**MJ/TF43**MJ』は MJ ガイドシステム専用コントラマウントを付属した UNI MJ GUIDE KIT 及び MJ Guide System 専用のインプラントです。

※3 UNI MJ GUIDE KIT は上記の各タイプのインプラントのうち、埋入長 8、10、12mm に対応しています。

※4 UNI MJ GUIDE KIT により、通常の TF タイプ /SB タイプを埋入する際は『保持ツール 37-43』を使用し、通常タイプのコントラマウントから MJ ガイドシステム専用のコントラマウントに付け替えてご使用ください。通常タイプのコントラマウントはサージカルガイドのスリーブに対応しないため、ご使用頂けません。ご注意ください。

Alphatite Implant

また、ガイドドサージェリー専用のドリルとツールを追加することでガイドドサージェリーにも対応します。

TF-type TF37**/TF40**/TF43**^{*1}

F-type F37**/F40**

SB-type SB33**※1/SB37**/SB40**

SS-type SS33**※¹/SS37**/SS40**/SS43**

※ 1 埋入径 3.3mm は SB-type 及び SS-type のみのご用意となります。
埋入径 4.3mm は TF-type 及び SS-type のみのご用意となります。

※ 1 TF37**、TF40** 及び TF43** には MJ Guide System 専用コントラマウントが付属した製品 (TF37**MJ、TF40**MJ 及び TF43**MJ) をご用意しております。
 ※ 2 TF3714、TF4014 及び SB3714 埋入の際は弊社までご相談ください。

インプラントタイプ		キャップ類		印象パーツ		アナログ
				オープントレー	クローズドトレー	
TF37/TF40/TF43	TF3708 ※ ¹ TF3710 ※ ¹ TF3712 ※ ¹ TF3714 ※ ²	封鎖キャップ (付属品) 	 SB1-Hcap3F SB1-Hcap5F SB1-Hcap7F	 SSB1-OP 印象 L10-5 SSB1-OP 印象 L14-5	 SB1-コーピング L8S SB1-コーピング L12S	 SB1- アナログ
	TF4008 ※ ¹ TF4010 ※ ¹ TF4012 ※ ¹ TF4014 ※ ² TF4308 ※ ¹ TF4310 ※ ¹ TF4312 ※ ¹					
F37/F40	F3708 F3710 F3712 F4008 F4010 F4012	封鎖キャップ (付属品) 	 SB1-FcapF2 SB1-FcapF3 SB1-FcapF5 SB1-FcapF7		 SSB1-PP 印象 L14	
SB33/SB37/SB40	SB3310 SB3312 SB3708 SB3710 SB3712 SB3714 ※ ² SB4008 SB4010 SB4012	封鎖キャップ (付属品) 	 SB1-Hcap3 SB1-Hcap5 SB1-Hcap7 (SB-type 専用)			
ストレート アバットメント		アングルアバットメント		割合用 アバットメント		鑄造用 パターン
ショルダータイプ		15°ショルダータイプ (径 4.8mm) 15°ダイレクトタイプ (径 4.2mm)		ストレートタイプ		単独植立用
 SB1-AB5C1 SB1-AB5C2 SB1-AB5C3 SB1-AB5C5		 SB1-ABV15C1(48) SB1-ABV15C2(48) SB1-ABV15C3(48) SB1-ABV15C5(48)		 SB1-AB10C1ZE ※アバット リムーバー M 対応		 SB1- パターン Si
ダイレクトタイプ		25°ショルダータイプ (径 4.8mm) 25°ダイレクトタイプ (径 4.2mm)		10°アングルタイプ		テンポラリー アバットメント
 SB1-ABD7C1N SB1-ABD7C2N		 SB1-ABV25C1(48) SB1-ABV25C2(48)		 SB1-AG10° C1ZE ※アバット リムーバー M 対応		 SB1- テンポラリー C2
 SB1-ABD9C3(37)		5°ショルダータイプ (径 4.8mm) 15°ダイレクトタイプ (径 4.8mm)				
		 SB1-ABV5C2(48)				
		 SB1-ABVD15C2(48) SB1-ABVD15C3(48)				

インプラントタイプ			印象パーツ		アナログ
			オーブントレー	クローズドトレー	
TF46	 TF4608 TF4610 TF4612	封鎖キャップ (付属品)  SB2-TFcap	 SB2-Hcap3F SB2-Hcap5F SB2-Hcap7F		
	 F4608 F4610 F4612	封鎖キャップ (付属品)  SB2-FCap	 SB2-FCapF2 SB2-FCapF3 SB2-FCapF5 SB2-FCapF7	 SSB2-OP 印象 L10-5 SSB2-OP 印象 L14-5	 SB2- コーピング L8S SB2- コーピング L12S
	 SB4608 SB4610 SB4612	封鎖キャップ (付属品)  SB2-FCap	 SB2-Hcap3 SB2-Hcap5 SB2-Hcap7 (SB-type 専用)		 SSB2-PP 印象 L14
ストレート アパットメント			削合用 アパットメント		テンポラリー アパットメント
ショルダータイプ			15°ショルダータイプ		25°ショルダータイプ
 SB2-AB5C1 SB2-AB5C2 SB2-AB5C3 SB2-AB5C5			 SB2-ABV15C1 SB2-ABV15C2 SB2-ABV15C3 SB2-ABV15C5		 SB2-ABV25C1 SB2-ABV25C2
ダイレクトタイプ			15°ダイレクトタイプ		
 SB2-ABD7C1 SB2-ABD7C2			 SB2-ABVD15C1		
			現在のところ ご用意がございません		単独植立用  SB2- パターン Si
					 SB2- テンポラリー C2



製品ラインナップ

インプラントタイプ		キャップ類	印象パーツ		アナログ
SB50	 SB5008 SB5010 SB5012	 封鎖キャップ (付属品) SB3-Fcap	 SB3-Hcap3 SB3-Hcap5 SB3-Hcap7	 SSB3-OP 印象	 SB3- コーピング L12S
				 SB3- アナログ	

ストレート アバットメント	アングルアバットメント		割合用 アバットメント	鋳造用 パターン	テンポラリー アバットメント
ショルダータイプ  SB3-AB5C1 SB3-AB5C2 SB3-AB5C3	15°ショルダータイプ  SB3-ABV15C1 SB3-ABV15C2	25°ショルダータイプ  SB3-ABV25C1	現在のところ ご用意がございません	単独植立用  SB3- パターン Si	 SB3- テンポラリー C2
ダイレクトタイプ  SB3-ABD7C1W SB3-ABD7C2W	15°ダイレクトタイプ  SB3-ABVD15C1W				



製品ラインナップ

インプラントタイプ		キャップ類	印象パーツ		アナログ
SS33/SS37	SS3308 SS3310 SS3312	封鎖キャップ (付属品)	SS1-Ccap2 SS1-Ccap3 SS1-Ccap5	オープントレー	クローズドトレイ
	SSB1-OP 印象 L10-5 SSB1-OP 印象 L14-5			SS1-印象 L11 SSB1-PP 印象 L14	
SS1-Fcap					SS1- アナログ
ストレート アバットメント		アングルアバットメント		鋳造用パターン	
SS1-AB5 SS1-AB9	15° SS1-ABV15	25° SS1-ABV25	単独植立用 SS1- パターン Si	連結植立用 SS1- パターン Co	テンポラリー アバットメント
					現在のところ ご用意がございません
					削合用 アバットメント
					現在のところ ご用意がございません



製品ラインナップ

SS40/SS43	インプラントタイプ		キャップ類		印象パーツ		アナログ		
		SS4008 SS4010 SS4012 SS4308 SS4310 SS4312		封鎖キャップ (付属品)		SS2-Ccap2 SS2-Ccap3 SS2-Ccap5			
					SSB2-OP 印象 L10-5 SSB2-OP 印象 L14-5		SS2- 印象 L11 SSB2-PP 印象 L14	SS2- アナログ	
ストレート アバットメント		アングルアバットメント			鋳造用パターン		テンポラリー アバットメント		
	SS2-AB5 SS2-AB9		15°		25°		SS2- パターン Si		SS2- パターン Co
						単独植立用		連結植立用	
						</			



製品ラインナップ

インプラントタイプ		キャップ類		印象パーツ		アナログ	
SS46/SS50	 SS4608 SS4610 SS4612 SS5008 SS5010 SS5012	 封鎖キャップ (付属品) SS3-Fcap	 SS3-Ccap2 SS3-Ccap3 SS3-Ccap5	 SSB3-OP 印象	 SS3- 印象 L11	 SS3- アナログ	
ストレート アバットメント		アングルアバットメント		鋳造用パターン		テンポラリー アバットメント	
 SS3-AB5 SS3-AB7	15°  SS3-ABV15	25°  SS3-ABV25	単独植立用  SS3- パターン Si	連結植立用  SS3- パターン Co	現在のところ ご用意がございません		
					削合用 アバットメント 現在のところ ご用意がございません		

インプラントタイプとインプラント径に対応する嵌合タイプ早見表

インプラント		径	33	37	40	43	46	50
タイプ	長							
TF-type		08		●	●	●	●	
		10		●	●	●	●	
		12		●	●	●	●	
		14		●	●			
TF-typeMJ		08		●	●	●		
		10		●	●	●		
		12		●	●	●		
		14						
F-type		08		●	●		●	
		10		●	●		●	
		12		●	●		●	
		14						
SB-type		08		●	●		●	●
		10	●	●	●		●	●
		12	●	●	●		●	●
		14		●				

SB1 嵌合

p19 ~ p34

SB2 嵌合

p35 ~ p45

SB3 嵌合

p46 ~ p54

インプラント		径	33	37	40	43	46	50
タイプ	長							
SS-type		08	●	●	●	●	●	●
		10	●	●	●	●	●	●
		12	●	●	●	●	●	●
		14						

SS1 嵌合

p55 ~ p61

SS2 嵌合

p62 ~ p68

SS3 嵌合

p69 ~ p74

SB1 嵌合

SB2 嵌合

SB3 嵌合

SS1 嵌合


SS2 嵌合

SS3 嵌合

インスツルメント





TF-type

2 回法インプラント ボーンレベルアンダータイプ







材 質	チタン
付属品	コントラマウント 封鎖キャップ (チタン)
表面性状	リン酸カルシウムプラスト処理
滅 菌	ガンマ線滅菌済

※ 1 TF3714、TF4014 埋入の際は当カタログ p101 掲載の L ドリルをご使用ください。






骨埋入径	嵌合形態
φ 3.7	SB1

商品名	TF3708	TF3710	TF3712	TF3714 ^{※ 1}
商品コード	TF3708	TF3710	TF3712	TF3714






骨埋入径	嵌合形態
φ 4.0	SB1

商品名	TF4008	TF4010	TF4012	TF4014 ^{※ 1}
商品コード	TF4008	TF4010	TF4012	TF4014



骨埋入径	嵌合形態
φ 4.3	SB1


商品名	TF4308	TF4310	TF4312
商品コード	TF4308	TF4310	TF4312



骨埋入径	嵌合形態
φ 4.6	

商品名	TF4608	TF4610	TF4612
商品コード	TF4608	TF4610	TF4612


【封鎖キャップ取付後の寸法】




TF37**



TF40**



TF43**



TF46**

SB1 嵌合

SB2 嵌合

SB3 嵌合

SS1 嵌合


SS2 嵌合

SS3 嵌合

インスツルメント


TF-type MJ (MJ ガイドシステム専用コントラマウント付属品)

2 回法インプラント ボーンレベルアンダータイプ





材 質	チタン
付属品	MJ ガイドシステム専用コントラマウント 封鎖キャップ (チタン)
表面性状	リン酸カルシウムプラスト処理
滅 菌	ガンマ線滅菌済


※この商品に付属しているコントラマウントは MJ ガイドシステム専用です。





骨埋入径	嵌合形態
φ 3.7	SB1




商品名	TF3708MJ	TF3710MJ	TF3712MJ
商品コード	TF3708MJ	TF3710MJ	TF3712MJ





骨埋入径	嵌合形態
φ 4.0	SB1



商品名	TF4008MJ	TF4010MJ	TF4012MJ
商品コード	TF4008MJ	TF4010MJ	TF4012MJ




骨埋入径	嵌合形態
φ 4.3	SB1




商品名	TF4308MJ	TF4310MJ	TF4312MJ
商品コード	TF4308MJ	TF4310MJ	TF4312MJ


【封鎖キャップ取付後の寸法】



TF37**MJ



TF40**




TF43**MJ

※封鎖キャップ取付後の寸法は TF-type (p8 ~ 9) 及び TF-typeMJ (p10) は同様です。上図をご参照ください。




F-type

2 回法インプラント ボーンレベルアンダータイプ






材 質	チタン
付属品	コントラマウント 封鎖キャップ (チタン)
表面性状	リン酸カルシウムプラスト処理
滅 菌	ガンマ線滅菌済

骨埋入径	嵌合形態
φ 3.7	






商品名	F3708	F3710	F3712
商品コード	F3708	F3710	F3712

骨埋入径	嵌合形態
φ 4.0	




商品名	F4008	F4010	F4012
商品コード	F4008	F4010	F4012

骨埋入径	嵌合形態
φ 4.6	




商品名	F4608	F4610	F4612
商品コード	F4608	F4610	F4612


【封鎖キャップ取付後の寸法】



F37**



F40**



F46**

SB1 嵌合

SB2 嵌合

SB3 嵌合

SS1 嵌合


SS2 嵌合

SS3 嵌合

インスツルメント



SB-type

2 回法インプラント サブマージドタイプ







材 質	チタン
付属品	コントラマウント 封鎖キャップ (チタン)
表面性状	リン酸カルシウムプラスト処理
滅 菌	ガンマ線滅菌済

※1 SB3714 埋入の際は当カタログ p101 掲載の L ドリルをご使用ください。






骨埋入径	嵌合形態
φ 3.3	SB1

商品名	SB3310	SB3312
商品コード	SB3310	SB3312



骨埋入径	嵌合形態
φ 3.7	SB1


商品名	SB3708	SB3710	SB3712	SB3714 ^{※1}
商品コード	SB3708	SB3710	SB3712	SB3714




骨埋入径	嵌合形態
φ 4.0	SB1

商品名	SB4008	SB4010	SB4012
商品コード	SB4008	SB4010	SB4012


【封鎖キャップ取付後の寸法】




SB33**





SB37**




SB40**





骨埋入径	嵌合形態
φ 4.6	SB2



商品名	SB4608	SB4610	SB4612
商品コード	SB4608	SB4610	SB4612



骨埋入径	嵌合形態
φ 5.0	SB3



商品名	SB5008	SB5010	SB5012
商品コード	SB5008	SB5010	SB5012

【封鎖キャップ取付後の寸法】



SB46**




SB50**






SS-type

1 回法インプラント セミサブマージドタイプ






材 質	チタン
付属品	コントラマウント 封鎖キャップ (チタン)
表面性状	リン酸カルシウムプラスト処理
滅 菌	ガンマ線滅菌済

骨埋入径	嵌合形態
φ 3.3	






商品名	SS3308	SS3310	SS3312
商品コード	SS3308	SS3310	SS3312

骨埋入径	嵌合形態
φ 3.7	



商品名	SS3708	SS3710	SS3712
商品コード	SS3708	SS3710	SS3712




骨埋入径	嵌合形態
φ 4.0	



商品名	SS4008	SS4010	SS4012
商品コード	SS4008	SS4010	SS4012




【封鎖キャップ取付後の寸法】








骨埋入径	嵌合形態
φ 4.3	

商品名	SS4308	SS4310	SS4312
商品コード	SS4308	SS4310	SS4312



骨埋入径	嵌合形態
φ 4.6	

商品名	SS4608	SS4610	SS4612
商品コード	SS4608	SS4610	SS4612




骨埋入径	嵌合形態
φ 5.0	

商品名	SS5008	SS5010	SS5012
商品コード	SS5008	SS5010	SS5012

【封鎖キャップ取付後の寸法】



SS43**




SS46**





SS50**

OS-type

1 回法 1 ピースインプラント



材 質	チタン
表面性状	リン酸カルシウムプラスト処理
滅 菌	ガンマ線滅菌済




骨埋入径
φ 3.0

商品名	OS3010	OS3012
商品コード	OS3010	OS3012

封鎖キャップ

1 回法として使用する際、歯肉を貫通させるために使用します。アバットメント取付前の歯肉調整にも使用することができます。



【SB1-FcapF* と SB2-FcapF* の識別について】

キャップ天井部の溝の有無で識別可能です。詳しくは下図ご参照ください。




SB1-FcapF* : 溝無し



SB2-FcapF* : 溝有り



嵌合形態



商品名	SB1-FcapF2	SB1-FcapF3	SB1-FcapF5	SB1-FcapF7
商品コード	CB3317	CB3318	CB3319	CB3320
材質	チタン			
滅菌	ガンマ線滅菌済			

封鎖キャップ (2 個入)

インプラントプラットフォームから露出しない封鎖キャップです。より完全静置が必要な症例にご使用ください。

F タイプインプラントに付属の封鎖キャップと同様のものです。



嵌合形態


商品名	SB1-INcap (2 個入)
商品コード	CAPF29
材質	チタン
滅菌	ガンマ線滅菌済

【封鎖キャップ取付時の違いについて】

TF タイプ付属の封鎖キャップ取付時の状態




SB*-INcap 取付時の状態



ヒーリングキャップ

歯肉調整用のキャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。






【SB1-Hcap*F と SB2-Hcap*F の識別について】

キャップ天井部の溝の有無で識別可能です。詳しくは下図ご参照ください。

SB1-Hcap*F：溝無し







SB2-Hcap*F：溝有り



商品名	SB1-Hcap3F	SB1-Hcap5F	SB1-Hcap7F
商品コード	CB3313	CB3314	CB3321
材質	チタン		
滅菌	ガンマ線滅菌済		

ヒーリングキャップ


歯肉調整用のキャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



商品名	SB1-Hcap3W	SB1-Hcap5W	SB1-Hcap7W
商品コード	CP1001	CP1002	CP1003
材質	チタン		
滅菌	ガンマ線滅菌済		

ヒーリングキャップ（SB-type 専用）

歯肉調整用のキャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



【SB1-Hcap* と SB2-Hcap* の識別について】

キャップ天井部の溝の有無で識別可能です。詳しくは下図ご参照ください。




SB1-Hcap* : 溝無し



SB2-Hcap* : 溝有り




嵌合形態
SB1



商品名	SB1-Hcap3	SB1-Hcap5	SB1-Hcap7
商品コード	CB3308	CB3310	CB3312
材質	チタン		
滅菌	ガンマ線滅菌済		


オープントレー用コーピング

オープントレーでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。




嵌合形態
 

商品名	SSB1-OP 印象 L10-5	SSB1-OP 印象 L14-5
商品コード	KS131	KS132
材質	チタン	
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています	




クローズドトレー用コーピング

クローズドトレーでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。




嵌合形態


商品名	SB1- コーピング L8S	SB1- コーピング L12S
商品コード	KS123	KS107
材質	チタン	
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています	




クローズドトレイ用コーピング

クローズドトレイでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。ポリプロピレン製のディスボーズブルタイプのコーピングです。



インプラントボディ取付時



嵌合形態

商品名	SSB1-PP 印象 L14 (6 個入)
商品コード	KS133
材質	ポリプロピレン

アナログ

印象コーピングと組み合わせて作業模型を製作するためのアナログです。




嵌合形態

商品名	SB1- アナログ
商品コード	KS204
材質	チタン

ストレートアバットメント ショルダータイプ

補綴物をセメントで固定するストレートアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB1-AB5C1 ※1、※4、※5	SB1-AB5C2 ※2、※4、※5	SB1-AB5C3 ※3、※4、※5	SB1-AB5C5 ※3、※4、※5
商品コード	AA3304	AA3305	AA3306	AA3307
固定ネジ（付属品）	SC2087	SC20112	SC20112	SC20132
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金			
カフ高さ	1.0mm	2.0mm	3.0mm	5.0mm
テーブル直径	4.8mm			
滅菌	未滅菌			

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.8mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 2.5mm です。
- *3 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.5mm です。
- *4 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *5 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】



SB1-AB5C1


SB1-AB5C2

SB1-AB5C3

SB1-AB5C5

ストレートアバットメント ダイレクトタイプ

補綴物をセメントで固定するストレートアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB1-ABD7C1N ※1、※3、※4	SB1-ABD7C2N ※2、※3、※4
商品コード	AA3308	AA3309
固定ネジ（付属品）	SC2087	SC20112
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
カフ高さ	1.0mm	2.0mm
テーブル直径	4.2mm	
滅菌	未滅菌	

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 5.8mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 4.5mm です。
- *3 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm（M2 ネジ）
- *4 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SB1-ABD7C1N

SB1-ABD7C2N

ストレートアバットメント ダイレクトタイプ

補綴物をセメントで固定するストレートアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB1-ABD9C3(37) ※ 1、※ 2、※ 3
商品コード	AD3348
固定ネジ (付属品)	SC20112
材質	本体：チタン 付属品 (固定ネジ)：チタン合金
カフ高さ	3.0mm
テーブル直径	3.7mm
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.6mm です。
- *2 SB1 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *3 SB1 嵌合の締付トルクは 25Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SB1-ABD9C3(37)

アングラアバットメント 15°ショルダータイプ

補綴物をセメントで固定する 15°アングラアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB1-ABV15C1(48) ※1、※4、※5	SB1-ABV15C2(48) ※2、※4、※5	SB1-ABV15C3(48) ※3、※4、※5	SB1-ABV15C5(48) ※3、※4、※5
商品コード	AD33103	AD33463	AD33583	AD33703
固定ネジ (付属品)	SC2087	SC2087	SC20112	SC20132
材質	本体：チタン 付属品 (固定ネジ)：チタン合金			
カフ高さ	1.0mm	2.0mm	3.0mm	5.0mm
テーブル直径	4.8mm			
滅菌	未滅菌			

【注意事項】


- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.8mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 8.8mm です。
- *3 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.5mm です。
- *4 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *5 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】



アングルアバットメント 25°ショルダータイプ

補綴物をセメントで固定する 25°アングルアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB1-ABV25C1(48) ※1、※3、※4	SB1-ABV25C2(48) ※2、※3、※4
商品コード	AD33112	AD33472
固定ネジ (付属品)	SC2087	SC2087
材質	本体：チタン 付属品 (固定ネジ)：チタン合金	
カフ高さ	1.0mm	2.0mm
テーブル直径	4.8mm	
滅菌	未滅菌	

【注意事項】


- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.8mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 8.8mm です。
- *3 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *4 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】



アングルアバットメント 5°ショルダータイプ

補綴物をセメントで固定する 5°アングルアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB1-ABV5C2(48) ※ 1、※ 2、※ 3
商品コード	AD3344
固定ネジ（付属品）	SC20112
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金
カフ高さ	2.0mm
テーブル直径	4.8mm
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 6.5mm です。
- *2 SB1 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *3 SB1 嵌合の締付トルクは 25Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SB1-ABV5C2(48)

アングルアバットメント 15°/25°ダイレクトタイプ

補綴物をセメントで固定する 15°及び 25°アングルアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB1-ABVD15C1N ※1、※2、※3	SB1-ABVD25C1N ※1、※2、※3
商品コード	AD33061	AD33071
固定ネジ（付属品）	SC2087	SC2087
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
カフ高さ	1.0mm	1.0mm
テーブル直径	4.2mm	
滅菌	未滅菌	

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.8mm です。
- *2 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm（M2 ネジ）
- *3 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SB1-ABVD15C1N

SB1-ABVD25C1N

アングルアバットメント 15°ダイレクトタイプ

補綴物をセメントで固定する 15°アングルアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB1-ABVD15C2(48) ※1、※3、※4	SB1-ABVD15C3(48) ※2、※3、※4
商品コード	AD33462	AD33582
固定ネジ（付属品）	SC20112	SC20112
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
カフ高さ	2.0mm	3.0mm
テーブル直径	4.8mm	
滅菌	未滅菌	

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 6.5mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.5mm です。
- *3 SB1 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *4 SB1 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SB1-ABVD15C2(48)

SB1-ABVD15C3(48)

削合用アバットメント ストレートタイプ/10°アングルタイプ

ストレート及び 10°アングルタイプの削合用アバットメントです。補綴物はセメントで固定します。



締付トルク値：25Ncm

アバットリムーバー M (p99) 対応商品




商品名	SB1-AB10C1ZE ※1、※2、※3	SB1-AG10° C1ZE ※1、※2、※3
商品コード	AD3334	AD3335
固定ネジ (付属品)	SC2010	SC2010
材質	本体：チタン 付属品 (固定ネジ)：チタン合金	
カフ高さ	1.0mm	1.0mm
テーブル直径	4.8mm	
滅菌	未滅菌	

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 6.7mm です。
- *2 SB1 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *3 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SB1-AB10C1ZE

SB1-AG10° C1ZE

鑄造用パターン単独用

カスタムアパットメントの製作に使用する鑄造用焼却パターンです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB1-パターン Si ※1、※2、※3
商品コード	KS307
固定ネジ (付属品)	P-SC2082
材質	本体：アクリル 付属品 (固定ネジ)：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 パターン Si 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *3 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SB1-パターン Si

テンポラリーアバットメント

TEK 用のアバットメントです。



締付トルク値：5 ～ 10Ncm




商品名	SB1- テンポラリー C2※1
商品コード	AD3343
固定ネジ（付属品）	SC20112
材質	本体：チタン 固定ネジ：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

※1 テンポラリー C2 頭頂部からネジ頭頂部まで 6.5mm です。

【インプラントボディ取付時の寸法】



SB1- テンポラリー C2

封鎖キャップ

1 回法として使用する際、歯肉を貫通させるために使用します。アバットメント取付前の歯肉調整にも使用することができます。



インプラントボディ取付時




【SB1-FcapF* と SB2-FcapF* の識別について】

キャップ天井部の溝の有無で識別可能です。詳しくは下図ご参照ください。

SB1-FcapF* : 溝無し



SB2-FcapF* : 溝有り




商品名	SB2-FcapF2	SB2-FcapF3	SB2-FcapF5	SB2-FcapF7
商品コード	CB4018	CB4019	CB4020	CB4021
材質	チタン			
滅菌	ガンマ線滅菌済			

封鎖キャップ (2 個入)

インプラントプラットフォームから露出しない封鎖キャップです。より完全静置が必要な症例にご使用ください。

F タイプインプラントに付属の封鎖キャップと同様のものです。



商品名	SB2-INcap (2 個入)
商品コード	CAPF31
材質	チタン
滅菌	ガンマ線滅菌済

【封鎖キャップ取付時の違いについて】

TF タイプ付属の封鎖キャップ取付時の状態




SB*-INcap 取付時の状態



ヒーリングキャップ

歯肉調整用のキャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



インプラントボディ取付時



【SB1-Hcap*F と SB2-Hcap*F の識別について】

キャップ天井部の溝の有無で識別可能です。詳しくは下図ご参照ください。

SB1-Hcap*F：溝無し




SB2-Hcap*F：溝有り



商品名	SB2-Hcap3F	SB2-Hcap5F	SB2-Hcap7F
商品コード	CB4014	CB4016	CB4028
材質	チタン		
滅菌	ガンマ線滅菌済		

ヒーリングキャップ (SB-type 専用)

歯肉調整用のキャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



インプラントボディ取付時




【SB1-Hcap* と SB2-Hcap* の識別について】

キャップ天井部の溝の有無で識別可能です。詳しくは下図ご参照ください。

SB1-Hcap*：溝無し





SB2-Hcap*：溝有り



商品名	SB2-Hcap3	SB2-Hcap5	SB2-Hcap7
商品コード	CB4003	CB4005	CB4007
材質	チタン		
滅菌	ガンマ線滅菌済		

オープントレー用コーピング

オープントレーでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。





嵌合形態
 

商品名	SSB2-OP 印象 L10-5	SSB2-OP 印象 L14-5
商品コード	KS135	KS136
材質	チタン	
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています	

クローズドトレイ用コーピング

クローズドトレイでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。




嵌合形態



商品名	SB2- コーピング L8S	SB2- コーピング L12S
商品コード	KS124	KS108
材質	チタン	
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています	

クローズドトレイ用コーピング

クローズドトレイでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。ポリプロピレン製のディスポーザブルタイプのコーピングです。



インプラントボディ取付時



嵌合形態
 

商品名	SSB2-PP 印象 L14 (6 個入)
商品コード	KS134
材質	ポリプロピレン

アナログ

印象コーピングと組み合わせて作業模型を製作するためのアナログです。




嵌合形態


商品名	SB2- アナログ
商品コード	KS205
材質	チタン



ストレートアバットメント ショルダータイプ

補綴物をセメントで固定するストレートアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB2-AB5C1 ※3、※4、※5	SB2-AB5C2 ※1、※4、※5	SB2-AB5C3 ※2、※4、※5	SB2-AB5C5 ※2、※4、※5
商品コード	AA4002	AA4003	AA4004	AA4005
固定ネジ（付属品）	SC2087	SC20112	SC20112	SC20132
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金			
カフ高さ	1.0mm	2.0mm	3.0mm	5.0mm
テーブル直径	4.8mm			
滅菌	未滅菌			

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 2.5mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.5mm です。
- *3 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 4.0mm です。
- *4 SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *5 SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】



SB2-AB5C1


SB2-AB5C2

SB2-AB5C3


SB2-AB5C5

ストレートアバットメント ダイレクトタイプ

補綴物をセメントで固定するストレートアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB2-ABD7C1 ※2、※3、※4	SB2-ABD7C2 ※1、※3、※4
商品コード	AA4006	AA4007
固定ネジ（付属品）	SC2087	SC20112
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
カフ高さ	1.0mm	2.0mm
テーブル直径		4.8mm
滅菌		未滅菌

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 4.5mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 6.0mm です。
- *3 SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *4 SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SB2-ABD7C1

SB2-ABD7C2

アングラアバットメント 15°ショルダータイプ

補綴物をセメントで固定する 15°アングラアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB2-ABV15C1 ※2、※4、※5	SB2-ABV15C2 ※3、※4、※5	SB2-ABV15C3 ※1、※4、※5	SB2-ABV15C5 ※1、※4、※5
商品コード	AD4005	AD4008	AD4011	AD4014
固定ネジ (付属品)	SC2087	SC2087	SC20112	SC20132
材質	本体：チタン 付属品 (固定ネジ)：チタン合金			
カフ高さ	1.0mm	2.0mm	3.0mm	5.0mm
テーブル直径	4.8mm			
滅菌	未滅菌			

【注意事項】


- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.5mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 8.0mm です。
- *3 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 9.0mm です。
- *4 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *5 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】



アングルアバットメント 25°ショルダータイプ

補綴物をセメントで固定する 25°アングルアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB2-ABV25C1 ※1、※3、※4	SB2-ABV25C2 ※2、※3、※4
商品コード	AD4006	AD4009
固定ネジ (付属品)	SC2087	SC2087
材質	本体：チタン 付属品 (固定ネジ)：チタン合金	
カフ高さ	1.0mm	2.0mm
テーブル直径	4.8mm	
滅菌	未滅菌	

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 8.0mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 9.0mm です。
- *3 SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *4 SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SB2-ABV25C1

SB2-ABV25C2

アングルアバットメント 15°ダイレクトタイプ

補綴物をセメントで固定する 15°アングルアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB2-ABVD15C1 ※1、※2、※3
商品コード	AD40051
固定ネジ（付属品）	SC2087
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金
カフ高さ	1.0mm
テーブル直径	4.8mm
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 8.0mm です。
- *2 SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *3 SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SB2-ABVD15C1

鑄造用パターン単独用

カスタムアバットメントの製作に使用する鑄造用焼却パターンです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SB2- パターン Si ※1、※2、※3
商品コード	KS308
固定ネジ (付属品)	P-SC2082
材質	本体：アクリル 付属品 (固定ネジ)：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 パターン Si 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *3 SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SB2- パターン Si

テンポラリーアバットメント

TEK 用のアバットメントです。



締付トルク値：5 ～ 10Ncm




商品名	SB2- テンポラリー C2 ※ 1
商品コード	AD4035
固定ネジ（付属品）	SC20112
材質	本体：チタン 固定ネジ：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

※ 1 テンポラリー C2 頭頂部からネジ頭頂部まで 6.5mm です。


【インプラントボディ取付時の寸法】



SB2- テンポラリー C2




ヒーリングキャップ

歯肉調整用のキャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



インプラントボディ取付時


SB1-Hcap*F のネジ径と比べると識別可能です。





商品名	SB3-Hcap3	SB3-Hcap5	SB3-Hcap7
商品コード	CB4602	CB4603	CB4604
材質	チタン		
滅菌	ガンマ線滅菌済		

オープントレー用コーピング

オープントレーでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。




インプラントボディ取付時




商品名	SSB3-OP 印象
商品コード	KS112
材質	チタン
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています

クローズドトレイ用コーピング

クローズドトレイでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。



商品名	SB3- コーピング L12S
商品コード	KS109
材質	チタン
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています



アナログ

印象コーピングと組み合わせて作業模型を製作するためのアナログです。




商品名	SB3- アナログ
商品コード	KS206
材質	チタン




ストレートアバットメント ショルダータイプ

補綴物をセメントで固定するストレートアバットメントです。



締付トルク値：35Ncm




商品名	SB3-AB5C1 ※1、※4、※5	SB3-AB5C2 ※2、※4、※5	SB3-AB5C3 ※3、※4、※5
商品コード	AA4602	AA4603	AA4604
固定ネジ（付属品）	SC2589	SC25112	SC25112
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金		
カフ高さ	1.0mm	2.0mm	3.0mm
テーブル直径	5.2mm		
滅菌	未滅菌		


【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.9mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 2.6mm です。
- *3 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.6mm です。
- *4 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- *5 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SB3-AB5C1



SB3-AB5C2



SB3-AB5C3

ストレートアバットメント ダイレクトタイプ

補綴物をセメントで固定するストレートアバットメントです。



締付トルク値：35Ncm




商品名	SB3-ABD7C1W ※1、※2、※3	SB3-ABD7C2W ※2、※3、※4
商品コード	AA4606	AA4607
固定ネジ（付属品）	SC2589	SC25112
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
カフ高さ	1.0mm	2.0mm
テーブル直径	5.2mm	
滅菌	未滅菌	

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 5.9mm です。
- *2 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm（M2.5 ネジ）
- *3 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm
- *4 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 4.6mm です。

【インプラントボディ取付時の寸法】




SB3-ABD7C1W

SB3-ABD7C2W

アングルアバットメント 15°ショルダータイプ

補綴物をセメントで固定する 15°アングルアバットメントです。



締付トルク値：35Ncm




商品名	SB3-ABV15C1 ※1、※3、※4	SB3-ABV15C2 ※2、※3、※4
商品コード	AD4603	AD4605
固定ネジ (付属品)	SC2589	SC2589
材質	本体：チタン 付属品 (固定ネジ)：チタン合金	
カフ高さ	1.0mm	2.0mm
テーブル直径	5.2mm	
滅菌	未滅菌	

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 8.9mm です。
- *3 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- *4 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SB3-ABV15C1

SB3-ABV15C2

アングルアバットメント 25°ショルダータイプ

補綴物をセメントで固定する 25°アングルアバットメントです。



締付トルク値：35Ncm




商品名	SB3-ABV25C1 ※1、※2、※3
商品コード	AD4604
固定ネジ（付属品）	SC2589
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金
カフ高さ	1.0mm
テーブル直径	5.2mm
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm（M2.5 ネジ）
- *3 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】




SB3-ABV25C1

アングルアバットメント 15°ダイレクトタイプ

補綴物をセメントで固定する 15°アングルアバットメントです。



締付トルク値：35Ncm




商品名	SB3-ABVD15C1W ※1、※2、※3
商品コード	AD4635
固定ネジ（付属品）	SC2589
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金
カフ高さ	1.0mm
テーブル直径	5.2mm
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- *3 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】




SB3-ABVD15C1W

鑄造用パターン単独用

カスタムアパットメントの製作に使用する鑄造用焼却パターンです。



締付トルク値：35Ncm




商品名	SB3- パターン Si ※1、※2、※3
商品コード	KS309
固定ネジ (付属品)	P-SC2582
材質	本体：アクリル 付属品 (固定ネジ)：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 パターン Si 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- *3 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SB3- パターン Si

テンポラリーアバットメント

TEK 用のアバットメントです。



締付トルク値：5 ～ 10Ncm




商品名	SB3- テンポラリー C2 ※ 1
商品コード	AD4637
固定ネジ（付属品）	SC25112
材質	本体：チタン 固定ネジ：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

※ 1 テンポラリー C2 頭頂部からネジ頭頂部まで 6.5mm です。

【インプラントボディ取付時の寸法】



SB3- テンポラリー C2

カバーキャップ


歯肉調整用のキャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



嵌合形態 						
	商品名	SS1-Ccap2	SS1-Ccap3	SS1-Ccap5		
商品コード	CC3303	CC3304	CC3306			
材質	チタン					
滅菌	ガンマ線滅菌済					


オープントレー用コーピング

オープントレーでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。



インプラントボディ取付時


嵌合形態	
SB1	SS1



商品名	SSB1-OP 印象 L10-5	SSB1-OP 印象 L14-5
商品コード	KS131	KS132
材質	チタン	
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています	


クローズドトレー用コーピング

クローズドトレーでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。



インプラントボディ取付時


嵌合形態
SS1



商品名	SS1- 印象 L11
商品コード	KS101
材質	チタン
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています

クローズドトレイ用コーピング


クローズドトレイでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。ポリプロピレン製のディスパーザブルタイプのコーピングです。



インプラントボディ取付時

嵌合形態
 

商品名	SSB1-PP 印象 L14 (6 個入)
商品コード	KS133
材質	ポリプロピレン



アナログ

印象コーピングと組み合わせて作業模型を製作するためのアナログです。




嵌合形態


商品名	SS1- アナログ
商品コード	KS201
材質	チタン



ストレートアバットメント

補綴物をセメントで固定するストレートアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SS1-AB5 ※1、※3、※4	SS1-AB9 ※2、※3、※4
商品コード	AB3302	AE3301
固定ネジ（付属品）	SC2087	SC2087
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
高さ	5.0mm	9.0mm
滅菌	未滅菌	

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.2mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.2mm です。
- *3 SS1 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *4 SS1 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】





SS1-AB5

SS1-AB9

アングルアバットメント 15°／25°

補綴物をセメントで固定する 15°及び 25°アングルアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SS1-ABV15 ※1、※2、※3	SS1-ABV25 ※1、※2、※3
商品コード	AE3303	AE3305
固定ネジ（付属品）	SC2087	SC2087
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
高さ	9.0mm	9.0mm
滅菌	未滅菌	


【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.2mm です。
- *2 SS1 嵌合の固定ネジの直径 2mm（M2 ネジ）
- *3 SS1 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SS1-ABV15



SS1-ABV25

鑄造用パターン単独用

カスタムアバットメントの製作に使用する鑄造用焼却パターンです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SS1- パターン Si *1、*2、*3
商品コード	KS301
固定ネジ (付属品)	P-SC2082
材質	本体：アクリル 付属品 (固定ネジ)：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 パターン Si 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SS1 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *3 SS1 嵌合 の締付トルクは 25Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SS1- パターン Si

鑄造用パターン連結用

連結ネジ止めメタルフレームの製作に使用する鑄造用焼却パターンです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SS1-パターン Co *1、*2、*3
商品コード	KS304
固定ネジ (付属品)	P-SC2082
材質	本体：アクリル 付属品 (固定ネジ)：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 パターン Co 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SS1 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *3 SS1 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】



SS1-パターン Co

カバーキャップ



歯肉調整用のキャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



嵌合形態			
商品名	SS2-Ccap2	SS2-Ccap3	SS2-Ccap5
商品コード	CC4003	CC4004	CC4006
材質	チタン		
滅菌	ガンマ線滅菌済		

オープントレー用コーピング

オープントレーでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。





嵌合形態


商品名	SSB2-OP 印象 L10-5	SSB2-OP 印象 L14-5
商品コード	KS135	KS136
材質	チタン	
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています	

クローズドトレイ用コーピング

クローズドトレイでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。




嵌合形態


商品名	SS2- 印象 L11	
商品コード	KS102	
材質	チタン	
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています	

クローズドトレイ用コーピング


クローズドトレイでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。ポリプロピレン製のディスポーザブルタイプのコーピングです。



インプラントボディ取付時



商品名	SSB2-PP 印象 L14 (6 個入)
商品コード	KS134
材質	ポリプロピレン



アナログ

印象コーピングと組み合わせて作業模型を製作するためのアナログです。




商品名	SS2- アナログ
商品コード	KS202
材質	チタン



ストレートアバットメント

補綴物をセメントで固定するストレートアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SS2-AB5 ※1、※3、※4	SS2-AB9 ※2、※3、※4
商品コード	AB4002	AE4001
固定ネジ（付属品）	SC2087	SC2087
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
高さ	5.0mm	9.0mm
滅菌	未滅菌	

【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.2mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.2mm です。
- *3 SS2 嵌合の固定ネジの直径 2mm（M2 ネジ）
- *4 SS2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SS2-AB5

SS2-AB9

アングルアバットメント 15°／25°

補綴物をセメントで固定する 15°及び 25°アングルアバットメントです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SS2-ABV15 ※ 1、※ 2、※ 3	SS2-ABV25 ※ 1、※ 2、※ 3
商品コード	AE4003	AE4005
固定ネジ（付属品）	SC2087	SC2087
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
高さ	9.0mm	9.0mm
滅菌	未滅菌	


【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで7.2mm です。
- *2 SS2 嵌合の固定ネジの直径 2mm（M2 ネジ）
- *3 SS2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SS2-ABV15



SS2-ABV25

鑄造用パターン単独用

カスタムアパットメントの製作に使用する鑄造用焼却パターンです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SS2- パターン Si ※1、※2、※3
商品コード	KS302
固定ネジ (付属品)	P-SC2082
材質	本体：アクリル 付属品 (固定ネジ)：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 パターン Si 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SS2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *3 SS2 嵌合の締付トルクは 25Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SS2- パターン Si

鑄造用パターン連結用

連結ネジ止めメタルフレームの製作に使用する鑄造用焼却パターンです。



締付トルク値：25Ncm




商品名	SS2- パターン Co ※1、※2、※3
商品コード	KS305
固定ネジ (付属品)	P-SC2082
材質	本体：アクリル 付属品 (固定ネジ)：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 パターン Co 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SS2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- *3 SS2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】



SS2- パターン Co




カバーキャップ

歯肉調整用のキャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



インプラントボディ取付時


SS1-Ccap* のネジ径と比べると識別可能です。




商品名	SS3-Ccap2	SS3-Ccap3	SS3-Ccap5
商品コード	CC4603	CC4604	CC4606
材質	チタン		
滅菌	ガンマ線滅菌済		

オープントレー用コーピング

オープントレーでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。



インプラントボディ取付時




インプラント
プラットフォーム

商品名	SSB3-OP 印象
商品コード	KS112
材質	チタン
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています

クローズドトレイ用コーピング


クローズドトレイでインプラントレベル印象採得を行うための印象コーピングです。



インプラントボディ取付時



商品名	SS3- 印象 L11
商品コード	KS103
材質	チタン
形態	2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています



アナログ

印象コーピングと組み合わせて作業模型を製作するためのアナログです。




商品名	SS3- アナログ
商品コード	KS203
材質	チタン



ストレートアバットメント

補綴物をセメントで固定するストレートアバットメントです。



締付トルク値：35Ncm




商品名	SS3-AB5 ※1、※3、※4	SS3-AB7 ※2、※3、※4
商品コード	AB4602	AB4604
固定ネジ（付属品）	SC2589	SC2589
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
高さ	5.0mm	7.0mm
滅菌	未滅菌	

【注意事項】



- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.1mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 5.1mm です。
- *3 SS3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- *4 SS3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】



アングルアバットメント 15°／25°

補綴物をセメントで固定する 15°及び 25°アングルアバットメントです。



締付トルク値：35Ncm




商品名	SS3-ABV15 ※ 1、※ 3、※ 4	SS3-ABV25 ※ 2、※ 3、※ 4
商品コード	AE4602	AE4604
固定ネジ（付属品）	SC2589	SC2589
材質	本体：チタン 付属品（固定ネジ）：チタン合金	
高さ	9.0mm	7.0mm
滅菌	未滅菌	


【注意事項】

- *1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.1mm です。
- *2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 5.1mm です。
- *3 SS3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- *4 SS3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】




SS3-ABV15



SS3-ABV25

鑄造用パターン単独用

カスタムアパットメントの製作に使用する鑄造用焼却パターンです。



締付トルク値：35Ncm




商品名	SS3-パターン Si ※1、※2、※3
商品コード	KS303
固定ネジ (付属品)	P-SC2582
材質	本体：アクリル 付属品 (固定ネジ)：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 パターン Si 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SS3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- *3 SS3 嵌合の締付トルクは 35Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SS3-パターン Si

鑄造用パターン連結用

連結ネジ止めメタルフレームの製作に使用する鑄造用焼却パターンです。



締付トルク値：35Ncm




商品名	SS3- パターン Co ※1、※2、※3
商品コード	KS306
固定ネジ (付属品)	P-SC2582
材質	本体：アクリル 付属品 (固定ネジ)：チタン合金
滅菌	未滅菌

【注意事項】

- *1 パターン Co 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- *2 SS3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- *3 SS3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】



SS3- パターン Co


アバットメントスクリュー（アバットメント用固定ネジ）について

アルファタイトインプラントのアバットメントに付属しているスクリューはアバットメントの種類により異なります。
必ずアバットメントに付属しているスクリューを使用し、インプラントボディ、アナログに締結してください。
付属しているスクリュー以外を使用した場合、締結力不足等により、トラブルの原因となります。
また、アバットメントご使用後は、アバットメントに同封されているカルテシールを患者様のカルテ等に貼付し、保存してください。

スクリュー (品名)	SC2087	SC20112	SC20132	SC2010	SC2589	SC25112	P-SC2082	P-SC2582
組図								
最大径	Φ 2.4mm	Φ 2.4mm	Φ 2.4mm	Φ 2.4mm	Φ 2.9mm	Φ 2.9mm	Φ 2.5mm	Φ 3.0mm
全長	8.7mm	11.2mm	13.2mm	10mm	8.9mm	11.2mm	8.2mm	8.2mm
ネジサイズ	M2	M2	M2	M2	M2.5	M2.5	M2	M2.5
SB 嵌合								
ストレートアバットメント（ショルダータイプ）							鑄造用パターン	
	SB1-AB5C1	SB1-AB5C2	SB1-AB5C5		SB3-AB5C1	SB3-AB5C2	SB1-パターン Si	SB3-パターン Si
	SB2-AB5C1	SB1-AB5C3	SB2-AB5C5			SB3-AB5C3	SB2-パターン Si	
		SB2-AB5C2						
		SB2-AB5C3						
ストレートアバットメント（ダイレクトタイプ）								
	SB1-ABD7C1N	SB1-ABD7C2N		SB1-AB10C1ZE	SB3-ABD7C1W	SB3-ABD7C2W		
	SB2-ABD7C1	SB1-ABD9C3(37)						
		SB2-ABD7C2						
アングルアバットメント（ショルダータイプ）								
	SB1-ABV15C1(48)	SB1-ABV15C3(48)	SB1-ABV15C5(48)		SB3-ABV15C1			
	SB1-ABV15C2(48)	SB1-ABV5C2(48)	SB2-ABV15C5		SB3-ABV15C2			
	SB1-ABV25C1(48)	SB2-ABV15C3			SB3-ABV25C1			
	SB1-ABV25C2(48)							
	SB2-ABV15C1							
	SB2-ABV15C2							
	SB2-ABV25C1							
	SB2-ABV25C2							
アングルアバットメント（ダイレクトタイプ）								
	SB1-ABVD15C1N	SB1-ABVD15C2(48)		SB1-AG10° C1ZE	SB3-ABVD15C1W			
	SB1-ABVD25C1N	SB1-ABVD15C3(48)						
	SB2-ABVD15C1							
テンポラリーアバットメント								
		SB1- テンポラリー C2				SB3- テンポラリー C2		
		SB2- テンポラリー C2						
SS 嵌合								
ストレートアバットメント							鑄造パターン	
	SS1-AB5				SS3-AB5		SS1-パターン Si	SS3-パターン Si
	SS1-AB9				SS3-AB7		SS2-パターン Si	SS3-パターン Co
	SS2-AB5						SS1-パターン Co	
	SS2-AB9						SS2-パターン Co	
アングルアバットメント								
	SS1-ABV15				SS3-ABV15			
	SS1-ABV25				SS3-ABV25			
	SS2-ABV15							
	SS2-ABV25							

UNI MJ ガイド KIT **NEW!**

ドリリングから埋入までをサポートするドリルとガイドストッパー、ガイド用挿入ジグのガイドドサージェリー用ドリルシステムです。ガイドドサージェリー⇄フリーハンドオペレーション間でのドリルの共通化を図り、2本のドリルとストッパー及びフリーハンドオペレーションのみで使用するツールを追加することでフリーハンドオペレーションにも対応可能なシステムです。



商品名	UNI MJ ガイド (ツールキット) +7 instruments	
材質	ステンレス・シリコンゴム・チタン	
同梱商品	① ツール BOX-03 (UNI ツールボックス) ② α ドリルティッシュパンチφ 4.1 ③ α ドリルティッシュパンチφ 5.0 ④ α リーマー G φ 2.8-306 ⑤ α リーマー G φ 2.8-346 ⑥ α リーマー G φ 2.8-386 ⑦ α リーマー G φ 3.2-346 ⑧ α リーマー G φ 3.5-346 ⑨ α リーマー G φ 3.8-346 ⑩ α リーマー G φ 3.8-386 ⑪ α リーマー G φ 4.1-346 ⑫ ガイドストッパー BL03V02 × 2 ⑬ ガイドストッパー BL23V02 × 2 ⑭ ガイドストッパー BL43V02 × 2 ⑮ ガイドストッパー RD03V02(黒) × 2 ⑯ ガイドストッパー RD23V02(黒) × 2 ⑰ ガイドストッパー RD43V02(黒) × 2 ⑱ ガイドストッパー YL03V02 × 2 ⑲ ガイドストッパー YL23V02 × 2 ⑳ ガイドストッパー YL43V02 × 2	㉑ CA エクステンション MJ-2 ㉒ SSB1- 挿入ジグ MJ ㉓ 保持ツール 37-43 +7 instruments ※1 ㉔ HEX ホールドドライバー 22 ㉕ SB1-MK ボーンミル ㉖ スクエア・ハンドドライバー ㉗ トルク付ラチェットレンチ ㉘ スクエア・エクステンション ㉙ ポストリムーバー 25 ㉚ アバットリムーバー M

※ 1 +7 instruments はケンテック社の全インプラントシステム共通にてお使い頂けるインスツルメントです。すでに弊社他システムをご使用頂いている場合には除外できる製品もございます。詳しくは担当営業までご相談ください。


+7 instruments の詳細については p92～p99 のインスツルメント欄に掲載されている **UNI MJ GUIDE KIT** の印が付いているインスツルメントをご覧ください。

ツールボックス



商品名	ツール BOX-03 (UNI ツールボックス)
商品コード	KTT-07
材質	ステンレス・シリコンゴム
寸法	幅 200mm × 高さ 50mm × 奥行 85mm (突起物を含まない寸法)
形態	2つの部品 (本体、中板) で構成されています


ガイドストッパー



商品名	ガイドストッパー BL03V02	ガイドストッパー BL23V02	ガイドストッパー BL43V02
商品コード	KT218	KT219	KT220
材質	ステンレス		
全長 (mm)	6.0	8.0	10.0




外観：フランジ部に切り欠け無し




商品名	ガイドストッパー RD03V02(黒)	ガイドストッパー RD23V02(黒)	ガイドストッパー RD43V02(黒)
商品コード	KT221	KT222	KT223
材質	ステンレス		
全長 (mm)	6.0	8.0	10.0



外観：フランジ部に1面切り欠け有り




商品名	ガイドストッパー YL03V02	ガイドストッパー YL23V02	ガイドストッパー YL43V02
商品コード	KT224	KT225	KT226
材質	ステンレス		
全長 (mm)	6.0	8.0	10.0



外観：フランジ部に二面切り欠け有り

ドリル



商品名	α リーマー G Φ 2.8-306 ^{※1}	α リーマー G Φ 2.8-346 ^{※1}	α リーマー G Φ 2.8-386 ^{※1}
商品コード	KT-D280	KT-D284	KT-D288
材質	ステンレス・シリコンゴム		
全長 (mm)	30.6	34.6	38.6
刃径 (mm)	2.8		
先端径 (mm)	1.75		



商品名	α リーマー G Φ 3.2-346 ^{※1}	α リーマー G Φ 3.5-346 ^{※1}	α リーマー G Φ 3.8-346 ^{※1}
商品コード	KT-D324	KT-D354	KT-D384
材質	ステンレス・シリコンゴム		
全長 (mm)	34.6	34.6	34.6
刃径 (mm)	3.2	3.5	3.8
先端径 (mm)	1.85	2.3	2.45



NEW

Option

※このドリルはキットには含まれません

商品名	α リーマー G Φ 3.8-386 ^{※1}	α リーマー G Φ 4.1-346 ^{※1}	α リーマー G Φ 4.4-346 ^{※1}
商品コード	KT-D388	KT-D414	KT-D444
材質	ステンレス・シリコンゴム		
全長 (mm)	38.6	34.6	34.6
刃径 (mm)	3.8	4.1	4.4
先端径 (mm)	2.6	3.0	3.15

※1 α リーマー G
製造販売元並び医療機器届出番号
株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011
医療機器届出番号 : 13B2X00094000180

ティッシュパンチ



商品名	αドリル ティッシュパンチΦ 4.1 ※ 2	αドリル ティッシュパンチΦ 5.0 ※ 2
商品コード	KT-TP41	KT-TP50
材質	ステンレス	
全長 (mm)	26.0	
刃径 (mm)	4.1	5.0

※ 2 ティッシュパンチ
製造販売元並び医療機器認証番号
株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011
医療機器認証番号 : 224AKBZX00040000

挿入ジグ



商品名	SSB1- 挿入ジグ MJ
商品コード	KT213
材質	ステンレス・シリコンゴム

CA エクステンション



商品名	CA エクステンション MJ-2
商品コード	KT201
材質	ステンレス・シリコンゴム

保持ツール 37-43




商品名	保持ツール 37-43
商品コード	KT140
材質	チタン

UNI STARTER KIT NEW!

インプラント径 3.3/3.7/4.0/4.3mm、インプラント長 8/10/12mm のインプラントに特化したフリーハンドオペレーション用のサージカルドリルとツールのキットです。フリーハンドオペレーション⇔ガイドドサージェリー間でのドリルの共通化を図り、3 本のドリルとガイドドサージェリー専用のツールを追加することでガイドドサージェリー※¹ にも対応可能なシステムです。

※ 1 ガイドドサージェリーを行う場合には、当ツールキット以外に別途サージカルガイド等が必要となります。詳しくは弊社までお問い合わせください。




商品名	UNI スターターキット (ツールキット)	
材質	ステンレス・シリコンゴム・チタン・チタン合金	
同梱商品	①ツール BOX-03 (UNI ツールボックス) ②サージカルバー 141RF/018 ③αリーマー-G Φ 2.0-346 ④αリーマー-G Φ 2.5-346 ⑤αリーマー-G Φ 2.8-346 ⑥αリーマー-G Φ 3.2-346 ⑦αリーマー-G Φ 3.5-346 ⑧αリーマー-G Φ 3.8-346 ⑨αリーマー-G Φ 4.1-346 ⑩CA エクステンション※ 1 ⑪アラームガイド LB21-20 × 2 ⑫HEX ホールドドライバー 22 ⑬マウントホルダー ⑭スクエア・エクステンション	⑮スクエア・ハンドドライバー ⑯トルク付ラチェットレンチ ⑰UNI ストッパー〜Φ 3.5D06 × 1 ⑱UNI ストッパー〜Φ 3.5D09 × 2 ⑲UNI ストッパー〜Φ 3.5D11 × 2 ⑳UNI ストッパー〜Φ 3.5D13 × 2 ㉑UNI ストッパーΦ 3.8 ~ D06 × 1 ㉒UNI ストッパーΦ 3.8 ~ D09 × 2 ㉓UNI ストッパーΦ 3.8 ~ D11 × 2 ㉔UNI ストッパーΦ 3.8 ~ D13 × 2 ㉕SB1-MK ボーンミル ㉖ポストリムーバー 25 ㉗アバットリムーバー M

(注意)

同梱商品⑩～⑯、㉓～㉗の詳細については p92 ～ p99 のインスツルメント欄に掲載されている UNI STARTER KIT の印が付いているインスツルメントをご覧ください。


※ 1 ガイドドサージェリーとの併用を検討されている場合には、お手数ですが、ご購入前に弊社営業担当までお問い合わせください。

ツールボックス




商品名	ツール BOX-03 (UNI ツールボックス)
商品コード	KTT-07
材質	ステンレス・シリコンゴム
寸法	幅 200mm × 高さ 50mm × 奥行 85mm (突起物を含まない寸法)
形態	2つの部品（本体、中板）で構成されています

ストッパー




商品名	UNI ストッパー ～Φ 3.5D06	UNI ストッパー ～Φ 3.5D09	UNI ストッパー ～Φ 3.5D11	UNI ストッパー ～Φ 3.5D13
商品コード	KT227	KT228	KT229	KT230
材質	チタン			
ドリル深度 (mm)	6.0	9.0	11.0	13.0
取付ドリル	Φ 2.0～Φ 3.5			



商品名	UNI ストッパー Φ 3.8～D06	UNI ストッパー Φ 3.8～D09	UNI ストッパー Φ 3.8～D11	UNI ストッパー Φ 3.8～D13
商品コード	KT231	KT232	KT233	KT234
材質	チタン			
ドリル深度 (mm)	6.0	9.0	11.0	13.0
取付ドリル	Φ 3.8～Φ 4.1			

ドリル



商品名	αリーマー G Φ 2.0-346 ^{※1}	αリーマー G Φ 2.5-346 ^{※1}	αリーマー G Φ 2.8-346 ^{※1}	αリーマー G Φ 3.2-346 ^{※1}
商品コード	KT-D204	KT-D254	KT-D284	KT-D324
材質	ステンレス・シリコンゴム			
全長 (mm)	34.6	34.6	34.6	34.6
刃径 (mm)	2.0	2.5	2.8	3.2
先端径 (mm)	0.55	0.55	1.75	1.85



NEW
Option

※このドリルはキットには含まれません

商品名	αリーマー G Φ 3.5-346 ^{※1}	αリーマー G Φ 3.8-346 ^{※1}	αリーマー G Φ 4.1-346 ^{※1}	αリーマー G Φ 4.4-346 ^{※1}
商品コード	KT-D354	KT-D384	KT-D414	KT-D444
材質	ステンレス・シリコンゴム			
全長 (mm)	34.6	34.6	34.6	34.6
刃径 (mm)	3.5	3.8	4.1	4.4
先端径 (mm)	2.3	2.45	3.0	3.15

サージカルバー



商品名	サージカルバー 141RF/018 ^{※2}
商品コード	KD103
材質	ステンレス
全長 (mm)	34.0
刃径 (mm)	1.8

※1 αリーマー G
製造販売元並び医療機器届出番号
株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011
医療機器届出番号 : 13B2X00094000180

※2 サージカルバー 141RF/018
製造販売元並び医療機器届出番号
株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011
医療機器届出番号 : 13B2X00094000120

MJ ガイドシステム

ドリリングから埋入までをサポートするドリルとガイドストッパー、ガイド用挿入ジグのガイドッドサージェリー用ドリル・ツールキットです。



商品名	MJ ガイドシステム (ツールキット) +7 instruments	
材質	ステンレス・チタン・シリコンゴム	
同梱商品	① MJ ツール BOX-02 (MJ ガイドシステム用ツールボックス) ② α ドリルティッシュパンチΦ 4.1 ③ α ドリルティッシュパンチΦ 5.0 ④ α ドリルスタート R3 ⑤ α ドリルスタート R6 ⑥ α ドリルスタート R8 ⑦ α ドリルスタート R10 ⑧ α ドリルスタート R12 ⑨ α ドリルスタート R14 ⑩ α ドリルスタート R16 ⑪ α ドリルスタート W10 ⑫ α ドリルカウンターシンク R-C ⑬ α ドリルカウンターシンク W-C ⑭ α ドリルカウンターシンク 2R-C ⑮ ガイドストッパー RS (青) × 6 ⑯ ガイドストッパー RM (赤) × 2 ⑰ ガイドストッパー WS (銀) × 8 ⑱ ガイドストッパー WM (黄) × 3 ⑲ ガイドストッパー RXS (紫) × 1 ⑳ ガイドストッパー WXS (金) × 1	㉑ SSB1- 挿入ジグ R-MJ ㉒ SSB1- 挿入ジグ W-MJ ㉓ CA エクステンション MJ-2 ※ 1 ㉔ 保持ツール 37-43 +7 instruments ※ 2 ㉕ HEX ホールドドライバー 22 ㉖ SB1-MK ボーンミル ㉗ スクエア・ハンドドライバー ㉘ トルク付ラチェットレンチ ㉙ スクエア・エクステンション ㉚ ポストリムーバー 25 ㉛ アバットリムーバー M

※ 1 ご使用のハンドピースにより、CA エクステンションが異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

※ 2 +7 instruments はケンテック社の全インプラントシステム共通にてお使い頂けるインスツルメントです。すでに弊社他システムをご使用頂いている場合には除外できる製品もございます。詳しくは担当営業までご相談ください。





+7 instruments の詳細については p92～p99 のインスツルメント欄に掲載されている MJ Guide System の印が付いているインスツルメントをご覧ください。

ツールボックス




商品名	MJ ツール BOX-02 (MJ ガイドシステム用ツールボックス)
商品コード	KTT-06
材質	ステンレス・シリコンゴム
寸法	幅 157mm × 高さ 52mm × 奥行 83mm (突起物を含まない寸法)
形態	2つの部品 (本体、中板) で構成されています

ガイドストッパー




商品名	ガイドストッパー RS (青)	ガイドストッパー RM (赤)	ガイドストッパー WS (銀)	ガイドストッパー WM (黄)
商品コード	KT148	KT149	KT150	KT151
材質	ステンレス・チタン・シリコンゴム			



商品名	ガイドストッパー RXS (紫)	ガイドストッパー WXS (金)
商品コード	KT152	KT153
材質	チタン・シリコンゴム	

ドリル



商品名	α ドリルスタート R3 ^{*1}	α ドリルスタート R6 ^{*1}	α ドリルスタート R8 ^{*1}	α ドリルスタート R10 ^{*1}
商品コード	DD103	DD104	DD105	DD106
材質	ステンレス			
全長 (mm)	24.9	27.9	30.4	32.4
刃径 (mm)	3.2			
先端刃径 (mm)	2.5 (1.0)		2.5	



商品名	α ドリルスタート R12 ^{*1}	α ドリルスタート R14 ^{*1}	α ドリルスタート R16 ^{*1}	α ドリルスタート W10 ^{*1}
商品コード	DD107	DD108	DD115	DD109
材質	ステンレス			
全長 (mm)	34.4	36.4	38.4	32.4
刃径 (mm)	3.2			4.15
先端刃径 (mm)	2.5			2.0



商品名	α ドリルカウンターシンク R-C ^{*1}	α ドリルカウンターシンク W-C ^{*1}	α ドリルカウンターシンク 2R-C ^{*1}
商品コード	DD110	DD111	DD113
材質	ステンレス		
全長 (mm)	30.9		
刃径 (mm)	3.65	4.15	3.95
先端刃径 (mm)	2.75	3.1	3.0

ティッシュパンチ



商品名	αドリル ティッシュパンチ Φ 4.1 ※ 1	αドリル ティッシュパンチ Φ 5.0 ※ 1
商品コード	KT-TP41	KT-TP50
材質	ステンレス	
全長 (mm)	26.0	
刃径 (mm)	4.1	5.0

保持ツール 37-43

挿入ジグ



商品名	SSB1- 挿入ジグ R-MJ	SSB1- 挿入ジグ W-MJ	保持ツール 37-43
商品コード	KT143	KT144	KT140
材質	ステンレス		チタン

CA エクステンション



商品名	CA エクステンション MJ ※ 2、※ 3	CA エクステンション MJ-2 ※ 3
商品コード	KT160	KT201
材質	ステンレス	ステンレス・シリコンゴム


※ 1 製造販売元並びに医療機器認証番号
株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011
医療機器認証番号 : 224AKBZX00040000

※ 2 内部注水対応製品

※ 3 ご使用のハンドピースにより、CA エクステンションが異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

オプション

※ MJ ガイドシステムのキットには含まれておりません。ご入用の際はキットとは別途ご購入ください。



商品名	α ドリルスタート S※ ¹	α ドリルスタート M※ ¹
商品コード	DD116	DD117
材質	ステンレス	
全長 (mm)	30.4	34.4
刃径 (mm)	2.3	2.3
先端刃径 (mm)	1.8 (1.0)	

※¹ 製造販売元並び医療機器認証番号
株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL: 03-3964-2011
医療機器認証番号: 224AKBZX00040000



商品名	α ドリルスタート 2W10※ ¹	α ドリルカウンターシンク 2W-C※ ¹
商品コード	DD114	DD112
材質	ステンレス	
全長 (mm)	32.4	30.9
刃径 (mm)	4.55	4.55
先端刃径 (mm)	3.5	3.6



NEW



NEW

商品名	MJ_W12 リーマー※ ²	MJ_W14 リーマー※ ²
商品コード	KD701	KD702
材質	ステンレス	
全長 (mm)	34.4	36.4
刃径 (mm)	4.15	4.15
先端刃径 (mm)	3.0	3.0

※² 製造販売元並び医療機器届出番号
プロスパー株式会社 新潟県柏崎市軽井川 2028-6
医療機器届出番号: 15B1X100020000025

オプション

※ MJ ガイドシステムのキットには含まれておりません。ご入用の際はキットとは別途ご購入ください。



NEW



NEW

商品名	MJ_2W12 リーマー※2	MJ_2W14 リーマー※2
商品コード	KD703	KD704
材質	ステンレス	
全長 (mm)	34.4	36.4
刃径 (mm)	4.55	4.55
先端刃径 (mm)	3.5	3.5

※2 製造販売元並び医療機器届出番号
 プロスパー株式会社 新潟県柏崎市軽井川 2028-6
 医療機器届出番号：15B1X100020000025



商品名	SSB1-挿入ジグ R2-MJ	SSB1-挿入ジグ W2-MJ	SSB2-挿入ジグ W2-MJ
商品コード	KT154	KT155	KT156
材質	ステンレス		



商品名	MJ 挿入ジグ - コントラコネクター	MJ 挿入ジグ - コントラコネクター L
商品コード	KT158	KT159
材質	ステンレス・シリコンゴム	

スターターキット 33/37/40/43

インプラント径 3.3/3.7/4.0/4.3mm、インプラント長 8/10/12mm のインプラントに特化したフリーハンドオペレーション用のサージカルドリル、ツールのキットです。



商品名	スターターキット 33/37/40/43 (ツールキット)	
材質	ステンレス・シリコンゴム・チタン合金	
同梱商品	① ツール BOX-02 (スターターキット用ツールボックス) ② サージカルバー 141RF/018 ③ リンデマンボーンカッター 21 (ストッパー付) ④ α リーマー M25 (ストッパー付) ⑤ α リーマー M32 (ストッパー付) ⑥ α リーマー M35 (ストッパー付) ⑦ α リーマー M38 (ストッパー付) ⑧ α リーマー M41 (ストッパー付) ⑨ マウントホルダー ⑩ アラームガイド LB21-20 × 2 ⑪ スクエア・エクステンション ⑫ CA エクステンション ⑬ HEX ホールドドライバー 22 ⑭ スクエア・ハンドドライバー	⑮ SB1-MK ボーンミル ⑯ トルク付ラチェットレンチ ⑰ ポストリムーバー 25 ⑱ アバットリムーバー M

(注意)


同梱商品⑨～⑱の詳細については p92 ～ p99 のインスツルメント欄に掲載されている [STARTER KIT 33/37/40/43](#) の印が付いているインスツルメントをご覧ください。

ツールボックス



商品名	ツール BOX-02 (スターターキット用ツールボックス)
商品コード	KTT-01
材質	ステンレス・シリコンゴム
寸法	幅 157mm × 高さ 52mm × 奥行 83mm (突起物を含まない寸法)
形態	2つの部品 (本体、中板) で構成されています

ドリル




商品名	サージカルバー 141RF/018 ※ 1	リンデマンボンカッター 21 (ストッパー付) ※ 2
商品コード	KD103	KD102
材質	ステンレス	
ドリル全長 (mm)	34.0	34.0
ドリル刃径 (mm)	1.8	2.1
ストッパー全長 (mm)	ストッパー取付不可	8.5


※ 1 サージカルバー 141RF/018
製造販売元並び医療機器届出番号
株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011
医療機器届出番号 : 13B2X00094000120

※ 2 リンデマンボンカッター 21
製造販売元並び医療機器届出番号
株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011
医療機器届出番号 : 13B2X00094000134

ドリル



商品名	α リーマー M25 (ストッパー付) ※1		α リーマー M32 (ストッパー付) ※1	α リーマー M35 (ストッパー付) ※1
商品コード	KD331		KD332	KD333
材質	ステンレス			
全長 (mm)	35.0			
刃径 (mm)	2.5	3.2	3.5	
先端刃径 (mm)	1.9	2.5	2.8	
有効刃長 (mm)	14.0	13.0		
ストッパー全長 (mm)	9.5			




商品名	α リーマー M38 (ストッパー付) ※1		α リーマー M41 (ストッパー付) ※1
商品コード	KD334		KD335
材質	ステンレス		
全長 (mm)	35.0		
刃径 (mm)	3.8	4.1	
有効刃長 (mm)	13.0		
先端刃径 (mm)	3.1	3.4	
ストッパー全長 (mm)	9.5		

※1 製造販売元並びに医療機器認証番号
株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011
医療機器認証番号 : 224AKBZX00040000

ドライバー

キャップ、アバットメントの取り付けやドリルストッパーのネジの調整に使用します




UNI MJ GUIDE KIT
UNI STARTER KIT
MJ Guide System
STARTER KIT 33/37/40/43



商品名	HEX ホールドドライバー 22	HEX ホールドドライバー 16	HEX ハンドドライバー 28
商品コード	KT129	KT128	KT122
材質	ステンレス		
寸法 (全長)	22mm	16mm	28mm
寸法 (軸長)	12.5mm	7.5mm	19mm

ドライバー


ハンドピースもしくはCAハンドドライバーに取り付けて使用するドライバーです



商品名	CA-HEX ドライバー 18	CA-HEX ドライバー 28
商品コード	KT103-1	KT103-3
材質	ステンレス	
寸法 (全長)	18mm	28mm

アラームガイド

インプラント埋入の際、深度計測及び方向の確認をします



UNI STARTER KIT
STARTER KIT 33/37/40/43



商品名	アラームガイド LB21-20
商品コード	KT109-3
材質	ステンレス

マウントホルダー

手指で埋入する際にコントラマウントに取り付けて使用します



UNI STARTER KIT
STARTER KIT 33/37/40/43



商品名	マウントホルダー	マウントホルダー L
商品コード	KT115	KT127
材質	ステンレス・シリコンゴム	

スクエア CA ホルダー NEW


CA 形状を付与された埋入コントラ・ドライバー・ドリル等を取り付け手指で使用します。
トルク付ラチェットレンチ、スクエア・ハンドドライバーに接続可能です。



商品名	スクエア CA ホルダー
商品コード	KT238
材質	ステンレス・シリコンゴム

スクエア・エクステンション

ラチェットレンチやハンドドライバーの取り付け部の高さ方向を延長する際に使用します



UNI MJ GUIDE KIT
UNI STARTER KIT
MJ Guide System
STARTER KIT 33/37/40/43



商品名	スクエア・エクステンション
商品コード	KT106
材質	ステンレス・シリコンゴム

CA エクステンション

ドリルの高さ方向を延長する際にドリルに取り付けて使用します



UNI STARTER KIT
STARTER KIT 33/37/40/43




商品名	CA エクステンション
商品コード	KT107
材質	ステンレス

スクエア・ハンドドライバー

主に手指で埋入するために使用します




4mm 四角穴形状




商品名	スクエア・ハンドドライバー
商品コード	KT102
材質	ステンレス
寸法（直径）	18mm
寸法（厚み）	5mm

CA ハンドドライバー

CA 部に取り付けて使用します



CA 穴形状



商品名	CA ハンドドライバー
商品コード	KT101
材質	ステンレス・シリコンゴム
寸法（直径）	18mm
寸法（厚み）	5mm

トルク付ラチェットレンチ

手指埋入やアバットメントを規定のトルク値で取り付ける際に使用します



商品名	トルク付ラチェットレンチ
商品コード	KT113
材質	ステンレス
トルクコントロール	10Ncm ~ 45Ncm

ラチェットレンチ


手指埋入やアバットメントを取り付ける際に使用します



商品名	ラチェットレンチ
商品コード	KT111
材質	ステンレス

挿入ジグ

手指埋入用の挿入ジグです



商品名	SSB1- 挿入ジグ	SSB2- 挿入ジグ	SSB3- 挿入ジグ
商品コード	KT105-1	KT105-2	KT105-3
材質	ステンレス・チタン		
形態	2つの部品（本体、中ネジ）で構成されています		
寸法（全長）	22.2mm		

MK ボーンミル

インプラント上部の骨を除去するために使用します



商品名	SB1-MK ボーンミル	SB2-MK ボーンミル	SB3-MK ボーンミル
商品コード	KT119-1	KT119-3	KT119-5
材質	チタン合金・シリコンゴム		
形態	2つの部品（本体、軸）で構成されています		

印象用ドライバー

クローズドトレイ用印象コーピングの着脱に使用します。



商品名	印象用ドライバー M
商品コード	KT114-2
材質	ステンレス

印象用リムーバー

印象用コーピングの取り外しに使用します。



商品名	印象用リムーバー L
商品コード	KT117-2
材質	ステンレス

アバットメント保持ツール

アバットメントを削合する際に使用します。

SB1/SS1 嵌合用




SB2/SS2 嵌合用

商品名	アバットメント保持ツール
商品コード	KT120
材質	ステンレス
対応商品	SB1/SS1 及び SB2/SS2 嵌合アバットメント

ポストリムーバー

アバットメントの取り外しに使用します



UNI MJ GUIDE KIT
UNI STARTER KIT
MJ Guide System
STARTER KIT 33/37/40/43



商品名	ポストリムーバー 25	ポストリムーバー 30
商品コード	KT104-2	KT104-3
材質	ステンレス	

アバットリムーバー

アバットリムーバー M 対応のアバットメントの取り外しに使用します



UNI MJ GUIDE KIT
UNI STARTER KIT
MJ Guide System
STARTER KIT 33/37/40/43



商品名	アバットリムーバー M
商品コード	KT110-2
材質	ステンレス

試適用アバットメント



商品名	試適用アバットメント (SS・SB)
商品コード	KS491
材質	収納ケース：プラスチック アバットメント：チタン
セット内容	SS タイプ用アバットメント 12 種類 TF/F/SB タイプ用アバットメント 18 種類


スリーブ

サージカルガイドに組み込むためのスリーブです。



商品名	MJ スリーブ 41-45	MJ スリーブ 50-45
商品コード	KT216-1	KT217-1
材質	ステンレス	
内径 (mm)	4.11	5.02
外径 (mm)	4.5	6.0
高さ (mm)	4.5	4.5


ドリル



商品名	α ドリル 20L ※ ¹	α ドリル 28L ※ ¹	α ドリル 32L ※ ¹
商品コード	KD211	KD212	KD213
材質	ステンレス		
全長 (mm)	37.0		
刃径 (mm)	2.0	2.8	3.2



商品名	α ドリル 35L ※ ¹	α ドリル 41L ※ ¹	リンデマンボーンカッター 14 ※ ²
商品コード	KD214	KD215	KD101
材質	ステンレス		
全長 (mm)	37.0		
刃径 (mm)	3.5	4.1	1.4



商品名	α リーマー 38 ※ ¹	α リーマー 44 ※ ¹	α リーマー 25L ※ ¹
商品コード	KD302	KD303	KD311
材質	ステンレス		
全長 (mm)	32.0		37.0
刃径 (mm)	3.8	4.4	2.5

※¹ 製造販売元並び医療機器認証番号
株式会社デンテック
東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011
医療機器認証番号 : 224AKBZX00040000

※² 製造販売元並び医療機器届出番号
株式会社デンテック
東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011
医療機器届出番号 : 13B2X00094000134

ストッパー



商品名	ストッパー 25	ストッパー 32	ストッパー 38	ストッパー 44
商品コード	KD401	KD402	KD403	KD404
材質	チタン・ステンレス			




商品名	ストッパー 25L	ストッパー 32L	ストッパー 38L	ストッパー 44L
商品コード	KD411	KD412	KD413	KD414
材質	チタン・ステンレス			

骨補填材



ネオボーンは日本で初めて「骨再生の補助」の効能効果があると認められた、3次元連通気孔構造を有するハイドロキシアパタイト製骨補填材です。

ネオボーンは、生体骨組織の主成分であり、広く生体材料として使用実績のあるハイドロキシアパタイト製骨補填材です。独自の成型技術である「起泡ゲル化技術」の応用により、多数の気孔同士が気孔間連通部によって互いにつながっている、独自の多孔体構造を有しています。この多孔体構造により、埋入後、ネオボーン深部にまで生体組織が速やかに侵入し、新生骨の形成を促進します。また、気孔率72%以上78%以下という高気孔率にもかかわらず、圧縮強さ（代表値）が1.2～1.8MPaと、手術時に容易なハンドリングを提供する初期強度も兼ね備えています。生体親和性が高く、良好な骨伝導能により、優れた内部骨形成を実現し、骨再生を強力にサポートします。これにより、骨補填材の粘膜からの排出や、それに伴う炎症症状などは起こりにくく、極めて有用性の高い骨補填材です。




ネオボーン表面の顕微鏡写真
(倍率 35 倍)




ネオボーンの特徴

ネオボーンは直径 150 μ m 前後の多数の気孔同士が、直径平均 40 μ m の大きな気孔間連通部により、骨補填材全域にわたってつながった3次元連通気孔構造を有しています。この独自の気孔構造により骨の再生を効果的に補助します。



3次元連通気孔模式図（ネオボーン）



気孔間連通気孔構造立体模式図



気孔の連通概念図
多孔体全域にわたり気孔が連通

ネオボーンの種類



医療機器承認番号：
21500BZZ00315000（滅菌済）

販売元：
株式会社 Aimedic MMT
〒108-0075
東京都港区港南 1-2-70
品川シーズンテラス

製造販売元：
クアーズテック株式会社
〒257-8566
神奈川県秦野市曾屋 30

商品名	ネオボーン顆粒品	ネオボーン球状タイプ顆粒品 ^{※1}
商品コード	DK03-001	DK12-001
形態	顆粒品	顆粒品
粒子の大きさ	1-0.5mm	2-1mm
内容量	1g	1g

※1
ネオボーン球状タイプ顆粒品（商品コード DK12-001）に関しましては在庫がなくなり次第、販売終了となります。予めご了承ください。

保証のご案内

ケンテック株式会社は、弊社の製品保証基準にて、製品を保証いたします。

従って、本製品の保証は日本国内で保証する材質及び製造工程での不良品以外は適用できません。

また、この保証は購入者本人に限定させていただきます。

※ 予告なしに製品の変更や販売中止、価格の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

<製品の交換について>

- ・お客様の事情による製品の交換は、製品が未開封※¹で弊社発送日より 90 日以内とさせていただきます。

まずは、弊社へご連絡いただき製品をご返送ください。

その場合の往復の送料は、お客様にご負担いただいております。

- ・万が一、お受け取りになった製品が注文されたものと違っていた場合や製品が破損していた場合は、製品の交換をさせていただきます。恐れ入りますが、担当者または弊社へご連絡いただき、製品を着払いでご返送ください。

<製品の返品について>

- ・ご購入された製品の返品は、原則としてお受けしておりません。

ただし、製品が未開封※¹であり、特殊事情があった場合に限りお受けいたします。弊社発送日より 30 日以内に担当者または弊社へご連絡をいただき製品をご返送ください。

その場合の送料は、お客様にご負担いただいております。

※¹ 製品の箱、包装袋が未開封で破損していない状態を表します。

<送料について>

- ・送料は一度のご注文が 8,800 円(本体価格 8,000 円)未満のご注文の場合は全国一律 880 円(税込)をお客様にご負担いただいております。ネオボーンに関しては、別途送料のご負担をお願いしております。

また、タイムサービス（翌日午前 10 時着※²）をご利用の場合は送料のほかに別途 330 円～（税込）をご負担ください。

※² 地域によってはタイムサービスの時間帯が異なる場合がございますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

注意事項

- ・アルファタイトインプラントは、厚生労働省による医療機器の承認を得た製品であり、原則として歯科医師免許の取得者のみに販売いたします。
- ・本製品の使用にあたっては、添付文書・操作マニュアル等を十分にご理解いただき正しくご使用ください。
- ・インプラント手術を行うにあたって、患者の口腔内及び全身的健康状態がインプラント手術に適さない場合は、ご使用を避けてください。
- ・口腔衛生が保てない患者、リコールに応じない患者には、ご使用を避けてください。術後の管理が適切に行えない場合があります。
- ・本製品はご使用されるまで過度の衝撃を加えないよう注意して取り扱ってください。
- ・本製品を保管する場合は、未開封のまま行ってください。
また、保管場所は直射日光及び高温多湿を避け、歯科の従事者以外が触れないように適切な場所を選択してください。

免責規定

アルファタイトインプラント及び付随するパーツを含むインスツルメント類はケンテック株式会社の指示と推奨事項に従ってご使用ください。アルファタイトインプラント製品を他社製品と併用された場合は、ケンテック株式会社の保証はすべて無効となります。

アルファタイトインプラント製品の使用方法に関する説明については、口述、書面、電子媒体またはトレーニングコースにおいて提供しています。

アルファタイトインプラント製品のユーザーは、各々の患者様に対し、その製品が適当であるか否かを決定する義務を負います。

ケンテック株式会社及び販売者はアルファタイトインプラントの使用における専門的判断、慣習上の誤りから生じた直接・間接的またはその他の損害に対し、一切の責任を負いません。

また、ユーザーはアルファタイトインプラントシステムとその使用方法について定期的に学ぶことを強くお勧めします。

アルファタイトインプラント製品を口腔内で使用する場合は、誤飲のないように十分な注意と対策を行ってください。

注意事項

アルファタイトインプラント及び付随するパーツを含むインスツルメント類を使用する場合は、本書やケンテック株式会社が発行する術式マニュアル、製品に添付されている添付文書を熟読の上、ご使用ください。

さらに、十分な知識と使用経験のある歯科医師の指導を受けてから使用することを強くお勧めします。

記載内容の有効性について

本書の発行により、旧版はすべて無効となります。

製品の販売について

本書に記載されているアルファタイトインプラント及び付随するパーツを含むインスツルメント類は、歯科医師等の有資格者のみに販売されます。

著作権

本文またはその一部をケンテック株式会社の書面による許可なくして複製または発行することはできません。

Alphatite Implant、MJ Guide はケンテック株式会社の登録商標です。

本カタログに掲載されているケンテック製品は下記の医療機器承認、認証もしくは届出を得ています。

販売名	一般的名称	分類	承認 / 認証 / 届出番号	製造販売業者名
アルファタイトインプラント	歯科用骨内インプラント材	高度管理医療機器	22000BZX00172000	ケンテック株式会社
アルファシステム	歯科インプラント補綴用器具	一般医療機器	13B1X10033000001	ケンテック株式会社
アルファツール	歯科用インプラント手術器具	一般医療機器	13B1X10033000002	ケンテック株式会社
アルファドリル	手術用ドリルビット	一般医療機器	13B1X10033000003	ケンテック株式会社

本書に掲載されている内容は改良や外観の変更、製造中止などにより、予告なく変更される場合があります。

インデックス (商品コード対応表)
【インプラントボディ】

商品 コード	商 品 名	掲載 ページ
F3708	F3708	13
F3710	F3710	13
F3712	F3712	13
F4008	F4008	13
F4010	F4010	13
F4012	F4012	13
F4608	F4608	13
F4610	F4610	13
F4612	F4612	13
OS3010	OS3010	18
OS3012	OS3012	18
SB3310	SB3310	14
SB3312	SB3312	14
SB3708	SB3708	14
SB3710	SB3710	14
SB3712	SB3712	14
SB3714	SB3714	14
SB4008	SB4008	14
SB4010	SB4010	14
SB4012	SB4012	14
SB4608	SB4608	15
SB4610	SB4610	15
SB4612	SB4612	15
SB5008	SB5008	15
SB5010	SB5010	15
SB5012	SB5012	15
SS3308	SS3308	16
SS3310	SS3310	16
SS3312	SS3312	16
SS3708	SS3708	16
SS3710	SS3710	16
SS3712	SS3712	16
SS4008	SS4008	16
SS4010	SS4010	16
SS4012	SS4012	16
SS4308	SS4308	17
SS4310	SS4310	17
SS4312	SS4312	17
SS4608	SS4608	17
SS4610	SS4610	17
SS4612	SS4612	17
SS5008	SS5008	17
SS5010	SS5010	17
SS5012	SS5012	17
TF3708	TF3708	10
TF3710	TF3710	10
TF3712	TF3712	10
TF3714	TF3714	10
TF4008	TF4008	10
TF4010	TF4010	10
TF4012	TF4012	10
TF4014	TF4014	10
TF4308	TF4308	10
TF4310	TF4310	10
TF4312	TF4312	10
TF4608	TF4608	11
TF4610	TF4610	11
TF4612	TF4612	11
TF3708MJ	TF3708MJ	12
TF3710MJ	TF3710MJ	12
TF3712MJ	TF3712MJ	12
TF4008MJ	TF4008MJ	12
TF4010MJ	TF4010MJ	12
TF4012MJ	TF4012MJ	12
TF4308MJ	TF4308MJ	12
TF4310MJ	TF4310MJ	12
TF4312MJ	TF4312MJ	12

【キャップ類】

商品 コード	商 品 名	掲載 ページ
CAPF29	SB1-INcap (2 個入)	19
CAPF31	SB2-INcap (2 個入)	35
CB3308	SB1-Hcap3	21
CB3310	SB1-Hcap5	21
CB3312	SB1-Hcap7	21
CB3313	SB1-Hcap3F	20
CB3314	SB1-Hcap5F	20
CB3317	SB1-FcapF2	19
CB3318	SB1-FcapF3	19
CB3319	SB1-FcapF5	19
CB3320	SB1-FcapF7	19
CB3321	SB1-Hcap7F	20
CB4003	SB2-Hcap3	36
CB4005	SB2-Hcap5	36
CB4007	SB2-Hcap7	36
CB4014	SB2-Hcap3F	36
CB4016	SB2-Hcap5F	36
CB4018	SB2-FcapF2	35
CB4019	SB2-FcapF3	35
CB4020	SB2-FcapF5	35
CB4021	SB2-FcapF7	35
CB4028	SB2-Hcap7F	36
CB4602	SB3-Hcap3	46
CB4603	SB3-Hcap5	46
CB4604	SB3-Hcap7	46
CC3303	SS1-Ccap2	55
CC3304	SS1-Ccap3	55
CC3306	SS1-Ccap5	55
CC4003	SS2-Ccap2	62
CC4004	SS2-Ccap3	62
CC4006	SS2-Ccap5	62
CC4603	SS3-Ccap2	69
CC4604	SS3-Ccap3	69
CC4606	SS3-Ccap5	69
CP1001	SB1-Hcap3W	20
CP1002	SB1-Hcap5W	20
CP1003	SB1-Hcap7W	20

【印象用パーツ】

商品 コード	商品名	掲載 ページ
KS101	SS1- 印象 L11	56
KS102	SS2- 印象 L11	63
KS103	SS3- 印象 L11	70
KS107	SB1- コーピング L12S	22
KS108	SB2- コーピング L12S	37
KS109	SB3- コーピング L12S	47
KS112	SSB3-OP 印象	46・69
KS123	SB1- コーピング L8S	22
KS124	SB2- コーピング L8S	37
KS131	SSB1-OP 印象 L10-5	22・56
KS132	SSB1-OP 印象 L14-5	22・56
KS133	SSB1-PP 印象 L14 (6 個入)	23・57
KS134	SSB2-PP 印象 L14 (6 個入)	38・64
KS135	SSB2-OP 印象 L10-5	37・63
KS136	SSB2-OP 印象 L14-5	37・63

【アナログ】

商品 コード	商品名	掲載 ページ
KS201	SS1- アナログ	57
KS202	SS2- アナログ	64
KS203	SS3- アナログ	70
KS204	SB1- アナログ	23
KS205	SB2- アナログ	38
KS206	SB3- アナログ	47

【アパットメント】

商品 コード	商 品 名	掲載 ページ
AA3304	SB1-AB5C1	24
AA3305	SB1-AB5C2	24
AA3306	SB1-AB5C3	24
AA3307	SB1-AB5C5	24
AA3308	SB1-ABD7C1N	25
AA3309	SB1-ABD7C2N	25
AA4002	SB2-AB5C1	39
AA4003	SB2-AB5C2	39
AA4004	SB2-AB5C3	39
AA4005	SB2-AB5C5	39
AA4006	SB2-ABD7C1	40
AA4007	SB2-ABD7C2	40
AA4602	SB3-AB5C1	48
AA4603	SB3-AB5C2	48
AA4604	SB3-AB5C3	48
AA4606	SB3-ABD7C1W	49
AA4607	SB3-ABD7C2W	49
AB3302	SS1-AB5	58
AB4002	SS2-AB5	65
AB4602	SS3-AB5	71
AB4604	SS3-AB7	71
AD3334	SB1-AB10C1ZE	32
AD3335	SB1-AG10° C1ZE	32
AD3343	SB1- テンボラリー C2	34
AD3344	SB1-ABV5C2(48)	29
AD3348	SB1-ABD9C3(37)	26
AD4005	SB2-ABV15C1	41
AD4006	SB2-ABV25C1	42
AD4008	SB2-ABV15C2	41
AD4009	SB2-ABV25C2	42
AD4011	SB2-ABV15C3	41
AD4014	SB2-ABV15C5	41
AD4035	SB2- テンボラリー C2	45
AD4603	SB3-ABV15C1	50
AD4604	SB3-ABV25C1	51
AD4605	SB3-ABV15C2	50
AD4635	SB3-ABVD15C1W	52
AD4637	SB3- テンボラリー C2	54
AD33061	SB1-ABVD15C1N	30
AD33071	SB1-ABVD25C1N	30
AD33103	SB1-ABV15C1(48)	27
AD33112	SB1-ABV25C1(48)	28
AD33462	SB1-ABVD15C2(48)	31
AD33463	SB1-ABV15C2(48)	27
AD33472	SB1-ABV25C2(48)	28
AD33582	SB1-ABVD15C3(48)	31
AD33583	SB1-ABV15C3(48)	27
AD33703	SB1-ABV15C5(48)	27
AD40051	SB2-ABVD15C1	43
AE3301	SS1-AB9	58
AE3303	SS1-ABV15	59
AE3305	SS1-ABV25	59
AE4001	SS2-AB9	65
AE4003	SS2-ABV15	66
AE4005	SS2-ABV25	66
AE4602	SS3-ABV15	72
AE4604	SS3-ABV25	72
KS301	SS1- パターン Si	60
KS302	SS2- パターン Si	67
KS303	SS3- パターン Si	73
KS304	SS1- パターン Co	61
KS305	SS2- パターン Co	68
KS306	SS3- パターン Co	74
KS307	SB1- パターン Si	33
KS308	SB2- パターン Si	44
KS309	SB3- パターン Si	53

【インスツルメント】

商品コード	商品名	掲載ページ
KS491	試適用アバットメント (SS・SB)	100
KT110-2	アバットリムーバー M	99
KT101	CAハンドドライバー	95
KT102	スクエア・ハンドドライバー	95
KT103-1	CA-HEX ドライバー 18	92
KT103-3	CA-HEX ドライバー 28	92
KT104-2	ポストリムーバー 25	99
KT104-3	ポストリムーバー 30	99
KT105-1	SSB1-挿入ジグ	97
KT105-2	SSB2-挿入ジグ	97
KT105-3	SSB3-挿入ジグ	97
KT106	スクエア・エクステンション	94
KT107	CAエクステンション	94
KT109-3	アラームガイド LB21-20	93
KT111	ラチェットレンチ	96
KT113	トルク付ラチェットレンチ	96
KT114-2	印象用ドライパー M	98
KT115	マウントホルダー	93
KT117-2	印象用リムーバー L	98
KT119-1	SB1-MK ボーンミル	97
KT119-3	SB2-MK ボーンミル	97
KT119-5	SB3-MK ボーンミル	97
KT120	アバットメント保持ツール	98
KT122	HEX ハンドドライパー 28	92
KT127	マウントホルダー L	93
KT128	HEX ホールドドライパー 16	92
KT129	HEX ホールドドライパー 22	92
KT140	保持ツール 37-43	79・86
KT143	SSB1-挿入ジグ R-MJ	86
KT144	SSB1-挿入ジグ W-MJ	86
KT154	SSB1-挿入ジグ R2-MJ	88
KT155	SSB1-挿入ジグ W2-MJ	88
KT156	SSB2-挿入ジグ W2-MJ	88
KT158	MJ 挿入ジグ・コントラコネクター	88
KT159	MJ 挿入ジグ・コントラコネクター L	88
KT160	CAエクステンション MJ	86
KT201	CAエクステンション MJ-2	79・86
KT213	SSB1-挿入ジグ MJ	79
KT216-1	MJ スリーブ 41-45	100
KT217-1	MJ スリーブ 50-45	100
KT238	スクエア CA ホルダー	93
KT1-01	ツール BOX-02	90
KT1-06	MJ ツール BOX-02	84
KT1-07	ツール BOX-03	77・81

【ドリル】

商品コード	商品名	掲載ページ
KD101	リンデマンボーンカッター 14	101
KD102	リンデマンボーンカッター 21(ストッパー付)	90
KD103	サージカルバー 141RF/018	78・82
KD211	αドリル 20L	101
KD212	αドリル 28L	101
KD213	αドリル 32L	101
KD214	αドリル 35L	101
KD215	αドリル 41L	101
KD302	αリーマー 38	101
KD303	αリーマー 44	101
KD311	αリーマー 25L	101
KD331	αリーマー M25(ストッパー付)	91
KD332	αリーマー M32(ストッパー付)	91
KD333	αリーマー M35(ストッパー付)	91
KD334	αリーマー M38(ストッパー付)	91
KD335	αリーマー M41(ストッパー付)	91
KD701	MJ_W12 リーマー	87
KD702	MJ_W14 リーマー	87
KD703	MJ_W12 リーマー	88
KD704	MJ_W14 リーマー	88
KT-D204	αリーマー G Φ 2.0-346	82
KT-D254	αリーマー G Φ 2.5-346	82
KT-D280	αリーマー G Φ 2.8-306	78
KT-D284	αリーマー G Φ 2.8-346	78・82
KT-D288	αリーマー G Φ 2.8-386	78
KT-D324	αリーマー G Φ 3.2-346	78・82
KT-D354	αリーマー G Φ 3.5-346	78・82
KT-D384	αリーマー G Φ 3.8-346	78・82
KT-D388	αリーマー G Φ 3.8-386	78
KT-D414	αリーマー G Φ 4.1-346	78・82
KT-D444	αリーマー G Φ 4.4-346	78・82
KT-TP41	αドリルティッシュパンチ Φ 4.1	79・86
KT-TP50	αドリルティッシュパンチ Φ 5.0	79・86
DD103	αドリルスタート R3	85
DD104	αドリルスタート R6	85
DD105	αドリルスタート R8	85
DD106	αドリルスタート R10	85
DD107	αドリルスタート R12	85
DD108	αドリルスタート R14	85
DD109	αドリルスタート W10	85
DD110	αドリルカウンターシンク R-C	85
DD111	αドリルカウンターシンク W-C	85
DD112	αドリルカウンターシンク 2W-C	87
DD113	αドリルカウンターシンク 2R-C	85
DD114	αドリルスタート 2W10	87
DD115	αドリルスタート R16	85
DD116	αドリルスタート S	87
DD117	αドリルスタート M	87

【ストッパー】

商品コード	商品名	掲載ページ
KT148	ガイドストッパー RS (青)	84
KT149	ガイドストッパー RM (赤)	84
KT150	ガイドストッパー WS (銀)	84
KT151	ガイドストッパー WM (黄)	84
KT152	ガイドストッパー RXS (紫)	84
KT153	ガイドストッパー WXS (金)	84
KT218	ガイドストッパー BL03V02	77
KT219	ガイドストッパー BL23V02	77
KT220	ガイドストッパー BL43V02	77
KT221	ガイドストッパー RD03V02 (黒)	77
KT222	ガイドストッパー RD23V02 (黒)	77
KT223	ガイドストッパー RD43V02 (黒)	77
KT224	ガイドストッパー YL03V02	77
KT225	ガイドストッパー YL23V02	77
KT226	ガイドストッパー YL43V02	77
KT227	UNI ストッパー 〜Φ 3.5D06	81
KT228	UNI ストッパー 〜Φ 3.5D09	81
KT229	UNI ストッパー 〜Φ 3.5D11	81
KT230	UNI ストッパー 〜Φ 3.5D13	81
KT231	UNI ストッパー Φ 3.8 〜 D06	81
KT232	UNI ストッパー Φ 3.8 〜 D09	81
KT233	UNI ストッパー Φ 3.8 〜 D11	81
KT234	UNI ストッパー Φ 3.8 〜 D13	81
KD401	ストッパー 25	102
KD402	ストッパー 32	102
KD403	ストッパー 38	102
KD404	ストッパー 44	102
KD411	ストッパー 25L	102
KD412	ストッパー 32L	102
KD413	ストッパー 38L	102
KD414	ストッパー 44L	102

【その他】

商品コード	商品名	掲載ページ
DK03-001	ネオボーン顆粒品	103
DK12-001	ネオボーン球状タイプ顆粒品	103

【インプラントボディの品名の見方】

(例 1)

TF	37	10
インプラント タイプ	インプラント の直径(mm)	インプラント 埋入長(mm)

(例 2)

TF	37	10	MJ
インプラント タイプ	インプラント 直径 (mm)	インプラント 埋入長 (mm)	MJ ガイドシ ステム専用コ ントラマウン ト付商品

【アバットメントの品名の見方】

(例 1) ストレートアバットメント

SB1-AB5C1		
嵌合タイプ	アバットメントの 支台高さ (mm)	カフの高さ (mm)

(例 2) アングルアバットメント

SB1-ABV15C1		
嵌合タイプ	アングルの角度 (°)	カフの高さ (mm)



FAX 送信方向

Alphatite Implant FAX オーダーシート

FAX 03-5155-2598

ご注文日 年 月 日

 オーダーシートご記入の際は必ず **黒ペン** での記入をお願いします。

【ご依頼者様情報】

ご診療所名または技工所名：
ご住所：〒
都道府県
電話番号：
FAX 番号：

【お届け先情報】

※ご依頼者様とお届け先が異なる場合には必ずご記入ください。

ご診療所名または技工所名：
ご住所：〒
都道府県
電話番号：
FAX 番号：

◆個人情報の利用目的について◆

当社は、本紙にご記入いただいたお客様の個人情報、ご注文の確認・製品発送・ご請求問合せ、次回ご注文時の配送先、カタログ・製品のご案内を目的として収集しております。収集目的にご同意の上、ご注文をお願いいたします。ご不明な点は当社までご連絡ください。

【製品お届けご希望日】 製品お届けご希望日をご記入ください。

※日曜、祝祭日にお届けご希望の場合は必ずご記入ください。

お届けご希望日	月	日	ご使用予定日	月	日
【発送のご案内】 平日 16:00 までのご注文 平日 16:00 以降のご注文 土日・祝祭日・当社休業日のご注文 ⇨ ⇨ ⇨ 当日発送 翌営業日発送 翌営業日発送 ※お急ぎの際は FAX 送信後にお電話でご連絡ください。 (電話番号：03-5155-2596 営業時間：平日午前 9 時～午後 5 時 30 分)					

【配達ご希望時間帯】 配達希望時間帯をお選びください。

☐ 午前中 ☐ 14 時～16 時 ☐ 16 時～18 時 ☐ 18 時～20 時 ☐ 19 時～21 時 ☐ タイムサービス (午前 10 時・有料※)
※タイムサービスは別途タイムサービス料金 (330 円 (税込) ～) ががかかりますので、予めご了承ください。 ご注文頂いた時間、お届け先の地域により対応致しかねる場合もございますので、お手数ですが、当社までご確認ください。

【ご注文内容】 ※ご購入金額 8,800 円 (税込) 未満の場合には、別途送料 880 円 (税込) ががかかりますので、予めご了承ください。

品 名	個 数	備 考
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

お問い合わせ、ご質問等、ご自由にご記入ください。

※弊社記入欄

ご注文を頂きまして、誠にありがとうございます。発送日、到着予定日は下記の通りでございます。社員一同、またのご利用をお待ちしております。

ご注文を頂きました製品の発送日

月 日



お届け日

 月 日
の予定でございます。

受付印

ケンテック株式会社
 お問い合わせ電話番号
03- 5155-2596
FAX : 03-5155-2598

FAX オーダーシート_20210401

ケンテック FAX オーダーシート FAX : 03-5155-2598



医療機器承認番号 22000BZX00172000

医療機器届出番号 13B1X10033000001/13B1X10033000002/13B1X10033000003

< 製造販売元 >



ケンテック株式会社

〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町52-2

Tel 03-5155-2596 Fax 03-5155-2598

製品カタログ Vol.13 正誤表

(誤)

(正)

(p78)
α リーマー G
株式会社デンテック
医療機器届出番号
13B2X00094000180

→

アルファドリル
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

(p79)
ティッシュパンチ
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

→

アルファドリル
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

(p82)
α リーマー G
株式会社デンテック
医療機器届出番号
13B2X00094000180

→

アルファドリル
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

(p82)
サージカルバー 141RF/018
株式会社デンテック
医療機器届出番号
13B2X00094000120

→

テクニカサージカルバー
株式会社デンテック
医療機器届出番号
13B2X00094000120

(p86)
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

→

アルファドリル
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

(p87、88)
プロスパー株式会社
医療機器届出番号
15B1X100020000025

→

ケンテックドリル
プロスパー株式会社
医療機器届出番号
15B1X10002000025

(p90)
サージカルバー 141RF/018
株式会社デンテック
医療機器届出番号
13B2X00094000120

→

テクニカサージカルバー
株式会社デンテック
医療機器届出番号
13B2X00094000120

(p90)
リンデマンボーンカッター 21
株式会社デンテック
医療機器届出番号
13B2X00094000134

→

リンデマンボーンカッター
株式会社デンテック
医療機器届出番号
13B2X00094000134

(p91)
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

→

アルファドリル
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

(誤)

(正)

(p91)
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

→

アルファドリル
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

(p101)
リンデマンボーンカッター 14
株式会社デンテック
医療機器届出番号
13B2X00094000134

→

リンデマンボーンカッター
株式会社デンテック
医療機器届出番号
13B2X00094000134

(p101)
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

→

アルファドリル
株式会社デンテック
医療機器認証番号
224AKBZX00040000

(p103)
医療機器承認番号
21500BZZ00315000
販売元
株式会社 Aimedic MMT
製造販売元
クアーズテック株式会社

→

ネオボーン（歯科用）
医療機器承認番号
21500BZZ00315000
製造及び製造販売元
クアーズテック株式会社
販売元
株式会社 Aimedic MMT