

(印象用コーピング)


## SSB1-OP印象L10-5/L14-5

SB1嵌合、SS1嵌合のフィクスチャー用の印象パーツです。オープントレーでフィクスチャーレベルの印象採得を行います。従来の印象パーツより、印象時にインプラントボディから外しやすい構造になっています。

外し  
やすい  
構造



製品名	SSB1-OP印象L10-5	SSB1-OP印象L14-5
製品コード	KS131	KS132
材質	純チタン(本体、固定ネジ)	純チタン(本体、固定ネジ)
嵌合タイプ	SB1 及び SS1	



対応フィクスチャー

TF37**	F37**	SB37**	SS37**
TF40**	F40**	SB40**	TF43**

(ハンドツール)

## HEXホールドドライバー16

キャップやアバットメントの締め付けに使用します。キャップやアバットメントのホールド性を高めています。また、開口量の少ない患者様にも対応できるよう全長を短くしています。



開口量が少ない  
患者様に

●先端部1.25HEX

製品名	HEXホールドドライバー16
製品コード	KT128
材質	ステンレス(本体)

(封鎖キャップ)


## SB1/SB2 INcap (2個入)

静置したい  
症例向け

フィクスチャープラットフォームから、露出しない封鎖キャップです。TFタイプにはフィクスチャープラットフォームから1mm露出する封鎖キャップを付属していますが、症例によってはINcapが適している場合があるため、別売り販売を開始しました。



製品名	SB1 INcap (2個入)	SB2 INcap (2個入)
製品コード	CAPF29	CAPF31
材質	純チタン(本体)	純チタン(本体)
嵌合タイプ	SB1	SB2
対応フィクスチャー	TF37** F37** SB37** TF40** F40** SB40** TF43**	TF46** F46** SB46**



詳しくはケンテックまでお問合せ下さい。

<製造販売元>



ケンテック株式会社  
東京都新宿区早稲田南町52-2  
TEL : 03-5155-2596

アルファタイトインプラント

医療機器承認番号 22000BZX00172000  
医療機器届出番号 13B1X10033000001  
13B1X10033000002  
13B1X10033000003