


New products!

Alphatite Implant 新製品情報

(印象用コーピング)

SSB1-PP印象L14

SB1嵌合、SS1嵌合のフィクスチャー用のポリプロピレン製のクローズドトレーの取込印象パーツです。ワンタッチで装着でき、クローズドトレー印象コーピングの簡便さとオープントレー印象コーピングの精密さを兼ね備えたディスクポータブルタイプの印象コーピングです。




簡便な
操作方法

ディスク
ポータブル

6 個入

製品名	SSB1-PP印象L14 (6個入)
製品コード	KS133
材質	PP (ポリプロピレン)
嵌合タイプ	SB1 及び SS1

フィクスチャー取付時



SSB1-PP印象L14

対応フィクスチャー

SB1	TF37**	TF40**	TF43**
	F37**	F40**	
	SB33**	SB37**	SB40**
SS1	SS33**	SS37**	




弊社ホームページに当製品操作方法のpdfを掲載しています。ぜひご覧ください。

(アングルアバットメント)

SB1-ABV5C2(48)、SB1-ABVD15C2(48)、SB1-ABVD15C3(48)

SB1嵌合用のアングルアバットメントです。ショルダー一部の寸法が4.8mmあるため、臼歯部の単独植立に使用することができます。

臼歯部
単独可



[単位: mm]

製品名	SB1-ABV5C2(48)	SB1-ABVD15C2(48)	SB1-ABVD15C3(48)
製品コード	AD3344	AD33462	AD33582
材質	本体:純チタン 中ネジ:チタン合金	本体:純チタン 中ネジ:チタン合金	本体:純チタン 中ネジ:チタン合金
嵌合タイプ	SB1	SB1	SB1

対応フィクスチャー

SB1	TF37**	TF40**	TF43**
	F37**	F40**	
	SB33**	SB37**	SB40**

詳しくはケンテックまでお問合せ下さい。

<製造販売元>



ケンテック株式会社

東京都新宿区早稲田南町 52-2
電話 03-5155-2596 FAX 03-5155-2598
URL <http://www.alpha-kentec.co.jp/>

アルファタイトインプラント

医療機器承認番号 22000BZX00172000
医療機器届出番号 13B1X10033000001
13B1X10033000002
13B1X10033000003