

# *Alphatite* *Implant System*

アルファタイトインプラントシステム製品一覧カタログ

Vol. 9



KENTEC

## CONTENTS (目次)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 目 次                                   | 1     |
| アルファタイトインプラント各システムのご案内                | 2～3   |
| 製品ラインナップ                              |       |
| SB1 嵌合 (TF37/40/43・F37/40・SB33/37/40) | 4     |
| SB2 嵌合 (TF46・F46・SB46)                | 5     |
| SB3 嵌合 (SB50)                         | 6     |
| SS1 嵌合 (SS33/37)                      | 7     |
| SS2 嵌合 (SS40)                         | 7     |
| SS3 嵌合 (SS46/50)                      | 8     |
| アバットメントスクリュー (固定ネジ) について              | 9     |
| アルファタイトインプラント                         |       |
| インプラントボディ TF-type                     | 10    |
| インプラントボディ TF-type MJ ガイドシステム対応        | 11    |
| インプラントボディ F-type                      | 12    |
| インプラントボディ SB-type                     | 13    |
| TF/F/SB-type 共通                       |       |
| 封鎖キャップ                                | 14    |
| ヒーリングキャップ                             | 15    |
| 印象パーツ (オープントレー・クローズドトレイ)              | 16～18 |
| 技工パーツ                                 | 19    |
| アバットメント                               | 20～26 |
| 削合用アバットメント                            | 27    |
| 鋳造用パターン (単独用)                         | 28    |
| テンポラリーアバットメント                         | 29    |
| その他の印象パーツ (オープントレー) (TF・F 専用)         | 30    |
| SB-type 専用                            |       |
| ヒーリングキャップ                             | 31    |
| 印象パーツ (オープントレー)                       | 32    |
| インプラントボディ SS-type                     | 33    |
| SS-type 用                             |       |
| カバーキャップ                               | 34    |
| 印象パーツ (オープントレー・クローズドトレイ)              | 35～37 |
| 技工パーツ                                 | 38    |
| アバットメント                               | 39～40 |
| 鋳造用パターン (単独用・連結用)                     | 41～42 |
| その他の印象パーツ (オープントレー)                   | 43    |
| インプラントボディ OS-type (1 ピースインプラント)       | 44    |
| ハンドツール                                | 45～47 |
| 埋入ツール                                 | 48    |
| 補綴用ツール                                | 48    |
| 収納ケース                                 | 48    |
| 試適用アバットメント                            | 48    |
| ハンドツール (在庫がなくなり次第販売終了)                | 49    |
| ドリル・リーマー・ストッパー                        | 50～51 |
| ドリルプロトコール                             | 52～53 |
| ツールの組み合わせ (イージーシステム)                  | 53    |
| スターターキット 33/37/40/43                  | 54～55 |
| MJ ガイドシステム                            | 56～58 |
| ネオボーン (骨補填材)                          | 59    |
| 保証のご案内・注意事項                           | 60    |
| FAX オーダーシート                           | 61    |

## IMPLANT SYSTEM

インプラントシステム

# Alphatite Implant STARTER KIT 33/37/40/43

ドリルの数を最小限まで少なくし、簡便さを追求したアルファタイトインプラント TF/F/SB/SS タイプの埋入径 3.3/3.7/4.0/4.3mm を埋入するためのドリルキット

## TOOL BOX ツールボックス




## DRILLS REAMERS

ドリル・リーマー類



## TOOLS ツール類



## AVAILABLE IMPLANTS

使用可能なインプラント

TF-type

TF37\*\*/TF40\*\*/TF43\*\*

F-type

F37\*\*/F40\*\*

SB-type

SB33\*\*/SB37\*\*/SB40\*\*


SS-type

SS33\*\*/SS37\*\*/SS40\*\*

※1 Alphatite Implant STARTER KIT 33/37/40/43 は上記の各タイプのインプラントのうち、埋入長 8、10、12mm に対応しています。

## MJ Guide

アルファタイトインプラント TF タイプで埋入するためのドリルキット



TF-typeMJ

TF37\*\*MJ/TF43\*\*

TF-type

TF37\*\*/TF43\*\* ※3



※2 『TF37\*\*MJ/TF43\*\*MJ』は MJ ガイドシステム専用のインプラントです。

※3 MJ ガイドシステムは上記の各タイプに対応しています。

※4 MJ ガイドシステムは通常の TF タイプのインプラントを使用し、通常タイプの挿入ジグに付け替えて、ご使用ください。通常タイプのコントラマウントはご用意ください。

# MF System

MF MJをガイドドサージェリー



MF MJ ※2

、※4

MF MJガイドシステム対応マウントを装備した MJ ガイド  
（2013 年 11 月より販売開始）

MF MJタイプのインプラントのうち、埋入長 8、10、12mm


MF MJタイプでも埋入可能ですが、その際は『保持ツール  
コントラマウントから MJ ガイドシステム用の  
MF MJ ください。  
MF MJガイドリングに対応していませんので、ご注意

# Alphatite Implant System

アルファタイトインプラント TF/F/SB/SS/OS タイプの全種類を埋入する  
ためのドリルキット




※5  $\alpha$  ドリル 20～41 及び  $\alpha$  リーマー 25 は L サイズもご用意しています。  
※6  $\alpha$  ドリル及び  $\alpha$  リーマー用のストッパーは別売りでご用意しています。



|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| TF-type | TF37**/TF40**/TF43**/TF46**        |
| F-type  | F37**/F40**/F46**                  |
| SB-type | SB33**/SB37**/SB40**/SB46**/SB50** |
| SS-type | SS33**/SS37**/SS40**/SS46**/SS50** |

| インプラントタイプ                                                                                                                                                                                                                                        | キャップ類                                                                          | 印象パーツ                                                                        |                                                               | アナログ                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | オープントレー                                                                      | クローズドトレー                                                      |                                                |
| <b>TF37/TF40/TF43</b><br>TF3708 ※ 1<br>TF3710 ※ 1<br>TF3712 ※ 1<br>TF3714 ※ 2<br><b>A S MJ</b><br>TF4008<br>TF4010<br>TF4012<br>TF4014 ※ 2<br><b>A S</b><br>TF4308 ※ 1<br>TF4310 ※ 1<br>TF4312 ※ 1<br><b>A S MJ</b><br>封鎖キャップ (付属品)<br>SB1-TFcap | 封鎖キャップ (付属品)<br>SB1-INcap                                                      | SB1-Hcap3F<br>SB1-Hcap5F<br>SB1-Hcap7F<br>SB1-OP 印象 L10-5<br>SB1-OP 印象 L14-5 | SB1- コーピング L8S<br>SB1- コーピング L12S<br>SB1-PP 印象 L14            | SB1- アナログ                                      |
| <b>F37/F40</b><br>F3708<br>F3710<br>F3712<br><b>A S</b><br>F4008<br>F4010<br>F4012<br><b>A S</b><br>封鎖キャップ (付属品)<br>SB1-Fcap                                                                                                                     | 封鎖キャップ (付属品)<br>SB1-FcapF2<br>SB1-FcapF3<br>SB1-FcapF5<br>SB1-FcapF7           |                                                                              |                                                               |                                                |
| <b>SB33/SB37/SB40</b><br>SB3310<br>SB3312<br><b>A S</b><br>SB3708<br>SB3710<br>SB3712<br>SB3714 ※ 2<br><b>A S</b><br>SB4008<br>SB4010<br>SB4012<br><b>A S</b><br>封鎖キャップ (付属品)<br>SB1-Fcap                                                        | 封鎖キャップ (付属品)<br>SB1-Fcap                                                       |                                                                              |                                                               |                                                |
| ストレート<br>アバットメント                                                                                                                                                                                                                                 | アングルアバットメント                                                                    |                                                                              | 削合用<br>アバットメント                                                | 鑄造用<br>パターン                                    |
| <b>ショルダータイプ</b><br>SB1-AB5C1<br>SB1-AB5C2<br>SB1-AB5C3<br>SB1-AB5C5                                                                                                                                                                              | <b>15°ショルダータイプ</b><br>SB1-ABV15C1<br>SB1-ABV15C2<br>SB1-ABV15C3<br>SB1-ABV15C5 | <b>25°ショルダータイプ</b><br>SB1-ABV25C1<br>SB1-ABV25C2                             | <b>ストレートタイプ</b><br>SB1-AB10C1ZE<br>※アバットメント<br>リムーバー M 対応     | <b>単独植立用</b><br>SB1- パターン Si                   |
| <b>ダイレクトタイプ</b><br>SB1-ABD7C1N<br>SB1-ABD7C2N                                                                                                                                                                                                    | <b>15°ダイレクトタイプ</b><br>SB1-ABVD15C1N                                            | <b>25°ダイレクトタイプ</b><br>SB1-ABVD25C1N                                          | <b>10°アングルタイプ</b><br>SB1-AG10° C1ZE<br>※アバットメント<br>リムーバー M 対応 | <b>テンポラリー<br/>アバットメント</b><br>SB1-<br>テンポラリー C2 |
| SB1-ABD9C3(37)                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5°径 4.8mm タイプ</b><br>SB1-ABV5C2(48)                                         | <b>15°径 4.8mm タイプ</b><br>SB1-ABVD15C2(48)<br>SB1-ABVD15C3(48)                |                                                               |                                                |

埋入時に使用可能なシステム




| インプラントタイプ                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | キャップ類                                                                                                                            | 印象パーツ                                                                                                                                      |                                                                                                                           | アナログ                                                                                                                     |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | オーブントレー                                                                                                                                    | クローズドトレー                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                  |
| TF46                                                                                                                                                | <br>TF4608<br>TF4610<br>TF4612<br>     | 封鎖キャップ<br>(付属品)<br><br>SB2-TFcap                |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | <br>F4608<br>F4610<br>F4612<br>        | 封鎖キャップ<br>(付属品)<br><br>SB2-INcap                | <br>SB2-Hcap3F<br>SB2-Hcap5F<br>SB2-Hcap7F                | <br>SSB2-OP 印象 L10-5<br>SSB2-OP 印象 L14-5 | <br>SB2- コーピング L8S<br>SB2- コーピング L12S |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | <br>SB4608<br>SB4610<br>SB4612<br> | 封鎖キャップ<br>(付属品)<br><br>SB2-Fcap               | <br>SB2-FcapF2<br>SB2-FcapF3<br>SB2-FcapF5<br>SB2-FcapF7 |                                                                                                                           | <br>SSB2-PP 印象 L14                   | <br>SB2- アナログ |
| ストレート<br>アパットメント                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | アングルアパットメント                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 削合用<br>アパットメント                                                                                                            | 鋳造用<br>パターン                                                                                                              | テンポラリー<br>アパットメント                                                                                |
| ショルダータイプ<br><br>SB2-AB5C1<br>SB2-AB5C2<br>SB2-AB5C3<br>SB2-AB5C5 | 15°ショルダータイプ<br><br>SB2-ABV15C1<br>SB2-ABV15C2<br>SB2-ABV15C3<br>SB2-ABV15C5                                           | 25°ショルダータイプ<br><br>SB2-ABV25C1<br>SB2-ABV25C2 | 現在のところ<br>ご用意がございません                                                                                                                       | 単独植立用<br><br>SB2- パターン Si            | SB2-<br>テンポラリー C2<br>               |                                                                                                  |
| ダイレクトタイプ<br><br>SB2-ABD7C1<br>SB2-ABD7C2                         | 15°ダイレクトタイプ<br><br>SB2-ABVD15C1                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                  |

| インプラントタイプ                                                                                                                |                                                                                                                 | キャップ類                                                                                                            | 印象パーツ                                                                                                                    |                                                                                                 | アナログ                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                  | オープントレー                                                                                                                  | クローズドトレイ                                                                                        |                                                                                                          |
| SB50                                                                                                                     | <br>SB5008<br>SB5010<br>SB5012 | 封鎖キャップ<br>(付属品)<br><br>SB3-Fcap | <br>SB3-Hcap3<br>SB3-Hcap5<br>SB3-Hcap7 | <br>SSB3-OP 印象 | <br>SB3- コーピング L12S   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | <br>SB3- アナログ         |
| ストレート<br>アバットメント                                                                                                         |                                                                                                                 | アングルアバットメント                                                                                                      |                                                                                                                          | 削合用<br>アバットメント                                                                                  | 鋳造用<br>パターン                                                                                              |
| ショルダータイプ                                                                                                                 | 15°ショルダータイプ                                                                                                     | 25°ショルダータイプ                                                                                                      | 単独植立用                                                                                                                    | 現在のところ<br>ご用意がございません                                                                            | テンポラリー<br>アバットメント                                                                                        |
| <br>SB3-AB5C1<br>SB3-AB5C2<br>SB3-AB5C3 | <br>SB3-ABV15C1<br>SB3-ABV15C2 | <br>SB3-ABV25C1                 | <br>SB3- パターン Si                      |                                                                                                 | <br>SB3-<br>テンポラリー AB |
| ダイレクトタイプ                                                                                                                 | 15°ダイレクトタイプ                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                          |
| <br>SB3-ABD7C1W<br>SB3-ABD7C2W        | <br>SB3-ABVD15C1W            |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                          |

# ss1 製品ラインナップ


埋入時に使用可能なシステム



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インプラントタイプ                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | キャップ類                                                                                                            | 印象パーツ                                                                                                                    |                                                                                                                                      | アナログ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SS33/SS37                                                                                               | SS3308<br>SS3310<br>SS3312<br><br>SS3708<br>SS3710<br>SS3712<br> | 封鎖キャップ<br>(付属品)<br><br>SS1-Fcap | <br>SS1-Ccap2<br>SS1-Ccap3<br>SS1-Ccap5 | オープントレー<br><br>SSB1-OP 印象 L10-5<br>SSB1-OP 印象 L14-5 | クローズドトレイ<br><br>SS1- 印象 L11<br><br>SSB1-PP 印象 L14<br><br>SS1- アナログ |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ストレート<br>アパットメント                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | アングルアパットメント                                                                                                      |                                                                                                                          | 割合用<br>アパットメント                                                                                                                       | 鋳造用<br>パターン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SS1-AB5<br>SS1-AB9<br> |                                                                                                                                                                                                                                    | 15°<br>SS1-ABV15<br>            | 25°<br>SS1-ABV25<br>                    | 現在のところ<br>ご用意がございません                                                                                                                 | 単独植立用<br><br>SS1- パターン Si<br>連結植立用<br><br>SS1- パターン Co                                                                                              |
| 現在のところ<br>ご用意がございません                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# ss2 製品ラインナップ

埋入時に使用可能なシステム



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インプラントタイプ                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          | キャップ類                                                                                                              |                                                                                                                            | 印象パーツ                                                                                                                       |                                                                                                     | アナログ                                                                                                           |                                                                                                    |
| SS40                                                                                                      | <br>SS4008<br>SS4010<br>SS4012<br> | 封鎖キャップ<br>(付属品)<br><br>SS2-Fcap | <br>SS2-Ccap2<br>SS2-Ccap3<br>SS2-Ccap5 | <br>SSB2-OP 印象 L10-5<br>SSB2-OP 印象 L14-5 | <br>SS2- 印象 L11 | <br>SSB2-PP 印象 L14        | <br>SS2- アナログ |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                    |
| ストレート<br>アパットメント                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | アングルアパットメント                                                                                                        |                                                                                                                            | 割合用<br>アパットメント                                                                                                              |                                                                                                     | 鋳造用<br>パターン                                                                                                    |                                                                                                    |
| <br>SS2-AB5<br>SS2-AB9 |                                                                                                                                                                                                          | 15°<br><br>SS2-ABV15            | 25°<br><br>SS2-ABV25                    | 現在のところ<br>ご用意がございません                                                                                                        |                                                                                                     | 単独植立用<br><br>SS2- パターン Si | 現在のところ<br>ご用意がございません                                                                               |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                     | 連結植立用<br><br>SS2- パターン Co |                                                                                                    |




| インプラントタイプ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | キャップ類                                                                                                                                                                                                              | 印象パーツ                                                                                                                    |                                                                                                                                   | アナログ                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS46/SS50 | <br>SS4608<br>SS4610<br>SS4612<br><br><br>SS5008<br>SS5010<br>SS5012<br> | <br>封鎖キャップ<br>(付属品)<br><br>SS3-Fcap                                                                                               | <br>SS3-Ccap2<br>SS3-Ccap3<br>SS3-Ccap5 | <br>SSB3-OP 印象                                   | <br>SS3- 印象 L11                                                                                                                                                | <br>SS3- アナログ                                     |
|           | <br>ストレート<br>アバットメント<br><br>SS3-AB5<br>SS3-AB7                                                                                                                                                                                             | <br>15°<br>SS3-ABV15<br><br><br>25°<br>SS3-ABV25 |                                                                                                                          | <br>削合用<br>アバットメント<br><br>現在のところ<br>ご用意がございません | <br>鋳造用<br>パターン<br>単独植立用<br>SS3- パターン Si<br><br><br>連結植立用<br>SS3- パターン Co | <br>テンポラリー<br>アバットメント<br><br>現在のところ<br>ご用意がございません |

## 『アバットメントスクリュー（固定ネジ）は8種類』

### アバットメントスクリュー（固定ネジ）について

アバットメントに付属している固定ネジはアバットメントの種類により異なります。  
必ずアバットメントに付属している固定ネジをご使用のうえ、インプラントボディ、アナログに締結してください。  
付属の固定ネジ以外を使用すると、締結力不足によりトラブルの原因になります。  
アバットメントご使用後はアバットメントに同封されているカルテシール（右図参照）を必ず患者様のカルテに貼付してください。



カルテシール見本（実寸大）




2015年10月以降に製造されるアバットメントに同梱されるカルテシールは、アバットメントと付属しているアバットメントスクリュー（固定ネジ）のイラスト（等価）が上図のように記載されます。

| 固定ネジ<br>(品名)            | SC2087                   | SC20112                   | SC20132                   | SC2010                  | SC2589                     | SC25112                     | P-SC2082                 | P-SC2582                   |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 組 図                     |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
| 最大径<br>全長<br>ネジサイズ      | φ 2.4mm<br>8.7mm<br>[M2] | φ 2.4mm<br>11.2mm<br>[M2] | φ 2.4mm<br>13.2mm<br>[M2] | φ 2.4mm<br>10mm<br>[M2] | φ 2.9mm<br>8.9mm<br>[M2.5] | φ 2.9mm<br>11.2mm<br>[M2.5] | φ 2.5mm<br>8.2mm<br>[M2] | φ 3.0mm<br>8.2mm<br>[M2.5] |
| SB 嵌合                   |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
| ストレートアバットメント (ショルダータイプ) |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SB1-AB5C1 *1             | SB1-AB5C2 *2              | SB1-AB5C5 *3              |                         | SB3-AB5C1 *5               | SB3-AB5C2 *6                | SB1-パターン Si *7           | SB3-パターン Si *8             |
|                         | SB2-AB5C1                | SB1-AB5C3                 | SB2-AB5C5                 |                         |                            | SB3-AB5C3                   | SB2-パターン Si              |                            |
|                         |                          | SB2-AB5C2                 |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         |                          | SB2-AB5C3                 |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
| SS 嵌合                   |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
| ストレートアバットメント (ダイレクトタイプ) |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SB1-ABD7C1N              | SB1-ABD7C2N               |                           | SB1-AB10C1ZE *4         | SB3-ABD7C1W                | SB3-ABD7C2W                 | SS1-パターン Si              | SS3-パターン Si                |
|                         | SB2-ABD7C1               | SB1-ABD9C3(37)            |                           |                         |                            |                             | SS2-パターン Si              | SS3-パターン Co                |
|                         |                          | SB2-ABD7C2                |                           |                         |                            |                             | SS1-パターン Co              |                            |
|                         |                          |                           |                           |                         |                            |                             | SS2-パターン Co              |                            |
| アングルアバットメント (ショルダータイプ)  |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SB1-ABV15C1              | SB1-ABV15C3               | SB1-ABV15C5               |                         | SB3-ABV15C1                |                             |                          |                            |
|                         | SB1-ABV15C2              | SB1-ABV15C2(48)           | SB2-ABV15C5               |                         | SB3-ABV15C2                |                             |                          |                            |
|                         | SB1-ABV25C1              | SB2-ABV15C3               |                           |                         | SB3-ABV25C1                |                             |                          |                            |
|                         | SB1-ABV25C2              |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SB2-ABV15C1              |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SB2-ABV15C2              |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SB2-ABV25C1              |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SB2-ABV25C2              |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
| アングルアバットメント (ダイレクトタイプ)  |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SB1-ABVD15C1N            | SB1-ABVD15C2(48)          |                           | SB1-AG10° C1ZE          | SB3-ABVD15C1W              |                             |                          |                            |
|                         | SB1-ABVD25C1N            | SB1-ABVD15C3(48)          |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SB2-ABVD15C1             |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
| テンポラリーアバットメント           |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         |                          | SB1-テンポラリー C2             |                           |                         | SB3-テンポラリー AB              |                             |                          |                            |
|                         |                          | SB2-テンポラリー C2             |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
| SS 嵌合                   |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
| ストレートアバットメント            |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SS1-AB5                  |                           |                           |                         | SS3-AB5                    |                             |                          |                            |
|                         | SS1-AB9                  |                           |                           |                         | SS3-AB7                    |                             |                          |                            |
|                         | SS2-AB5                  |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SS2-AB9                  |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
| アングルアバットメント             |                          |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SS1-ABV15                |                           |                           |                         | SS3-ABV15                  |                             |                          |                            |
|                         | SS1-ABV25                |                           |                           |                         | SS3-ABV25                  |                             |                          |                            |
|                         | SS2-ABV15                |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |
|                         | SS2-ABV25                |                           |                           |                         |                            |                             |                          |                            |

# インプラントボディ *TF-type*

2 回法 2 ピースインプラント ボーンレベルアンダータイプ



|      |                           |       |                                            |
|------|---------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 材 質  | ：純チタン                     | 嵌合部   | ：ダブルモース嵌合                                  |
| 付属品  | ：コントラマウント<br>封鎖キャップ（純チタン） | 嵌合タイプ | ：SB1 TF37**、TF40** 及び TF43**<br>SB2 TF46** |
| 表面性状 | ：リン酸カルシウムプラスト処理           |       |                                            |
| 滅 菌  | ：ガンマ線滅菌済                  |       |                                            |

骨埋入径  
 $\phi 3.7$

付属品  
SB1-TFcap

| 商品名   | TF3708 | TF3710 | TF3712 | TF3714 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   | 14mm   |
| 商品コード | TF3708 | TF3710 | TF3712 | TF3714 |

骨埋入径  
 $\phi 4.0$

付属品  
SB1-TFcap

| 商品名   | TF4008 | TF4010 | TF4012 | TF4014 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   | 14mm   |
| 商品コード | TF4008 | TF4010 | TF4012 | TF4014 |

骨埋入径  
 $\phi 4.3$

付属品  
SB1-TFcap

| 商品名   | TF4308 | TF4310 | TF4312 |
|-------|--------|--------|--------|
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | TF4308 | TF4310 | TF4312 |

骨埋入径  
 $\phi 4.6$

付属品  
SB2-TFcap

| 商品名   | TF4608 | TF4610 | TF4612 |
|-------|--------|--------|--------|
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | TF4608 | TF4610 | TF4612 |

## 【封鎖キャップ取付後の寸法】




# インプラントボディ TF-type MJ

2 回法 2 ピースインプラント ボーンレベルアンダータイプ

MJ ガイドシステム対応インプラントボディ

※通常タイプとはコントラマウントの形態が異なります。詳しくは下図をご参照ください。



|      |                                         |       |                  |
|------|-----------------------------------------|-------|------------------|
| 材 質  | : 純チタン                                  | 嵌合部   | : ダブルモース嵌合       |
| 付属品  | : MJ ガイドシステム対応コントラマウント<br>封鎖キャップ (純チタン) | 嵌合タイプ | :  TF37**、TF43** |
| 表面性状 | : リン酸カルシウムプラスト処理                        |       |                  |
| 滅 菌  | : ガンマ線滅菌済                               |       |                  |

骨埋入径  
φ 3.7

SB1

付属品

SB1-TFcap

|       |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|
| 商品名   | TF3708MJ | TF3710MJ | TF3712MJ |
| 埋入長   | 8mm      | 10mm     | 12mm     |
| 商品コード | TF3708MJ | TF3710MJ | TF3712MJ |

骨埋入径  
φ 4.3

SB1

付属品

SB1-TFcap

|       |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|
| 商品名   | TF4308MJ | TF4310MJ | TF4312MJ |
| 埋入長   | 8mm      | 10mm     | 12mm     |
| 商品コード | TF4308MJ | TF4310MJ | TF4312MJ |

【封鎖キャップ取付後の寸法】



【MJ ガイドシステム一式】




外箱のシールをご確認ください

【MJガイドシステム  
対応マウント製品】



【通常製品(P10)】



(注意)  
TF37\*\*MJ、TF43\*\*MJインプラントは通常のTFタイプよりもコントラマウントが  
2.15mm長くなっています。詳細寸法につきましては上図をご参照ください。

インプラントシミュレーション時のガイドリングの選択

(TF37\*\*MJ 用)  
ガイドリング R  
(内径 4.1)

(TF43\*\*MJ 用)  
ガイドリング W  
(内径 5.0)

ラチェットレンチによる植立の場合

TF37\*\*MJ、TF43\*\*MJ インプラントにはマウントホルダーの取り付けが  
できません。  
ラチェットレンチにて植立する際は下記の挿入ジグをご使用ください。




(TF37\*\*MJ 用)  
SSB1-挿入ジグ R-MJ



(TF43\*\*MJ 用)  
SSB1-挿入ジグ W-MJ

# インプラントボディ *F-type*

2 回法 2 ピースインプラント ボーンレベルアンダータイプ



|      |                           |       |                                  |
|------|---------------------------|-------|----------------------------------|
| 材 質  | ：純チタン                     | 嵌合部   | ：ダブルモース嵌合                        |
| 付属品  | ：コントラマウント<br>封鎖キャップ（純チタン） | 嵌合タイプ | ：SB1 F37** 及び F40**<br>SB2 F46** |
| 表面性状 | ：リン酸カルシウムプラスト処理           |       |                                  |
| 滅 菌  | ：ガンマ線滅菌済                  |       |                                  |


骨埋入径

φ 3.7

SB1

付属品

SB1-INcap



|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 商品名   | F3708 | F3710 | F3712 |
| 埋入長   | 8mm   | 10mm  | 12mm  |
| 商品コード | F3708 | F3710 | F3712 |


骨埋入径

φ 4.0

SB1

付属品

SB1-INcap



|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 商品名   | F4008 | F4010 | F4012 |
| 埋入長   | 8mm   | 10mm  | 12mm  |
| 商品コード | F4008 | F4010 | F4012 |


骨埋入径

φ 4.6

SB2


付属品

SB2-INcap




|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 商品名   | F4608 | F4610 | F4612 |
| 埋入長   | 8mm   | 10mm  | 12mm  |
| 商品コード | F4608 | F4610 | F4612 |

## 【封鎖キャップ取付後の寸法】



# インプラントボディ SB-type


2 回法 2 ピースインプラント サブマージドタイプ



材 質 : 純チタン  
 付属品 : コントラマウント  
 封鎖キャップ (純チタン)  
 表面性状 : リン酸カルシウムプラスト処理  
 滅 菌 : ガンマ線滅菌済


嵌合部 : ダブルモース嵌合  
 嵌合タイプ : SB1 SB33\*\* SB37\*\* SB40\*\*  
 SB2 SB46\*\*  
 SB3 SB50\*\*

骨埋入径  
φ 3.3




|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 商品名   | SB3310 | SB3312 |
| 埋入長   | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | SB3310 | SB3312 |

骨埋入径  
φ 3.7




|       |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 商品名   | SB3708 | SB3710 | SB3712 | SB3714 |
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   | 14mm   |
| 商品コード | SB3708 | SB3710 | SB3712 | SB3714 |

骨埋入径  
φ 4.0




|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 商品名   | SB4008 | SB4010 | SB4012 |
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | SB4008 | SB4010 | SB4012 |

骨埋入径  
φ 4.6



|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 商品名   | SB4608 | SB4610 | SB4612 |
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | SB4608 | SB4610 | SB4612 |

骨埋入径  
φ 5.0



|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 商品名   | SB5008 | SB5010 | SB5012 |
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | SB5008 | SB5010 | SB5012 |


## 【封鎖キャップ取付後の寸法】



\*1 メタルスレッド部 (高さ 0.7mm)

## 封鎖キャップ

TF、F、SB インプラントボディの封鎖キャップです。TF、F、SB インプラントを 1 回法として使用する際、歯肉を貫通させるために使用します。アバットメント取付前の歯肉調整にも使用することができます。



材 質 : 純チタン

滅 菌 : ガンマ線滅菌済

**SB1**



| 商品名         | SB1-FcapF2       | SB1-FcapF3       | SB1-FcapF5       | SB1-FcapF7     |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 商品コード       | CB3317           | CB3318           | CB3319           | CB3320         |
| 高さ          | 2.0              | 3.0              | 5.0              | 7.0            |
| 最大径         | 3.7              |                  |                  |                |
| 対応インプラントボディ | TF37**<br>SB33** | TF40**<br>SB37** | TF43**<br>SB40** | F37**<br>F40** |

**SB2**



| 商品名         | SB2-FcapF2                | SB2-FcapF3 | SB2-FcapF5 | SB2-FcapF7 |
|-------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 商品コード       | CB4018                    | CB4019     | CB4020     | CB4021     |
| 高さ          | 2.0                       | 3.0        | 5.0        | 7.0        |
| 最大径         | 4.0                       |            |            |            |
| 対応インプラントボディ | TF46**<br>F46**<br>SB46** |            |            |            |

【SB1-FcapF\* と SB2-FcapF\* の識別について】

キャップ天井部の溝の有無で見分けてください

SB1-FcapF\* : 溝なし



SB2-FcapF\* : 溝あり



## 封鎖キャップ (2 個入)

フィクスチャープラットフォームから露出しない封鎖キャップです。より完全静置が必要な症例にご使用ください。



材 質 : 純チタン

滅 菌 : ガンマ線滅菌済

**SB1**



| 商品名         | SB1-INcap (2 個入) |
|-------------|------------------|
| 商品コード       | CAPF29           |
| 径           | 3.1              |
| 対応インプラントボディ | TF37**<br>SB33** |
|             | TF40**<br>SB37** |
|             | TF43**<br>SB40** |
|             | F37**<br>F40**   |

**SB2**



| 商品名         | SB2-INcap (2 個入)          |
|-------------|---------------------------|
| 商品コード       | CAPF31                    |
| 径           | 3.5                       |
| 対応インプラントボディ | TF46**<br>F46**<br>SB46** |

TFタイプ付属の封鎖キャップ装着時



⇒

INcap装着時




# ヒーリングキャップ



## ヒーリングキャップ

TF、F、SB インプラントボディの歯肉調整キャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



材 質 : 純チタン  
減 菌 : ガンマ線滅菌済

SB1



SB2



| 商品名         | SB1-Hcap3F       | SB1-Hcap5F       | SB1-Hcap7F                         |
|-------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 商品コード       | CB3313           | CB3314           | CB3321                             |
| 高さ          | 3.0              | 5.0              | 7.0                                |
| 最大径         | 4.9              |                  |                                    |
| 対応インプラントボディ | TF37**<br>SB33** | TF40**<br>SB37** | TF43**<br>SB40**<br>F37**<br>F40** |

| 商品名         | SB2-Hcap3F                | SB2-Hcap5F | SB2-Hcap7F |
|-------------|---------------------------|------------|------------|
| 商品コード       | CB4014                    | CB4016     | CB4028     |
| 高さ          | 3.0                       | 5.0        | 7.0        |
| 最大径         | 4.9                       |            |            |
| 対応インプラントボディ | TF46**<br>F46**<br>SB46** |            |            |

【SB1-Hcap\*F と SB2-Hcap\*F の識別について】  
キャップ天井部に溝が有るか無いかで見分けてください

SB1-Hcap\*F : 溝なし



SB2-Hcap\*F : 溝あり



SB3




| 商品名         | SB3-Hcap3 | SB3-Hcap5 | SB3-Hcap7 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 商品コード       | CB4602    | CB4603    | CB4604    |
| 高さ          | 3.0       | 5.0       | 7.0       |
| 最大径         | 5.3       |           |           |
| 対応インプラントボディ | SB50**    |           |           |



## オープントレー用コーピング

SB1/SB2 嵌合、SS1/SS2 嵌合のインプラントボディでご利用いただける印象コーピングです。  
オープントレーでフィクスチャーレベル印象採得を行うためのパーツです。



材 質       ：純チタン

2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています。



*New*



*New*

**SB1**

|                     |                                                                              |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 商品名                 | SSB1-OP 印象 L10-5                                                             | SSB1-OP 印象 L14-5 |
| 商品コード               | KS131                                                                        | KS132            |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF37** TF40** TF43**<br>F37** F40**<br>SB33** SB37** SB40**<br>SS33** SS37** |                  |



*New*



*New*

**SB2**

|                     |                                     |                  |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| 商品名                 | SSB2-OP 印象 L10-5                    | SSB2-OP 印象 L14-5 |
| 商品コード               | KS135                               | KS136            |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF46**<br>F46**<br>SB46**<br>SS40** |                  |




**SB3**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 商品名                 | SSB3-OP 印象              |
| 商品コード               | KS112                   |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB50**<br>SS46** SS50** |

クローズドトレー用コーピング

TF、F、SB インプラントボディの印象コーピングです。クローズドトレーでフィクスチャーレベル印象採得を行うためのパーツです。



材 質 : 純チタン  
2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています。

SB1



|                     |                           |                                     |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 商品名                 | SB1- コーピング L8S            | SB1- コーピング L12S                     |
| 商品コード               | KS123                     | KS107                               |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF37**<br>F37**<br>SB33** | TF40**<br>F40**<br>SB37**<br>SB40** |

SB2



|                     |                |                           |
|---------------------|----------------|---------------------------|
| 商品名                 | SB2- コーピング L8S | SB2- コーピング L12S           |
| 商品コード               | KS124          | KS108                     |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ |                | TF46**<br>F46**<br>SB46** |


SB3



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 商品名                 | SB3- コーピング L12S |
| 商品コード               | KS109           |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB50**          |

クローズドトレー用コーピング

SB1/SB2、SS1/SS2 嵌合のインプラントボディでご使用いただけるポリプロピレン製の印象コーピングです。  
クローズドトレーでフィクスチャーレベル印象採得を行うためのパーツです。



材 質       ：ポリプロピレン

New

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名                 | SSB1-PP 印象 L14（6 個入）                                                         |
| 商品コード               | KS133                                                                        |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF37** TF40** TF43**<br>F37** F40**<br>SB33** SB37** SB40**<br>SS33** SS37** |

New

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 商品名                 | SSB2-PP 印象 L14（6 個入）                |
| 商品コード               | KS134                               |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF46**<br>F46**<br>SB46**<br>SS40** |

アナログ

TF、F、SB インプラントボディの模型用インプラントです。印象コーピングと組み合わせて作業模型を製作します。



材 質       ：純チタン



| 商品名     | SB1- アナログ                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード   | KS204                                                                                                                                       |
| 組み合わせ製品 | SSB1-OP 印象 L10-5<br>SSB1-OP 印象 L14-5<br>SB1- コーピング L8S<br>SB1- コーピング L12S<br>SSB1-PP 印象 L14<br>SB1-OP 印象 F<br>SB1-OP 印象 F ロング<br>SSB1-OP 印象 |




| 商品名     | SB2- アナログ                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード   | KS205                                                                                                                                       |
| 組み合わせ製品 | SSB2-OP 印象 L10-5<br>SSB2-OP 印象 L14-5<br>SB2- コーピング L8S<br>SB2- コーピング L12S<br>SSB2-PP 印象 L14<br>SB2-OP 印象 F<br>SB2-OP 印象 F ロング<br>SSB2-OP 印象 |



| 商品名     | SB3- アナログ                     |
|---------|-------------------------------|
| 商品コード   | KS206                         |
| 組み合わせ製品 | SSB3-OP 印象<br>SB3- コーピング L12S |

## ストレートアバットメント ショルダータイプ

TF、F、SB インプラントボディ用のストレートアバットメントです。補綴物はセメントで固定します。



|     |              |        |                          |
|-----|--------------|--------|--------------------------|
| 材 質 | ：純チタン        | 嵌合タイプ： | SB1 TF37** TF40** TF43** |
| 付属品 | ：固定ネジ（チタン合金） |        | F37** F40**              |
| 滅 菌 | ：未滅菌         |        | SB33** SB37** SB40**     |
|     |              |        | SB2 TF46** F46** SB46**  |
|     |              |        | SB3 SB50**               |

|             |                                                       |           |           |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 商品名         | SB1-AB5C1                                             | SB1-AB5C2 | SB1-AB5C3 | SB1-AB5C5 |
| 商品コード       | AA3304                                                | AA3305    | AA3306    | AA3307    |
| 固定ネジ        | SC2087                                                | SC20112   | SC20112   | SC20132   |
| カフ高さ        | 1.0mm                                                 | 2.0mm     | 3.0mm     | 5.0mm     |
| テーブル直径      | 4.8mm                                                 |           |           |           |
| 対応インプラントボディ | TF37** TF40** TF43** F37** F40** SB33** SB37** SB40** |           |           |           |


|             |                     |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 商品名         | SB2-AB5C1           | SB2-AB5C2 | SB2-AB5C3 | SB2-AB5C5 |
| 商品コード       | AA4002              | AA4003    | AA4004    | AA4005    |
| 固定ネジ        | SC2087              | SC20112   | SC20112   | SC20132   |
| カフ高さ        | 1.0mm               | 2.0mm     | 3.0mm     | 5.0mm     |
| テーブル直径      | 4.8mm               |           |           |           |
| 対応インプラントボディ | TF46** F46** SB46** |           |           |           |

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 商品名         | SB3-AB5C1 | SB3-AB5C2 | SB3-AB5C3 |
| 商品コード       | AA4602    | AA4603    | AA4604    |
| 固定ネジ        | SC2589    | SC25112   | SC25112   |
| カフ高さ        | 1.0mm     | 2.0mm     | 3.0mm     |
| テーブル直径      | 5.2mm     |           |           |
| 対応インプラントボディ | SB50**    |           |           |

### 【注意事項】


- \*1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.8mm です。
- \*2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 2.5mm です。
- \*3 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.5mm です。
- \*4 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 4.0mm です。
- \*5 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.9mm です。
- \*6 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 2.6mm です。
- \*7 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 3.6mm です。
- \*8 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- \*9 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- \*10 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm
- \*11 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

### 【インプラントボディ取付時の寸法】



## ストレートアバットメント ダイレクトタイプ

TF、F、SB インプラントボディ用のストレートアバットメントです。補綴物はセメントで固定します。



|     |              |       |                                          |
|-----|--------------|-------|------------------------------------------|
| 材 質 | ：純チタン        | 嵌合タイプ | ：SB1 TF37** TF40** TF43**<br>F37** F40** |
| 付属品 | ：固定ネジ（チタン合金） |       | SB33**SB37** SB40**                      |
| 滅 菌 | ：未滅菌         |       | SB2 TF46** F46**<br>SB46**               |
|     |              |       | SB3 SB50**                               |

SB1



|             |                                                          |             |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 商品名         | SB1-ABD7C1N                                              | SB1-ABD7C2N |
| 商品コード       | AA3308                                                   | AA3309      |
| 固定ネジ        | SC2087                                                   | SC20112     |
| カフ高さ        | 1.0mm                                                    | 2.0mm       |
| テーブル直径      | 4.2mm                                                    |             |
| 対応インプラントボディ | TF37** TF40** TF43** F37** F40**<br>SB33** SB37** SB40** |             |

SB2



|             |                     |            |
|-------------|---------------------|------------|
| 商品名         | SB2-ABD7C1          | SB2-ABD7C2 |
| 商品コード       | AA4006              | AA4007     |
| 固定ネジ        | SC2087              | SC20112    |
| カフ高さ        | 1.0mm               | 2.0mm      |
| テーブル直径      | 4.8mm               |            |
| 対応インプラントボディ | TF46** F46** SB46** |            |

SB3




|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 商品名         | SB3-ABD7C1W | SB3-ABD7C2W |
| 商品コード       | AA4606      | AA4607      |
| 固定ネジ        | SC2589      | SC25112     |
| カフ高さ        | 1.0mm       | 2.0mm       |
| テーブル直径      | 5.2mm       |             |
| 対応インプラントボディ | SB50**      |             |

### 【注意事項】


- \*1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 5.8mm です。
- \*2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 4.5mm です。
- \*3 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 6.0mm です。
- \*4 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 5.9mm です。
- \*5 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 4.6mm です。
- \*6 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- \*7 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- \*8 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm
- \*9 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

### 【インプラントボディ取付時の寸法】



ストレートアバットメント   ダイレクトタイプ

TF、F、SB インプラントボディ用のストレートアバットメントです。補綴物はセメントで固定します。



材 質       : 純チタン  
付属品       : 固定ネジ（チタン合金）  
滅 菌       : 未滅菌

嵌合タイプ:  TF37\*\* TF40\*\* TF43\*\*  
                  F37\*\*   F40\*\*  
                  SB33\*\*SB37\*\* SB40\*\*




New

|                     |                                                   |                           |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 商品名                 | SB1-ABD9C3(37)<br><small>※1<br/>※2<br/>※3</small> |                           |                  |
| 商品コード               | AD3348                                            |                           |                  |
| 固定ネジ                | SC20112                                           |                           |                  |
| カフ高さ                | 3.0mm                                             |                           |                  |
| テーブル<br>直径          | 3.7mm                                             |                           |                  |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF37**<br>F37**<br>SB33**                         | TF40**<br>F40**<br>SB37** | TF43**<br>SB40** |

【注意事項】  
\*1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.6mm です。  
\*2 SB1 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)  
\*3 SB1 嵌合の締付トルクは 25Ncm


【インプラントボディ取付時の寸法】



SB1-ABD9C3(37)

## アングルアバットメント 15°ショルダータイプ

TF、F、SB インプラントボディ用の 15°アングルアバットメントです。補綴物はセメントで固定します。



材 質 : 純チタン  
 付属品 : 固定ネジ (チタン合金)  
 滅 菌 : 未滅菌

嵌合タイプ : SB1 TF37\*\* TF40\*\* TF43\*\*  
 F37\*\* F40\*\*  
 SB33\*\* SB37\*\* SB40\*\*

SB2 TF46\*\* F46\*\*  
 SB46\*\*

SB3 SB50\*\*

前歯部、小白歯部用

SB1



| 商品名         | SB1-ABV15C1                                              | SB1-ABV15C2 | SB1-ABV15C3 | SB1-ABV15C5 |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 商品コード       | AD3306                                                   | AD3314      | AD3318      | AD3322      |
| 固定ネジ        | SC2087                                                   | SC2087      | SC20112     | SC20132     |
| カフ高さ        | 1.0mm                                                    | 2.0mm       | 3.0mm       | 5.0mm       |
| テーブル直径      | 4.2mm                                                    |             |             |             |
| 対応インプラントボディ | TF37** TF40** TF43** F37** F40**<br>SB33** SB37** SB40** |             |             |             |

SB2



| 商品名         | SB2-ABV15C1         | SB2-ABV15C2 | SB2-ABV15C3 | SB2-ABV15C5 |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 商品コード       | AD4005              | AD4008      | AD4011      | AD4014      |
| 固定ネジ        | SC2087              | SC2087      | SC20112     | SC20132     |
| カフ高さ        | 1.0mm               | 2.0mm       | 3.0mm       | 5.0mm       |
| テーブル直径      | 4.8mm               |             |             |             |
| 対応インプラントボディ | TF46** F46** SB46** |             |             |             |

SB3




| 商品名         | SB3-ABV15C1 | SB3-ABV15C2 |
|-------------|-------------|-------------|
| 商品コード       | AD4603      | AD4605      |
| 固定ネジ        | SC2589      | SC2589      |
| カフ高さ        | 1.0mm       | 2.0mm       |
| テーブル直径      | 5.2mm       |             |
| 対応インプラントボディ | SB50**      |             |


### 【注意事項】

- \*1 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.8mm です。
- \*2 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 8.8mm です。
- \*3 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.5mm です。
- \*4 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 8.0mm です。
- \*5 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 9.0mm です。
- \*6 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- \*7 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 8.9mm です。
- \*8 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- \*9 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- \*10 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm
- \*11 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

### 【インプラントボディ取付時の寸法】




### 【アングルアバットメントの傾斜方向の合わせ方】





## アングルアバットメント 15°ダイレクトタイプ アングルアバットメント 25° (SB1 嵌合のみ) ダイレクトタイプ

TF、F、SB インプラントボディ用の 15°及び 25°アングルアバットメントです。補綴物はセメントで固定します。



材 質 : 純チタン  
付属品 : 固定ネジ (チタン合金)  
滅 菌 : 未滅菌

嵌合タイプ : SB1 TF37\*\* TF40\*\* TF43\*\*  
F37\*\* F40\*\*  
SB33\*\* SB37\*\* SB40\*\*  
SB2 TF46\*\* F46\*\* SB46\*\*  
SB3 SB50\*\*

大臼歯部  
使用可

SB1



|                     |                                                             |                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 商品名                 | SB1-ABVD15C1N ※1<br>※4<br>※6                                | SB1-ABVD25C1N ※1<br>※4<br>※6 |
| 商品コード               | AD33061                                                     | AD33071                      |
| 固定ネジ                | SC2087                                                      | SC2087                       |
| カフ高さ                | 1.0mm                                                       | 1.0mm                        |
| テーブル<br>直径          | 4.2mm                                                       |                              |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF37** TF40** TF43**<br>F37** F40**<br>SB33** SB37** SB40** |                              |

SB2



|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 商品名                 | SB2-ABVD15C1 ※2<br>※4<br>※6 |
| 商品コード               | AD40051                     |
| 固定ネジ                | SC2087                      |
| カフ高さ                | 1.0mm                       |
| テーブル<br>直径          | 4.8mm                       |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF46** F46** SB46**         |

SB3



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 商品名                 | SB3-ABVD15C1W ※3<br>※7 |
| 商品コード               | AD4635                 |
| 固定ネジ                | SC2589                 |
| カフ高さ                | 1.0mm                  |
| テーブル<br>直径          | 5.2mm                  |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB50**                 |

### 【注意事項】


- \*1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.8mm です。
- \*2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 8.0mm です。
- \*3 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- \*4 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- \*5 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- \*6 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm
- \*7 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

### 【インプラントボディ取付時の寸法】



## アングルアバットメント 25°ショルダータイプ

TF、F、SB インプラントボディ用の 25°アングルアバットメントです。補綴物はセメントで固定します。



材 質 : 純チタン  
 付属品 : 固定ネジ (チタン合金)  
 滅 菌 : 未滅菌

嵌合タイプ :  TF37\*\* TF40\*\* TF43\*\*  
 F37\*\* F40\*\*  
 SB33\*\* SB37\*\* SB40\*\*  
 TF46\*\* F46\*\* SB46\*\*  
 SB50\*\*

前歯部用

|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |              |
| 商品名                                                                               | SB1-ABV25C1  | SB1-ABV25C2  |
| 商品コード                                                                             | AD3307                                                                                        | AD3315                                                                                        |
| 固定ネジ                                                                              | SC2087                                                                                        | SC2087                                                                                        |
| カフ高さ                                                                              | 1.0mm                                                                                         | 2.0mm                                                                                         |
| テーブル直径                                                                            | 4.2mm                                                                                         |                                                                                               |
| 対応インプラントボディ                                                                       | TF37**<br>F37**<br>SB33**                                                                     | TF40**<br>F40**<br>SB37**<br>TF43**<br>SB40**                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |               |              |
| 商品名                                                                               | SB2-ABV25C1  | SB2-ABV25C2  |
| 商品コード                                                                             | AD4006                                                                                          | AD4009                                                                                          |
| 固定ネジ                                                                              | SC2087                                                                                          | SC2087                                                                                          |
| カフ高さ                                                                              | 1.0mm                                                                                           | 2.0mm                                                                                           |
| テーブル直径                                                                            | 4.8mm                                                                                           |                                                                                                 |
| 対応インプラントボディ                                                                       | TF46** F46** SB46**                                                                             |                                                                                                 |

|                                                                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |
| 商品名                                                                                 | SB3-ABV25C1  |
| 商品コード                                                                               | AD4604                                                                                          |
| 固定ネジ                                                                                | SC2589                                                                                          |
| カフ高さ                                                                                | 1.0mm                                                                                           |
| テーブル直径                                                                              | 5.2mm                                                                                           |
| 対応インプラントボディ                                                                         | SB50**                                                                                          |

### 【注意事項】


- \*1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.8mm です。
- \*2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 8.8mm です。
- \*3 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 8.0mm です。
- \*4 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 9.0mm です。
- \*5 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- \*6 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- \*7 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- \*8 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm
- \*9 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

### 【インプラントボディ取付時の寸法】



## アングルアバットメント 5°ショルダータイプ アングルアバットメント 15°ダイレクトタイプ


TF、F、SB インプラントボディ用の 5° 及び 15° アングルアバットメントです。補綴物はセメントで固定します。  
テーブル直径が 4.8mm あるため、臼歯部の単独植立にもご使用いただけます。



材 質 : 純チタン  
 付属品 : 固定ネジ (チタン合金)  
 滅 菌 : 未滅菌

嵌合タイプ : SB1 TF37\*\* TF40\*\* TF43\*\*  
 F37\*\* F40\*\*  
 SB33\*\* SB37\*\* SB40\*\*

大臼歯部  
使用可

|             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |
| 商品名         | SB1-ABV5C2 (48)                                                                   | SB1-ABVD15C2 (48)                                                                 | SB1-ABVD15C3 (48)                                                                 |                                                                                   |
| 商品コード       | AD3344                                                                            | AD33462                                                                           | AD33582                                                                           |                                                                                   |
| 固定ネジ        | SC20112                                                                           | SC20112                                                                           | SC20112                                                                           |                                                                                   |
| カフ高さ        | 2.0mm                                                                             | 2.0mm                                                                             | 3.0mm                                                                             |                                                                                   |
| テーブル直径      | 4.8mm                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 対応インプラントボディ |                                                                                   | TF37**<br>F37**<br>SB33**                                                         | TF40**<br>F40**<br>SB37**                                                         | TF43**<br>SB40**                                                                  |

### 【注意事項】


- \*1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 6.5mm です。
- \*2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.5mm です。
- \*3 SB1 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- \*4 SB1 嵌合の締付トルクは 25Ncm

### 【インプラントボディ取付時の寸法】



削合用アバットメント ストレートタイプ／10°アングルタイプ

アバットメントリムーバー対応のストレートタイプ及び 10°アングルタイプのアバットメントです。



|     |              |        |                                                                 |
|-----|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 材 質 | ：純チタン        | 嵌合タイプ： | SB1 TF37** TF40** TF43**<br>F37** F40**<br>SB33** SB37** SB40** |
| 付属品 | ：固定ネジ（チタン合金） |        |                                                                 |
| 滅 菌 | ：未滅菌         |        |                                                                 |

※アバットメントリムーバー M 対応商品  
(この製品はポストリムーバーでは外れません。取り外しの際は P.47 ハンドツールのアバットメントリムーバー M をご使用ください)

|             |                           |                           |                  |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 商品名         | SB1-AB10C1ZE              |                           |                  |
| 商品コード       | AD3334                    |                           |                  |
| 固定ネジ        | SC2010                    |                           |                  |
| カフ高さ        | 1.0mm                     |                           |                  |
| テーブル直径      | 4.8mm                     |                           |                  |
| 対応インプラントボディ | TF37**<br>F37**<br>SB33** | TF40**<br>F40**<br>SB37** | TF43**<br>SB40** |

|             |                           |                           |                  |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 商品名         | SB1-AG10° C1ZE            |                           |                  |
| 商品コード       | AD3335                    |                           |                  |
| 固定ネジ        | SC2010                    |                           |                  |
| カフ高さ        | 1.0mm                     |                           |                  |
| テーブル直径      | 4.8mm                     |                           |                  |
| 対応インプラントボディ | TF37**<br>F37**<br>SB33** | TF40**<br>F40**<br>SB37** | TF43**<br>SB40** |


- 【注意事項】
- \*1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 6.7mm です。
  - \*2 SB1 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
  - \*3 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm

【インプラントボディ取付時の寸法】



鑄造用パターン単独用

TF、F、SB インプラントボディ用の鑄造用焼却パターンです。カスタムアパットメントの製作に使用します。



|     |                                     |        |                                                |
|-----|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 材 質 | ：アクリル                               | 嵌合タイプ： | SB1TF37** TF40** TF43**<br>F37** F40**         |
| 付属品 | ：固定ネジ（チタン合金）<br>※付属の固定ネジは鑄造パターン専用です |        | SB33** SB37** SB40**<br>SB2TF46** F46** SB46** |
| 滅 菌 | ：未滅菌                                |        | SB3SB50**                                      |

SB1



|             |                           |                           |                  |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 商品名         | SB1- パターン Si ※1※2※4       |                           |                  |
| 商品コード       | KS307                     |                           |                  |
| 固定ネジ        | P-SC2082                  |                           |                  |
| 対応インプラントボディ | TF37**<br>F37**<br>SB33** | TF40**<br>F40**<br>SB37** | TF43**<br>SB40** |

SB2



|             |                     |  |  |
|-------------|---------------------|--|--|
| 商品名         | SB2- パターン Si ※1※2※4 |  |  |
| 商品コード       | KS308               |  |  |
| 固定ネジ        | P-SC2082            |  |  |
| 対応インプラントボディ | TF46** F46** SB46** |  |  |

SB3




|             |                     |  |  |
|-------------|---------------------|--|--|
| 商品名         | SB3- パターン Si ※1※3※5 |  |  |
| 商品コード       | KS309               |  |  |
| 固定ネジ        | P-SC2582            |  |  |
| 対応インプラントボディ | SB50**              |  |  |

- 【注意事項】
- \*1 パターン Si 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
  - \*2 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
  - \*3 SB3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
  - \*4 SB1 嵌合及び SB2 嵌合の締付トルクは 25Ncm
  - \*5 SB3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

テンポラリーアバットメント

TF、F、SB インプラントボディのテンポラリーアバットメントです。



材 質     : 純チタン  
2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています。

SB1

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 商品名                 | SB1- テンポラリー C2 ※ 1                                          |
| 商品コード               | AD3343                                                      |
| 固定ネジ                | SC20112                                                     |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF37** TF40** TF43**<br>F37** F40**<br>SB33** SB37** SB40** |


SB2

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 商品名                 | SB2- テンポラリー C2 ※ 1  |
| 商品コード               | AD4035              |
| 固定ネジ                | SC20112             |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF46** F46** SB46** |

【注意事項】  
\*1 テンポラリー C2 頭頂部からネジ頭頂部まで 6.5mm です。

テンポラリーアバットメント

SB50\*\* インプラントボディのテンポラリーアバットメントです。



材 質     : 純チタン  
2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています。


SB3

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 商品名                 | SB3- テンポラリー AB ※ 1 |
| 商品コード               | AD4619             |
| 固定ネジ                | SC2589             |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB50**             |

【注意事項】  
\*1 テンポラリー AB 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。  
※この製品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。予めご了承ください。

## オープントレー用コーピング（在庫がなくなり次第販売終了）

TF、F インプラントボディの印象コーピングです。オープントレーでフィクスチャーレベル印象採得を行うためのパーツです。



材 質 : 純チタン  
2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています。

SB1


|                     |                 |                 |        |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 商品名                 | SB1-OP 印象 F     |                 |        |
| 商品コード               | KS120           |                 |        |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF37**<br>F37** | TF40**<br>F40** | TF43** |

SB2

|                     |             |      |
|---------------------|-------------|------|
| 商品名                 | SB2-OP 印象 F |      |
| 商品コード               | KS121       |      |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF46**      | F46* |

## オープントレー用コーピング（在庫がなくなり次第販売終了）

TF、F インプラントボディの印象コーピングです。オープントレーでフィクスチャーレベル印象採得を行うためのパーツです。



材 質 : 純チタン  
2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています。

SB1

|                     |                 |                 |        |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 商品名                 | SB1-OP 印象 F ロング |                 |        |
| 商品コード               | KS127           |                 |        |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF37**<br>F37** | TF40**<br>F40** | TF43** |

SB2

|                     |                 |       |
|---------------------|-----------------|-------|
| 商品名                 | SB2-OP 印象 F ロング |       |
| 商品コード               | KS128           |       |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF46**          | F46** |


※ SB\*-OP 印象 F ロングの取外しには印象用リムーバーLが必要です。  
印象用リムーバーLについては P49 をご覧ください。

# ヒーリングキャップ



## ヒーリングキャップ (SB-type インプラントボディ専用)

SB インプラントボディの歯肉調整キャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



材 質 : 純チタン  
滅 菌 : ガンマ線滅菌済

|             |                      |           |           |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|
| <b>SB1</b>  |                      |           |           |
| 商品名         | SB1-Hcap3            | SB1-Hcap5 | SB1-Hcap7 |
| 商品コード       | CB3308               | CB3310    | CB3312    |
| 高さ          | 3.0                  | 5.0       | 7.0       |
| 最大径         | 4.9                  |           |           |
| 対応インプラントボディ | SB33** SB37** SB40** |           |           |

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>SB2</b>  |           |           |           |
| 商品名         | SB2-Hcap3 | SB2-Hcap5 | SB2-Hcap7 |
| 商品コード       | CB4003    | CB4005    | CB4007    |
| 高さ          | 3.0       | 5.0       | 7.0       |
| 最大径         | 4.9       |           |           |
| 対応インプラントボディ | SB46**    |           |           |

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>SB3</b>  |           |           |           |
| 商品名         | SB3-Hcap3 | SB3-Hcap5 | SB3-Hcap7 |
| 商品コード       | CB4602    | CB4603    | CB4604    |
| 高さ          | 3.0       | 5.0       | 7.0       |
| 最大径         | 5.3       |           |           |
| 対応インプラントボディ | SB50**    |           |           |

【SB1-Hcap\*とSB2-Hcap\*の識別について】  
キャップ天井部の溝の有無で見分けてください


SB1-Hcap\*: 溝なし SB2-Hcap\*: 溝あり





オープントレー用コーピング

SB、SS のインプラントボディでご使用いただける印象コーピングです。  
オープントレーでフィクスチャーレベル印象採得を行うためのパーツです。



材 質       ：純チタン  
2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています。

SB1



|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 商品名                 | SSB1-OP 印象                            |
| 商品コード               | KS110                                 |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB33** SB37** SB40**<br>SS33** SS37** |

SB2



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 商品名                 | SSB2-OP 印象       |
| 商品コード               | KS111            |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB46**<br>SS40** |


SB3



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 商品名                 | SSB3-OP 印象              |
| 商品コード               | KS112                   |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB50**<br>SS46** SS50** |

# インプラントボディ SS-type

1 回法 2 ピースインプラント セミサブマージドタイプ




材 質 : 純チタン  
 付属品 : コントラマウント  
 封鎖キャップ (純チタン)  
 表面性状 : リン酸カルシウムプラスト処理  
 滅 菌 : ガンマ線滅菌済

嵌合部 : ダブルモース嵌合  
 嵌合タイプ : SS1 SS33\*\* 及び SS37\*\*  
 SS40\*\*  
 SS46\*\* 及び SS50\*\*

骨埋入径  
 $\phi$  3.3

SS1  
 付属品

SS1-Fcap




| 商品名   | SS3308 | SS3310 | SS3312 |
|-------|--------|--------|--------|
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | SS3308 | SS3310 | SS3312 |

骨埋入径  
 $\phi$  3.7

SS1  
 付属品

SS1-Fcap




| 商品名   | SS3708 | SS3710 | SS3712 |
|-------|--------|--------|--------|
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | SS3708 | SS3710 | SS3712 |

骨埋入径  
 $\phi$  4.0

SS2  
 付属品

SS2-Fcap




| 商品名   | SS4008 | SS4010 | SS4012 |
|-------|--------|--------|--------|
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | SS4008 | SS4010 | SS4012 |

骨埋入径  
 $\phi$  4.6

SS3  
 付属品

SS3-Fcap




| 商品名   | SS4608 | SS4610 | SS4612 |
|-------|--------|--------|--------|
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | SS4608 | SS4610 | SS4612 |

骨埋入径  
 $\phi$  5.0

SS3  
 付属品

SS3-Fcap



| 商品名   | SS5008 | SS5010 | SS5012 |
|-------|--------|--------|--------|
| 埋入長   | 8mm    | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | SS5008 | SS5010 | SS5012 |

## 【封鎖キャップ取付後の寸法】




## カバーキャップ



### カバーキャップ

SS インプラントボディの歯肉調整キャップです。アバットメント取付前の歯肉調整に使用します。



材 質 : 純チタン  
滅 菌 : ガンマ線滅菌済

ss1



| 商品名         | SS1-Ccap2     | SS1-Ccap3 | SS1-Ccap5 |
|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 商品コード       | CC3303        | CC3304    | CC3306    |
| 高さ          | 2.0           | 3.0       | 5.0       |
| 最大径         | 4.8           |           |           |
| 対応インプラントボディ | SS33** SS37** |           |           |

ss2



| 商品名         | SS2-Ccap2 | SS2-Ccap3 | SS2-Ccap5 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 商品コード       | CC4003    | CC4004    | CC4006    |
| 高さ          | 2.0       | 3.0       | 5.0       |
| 最大径         | 5.2       |           |           |
| 対応インプラントボディ | SS40**    |           |           |

ss3



| 商品名         | SS3-Ccap2     | SS3-Ccap3 | SS3-Ccap5 |
|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 商品コード       | CC4603        | CC4604    | CC4606    |
| 高さ          | 2.0           | 3.0       | 5.0       |
| 最大径         | 6.0           |           |           |
| 対応インプラントボディ | SS46** SS50** |           |           |


【SS1-Ccap\*とSS2-Ccap\*の識別について】  
キャップ天井部の溝の有無で見分けてください

SS1-Ccap\*: 溝なし SS2-Ccap\*: 溝あり




オーブントレー用コーピング

SB1/SB2 嵌合、SS1/SS2 嵌合のインプラントボディでご使用いただける印象コーピングです。  
オーブントレーでフィクスチャーレベル印象採得を行うためのパーツです。



| 商品名                 | SSB1-OP 印象 L10-5                    | SSB1-OP 印象 L14-5                    |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 商品コード               | KS131                               | KS132                               |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF37**<br>F37**<br>SB33**<br>SS33** | TF40**<br>F40**<br>SB37**<br>SS37** |




| 商品名                 | SSB2-OP 印象 L10-5                    | SSB2-OP 印象 L14-5 |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| 商品コード               | KS135                               | KS136            |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF46**<br>F46**<br>SB46**<br>SS40** |                  |



| 商品名                 | SSB3-OP 印象              |
|---------------------|-------------------------|
| 商品コード               | KS112                   |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB50**<br>SS46** SS50** |

クローズドトレー用コーピング

SS インプラントボディの印象コーピングです。クローズドトレーでフィクチャーレベル印象採得を行うためのパーツです。



材 質       ：純チタン  
2つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています。



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 商品名                 | SS1- 印象 L11   |
| 商品コード               | KS101         |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SS33** SS37** |




|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 商品名                 | SS2- 印象 L11 |
| 商品コード               | KS102       |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SS40**      |



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 商品名                 | SS3- 印象 L11   |
| 商品コード               | KS103         |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SS46** SS50** |

クローズドトレー用コーピング

SB1/SB2、SS1/SS2 嵌合のインプラントボディでご使用頂けるポリプロピレン製の印象コーピングです。  
クローズドトレーでフィクスチャーレベル印象採得を行うためのパーツです。



材 質       : ポリプロピレン



|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名                 | SSB1-PP 印象 L14 (6個入)                                                         |
| 商品コード               | KS133                                                                        |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF37** TF40** TF43**<br>F37** F40**<br>SB33** SB37** SB40**<br>SS33** SS37** |



|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 商品名                 | SSB2-PP 印象 L14 (6個入)                |
| 商品コード               | KS134                               |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | TF46**<br>F46**<br>SB46**<br>SS40** |

アナログ

SS インプラントボディの模型用インプラントです。印象コーピングと組み合わせて作業模型を製作します。



材 質       : 純チタン



| 商品名     | SS1- アナログ                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード   | KS201                                                                               |
| 組み合わせ製品 | SSB1-OP 印象 L10-5<br>SSB1-OP 印象 L14-5<br>SS1- 印象 L11<br>SSB1-PP 印象 L14<br>SSB1-OP 印象 |



| 商品名     | SS2- アナログ                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード   | KS202                                                                               |
| 組み合わせ製品 | SSB2-OP 印象 L10-5<br>SSB2-OP 印象 L14-5<br>SS2- 印象 L11<br>SSB2-PP 印象 L14<br>SSB2-OP 印象 |




| 商品名     | SS3- アナログ                 |
|---------|---------------------------|
| 商品コード   | KS203                     |
| 組み合わせ製品 | SSB3-OP 印象<br>SS3- 印象 L11 |

# アバットメント



## ストレートアバットメント

SS インプラントボディ用のストレートアバットメントです。補綴物はセメントで固定します。



|     |                |        |               |
|-----|----------------|--------|---------------|
| 材 質 | : 純チタン         | 嵌合タイプ: | SS33** SS37** |
| 付属品 | : 固定ネジ (チタン合金) |        | SS40**        |
| 滅 菌 | : 未滅菌          |        | SS46** SS50** |

|                                                                                   |         |                                                                                   |  |                                                                                   |         |                                                                                   |                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |  |  |  |         |  |                     |  |  |  |                                                                                     |         |                                                                                     |
| 商品名                                                                               | SS1-AB5 |                                                                                   |  |  | SS1-AB9 |  | 商品名                 | SS2-AB5                                                                             |  |                                                                                     |  | SS2-AB9 |  |
| 商品コード                                                                             | AB3302  |                                                                                   |  |                                                                                   | AE3301  |                                                                                   | 商品コード               | AB4002                                                                              |  |                                                                                     |                                                                                     | AE4001  |                                                                                     |
| 固定ネジ                                                                              | SC2087  |                                                                                   |  |                                                                                   | SC2087  |                                                                                   | 固定ネジ                | SC2087                                                                              |  |                                                                                     |                                                                                     | SC2087  |                                                                                     |
| 高さ                                                                                | 5.0mm   |                                                                                   |  |                                                                                   | 9.0mm   |                                                                                   | 高さ                  | 5.0mm                                                                               |  |                                                                                     |                                                                                     | 9.0mm   |                                                                                     |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ                                                               | SS33**  |                                                                                   |  | SS37**                                                                            |         |                                                                                   | 対応<br>インプラント<br>ボディ | SS40**                                                                              |  |                                                                                     |                                                                                     |         |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          |          |
| 商品名                                                                                 | SS3-AB5  | SS3-AB7  |
| 商品コード                                                                               | AB4602                                                                                      | AB4604                                                                                      |
| 固定ネジ                                                                                | SC2589                                                                                      | SC2589                                                                                      |
| 高さ                                                                                  | 5.0mm                                                                                       | 7.0mm                                                                                       |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ                                                                 | SS46** SS50**                                                                               |                                                                                             |

### 【注意事項】

- \*1 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 3.2mm です。
- \*2 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.2mm です。
- \*3 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 3.1mm です。
- \*4 アバットメント 頭頂部からネジ頭頂部まで 5.1mm です。
- \*5 SS1 嵌合及び SS2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- \*6 SS3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- \*7 SS1 嵌合及び SS2 嵌合の締付トルクは 25Ncm
- \*8 SS3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

### 【インプラントボディ取付時の寸法】






## アバットメント



### アングルアバットメント 15°／25°

SS インプラントボディ用の 15° 及び 25° のアングルアバットメントです。補綴物はセメントで固定します。



材 質 : 純チタン  
 付属品 : 固定ネジ (チタン合金)  
 滅 菌 : 未滅菌

嵌合タイプ SS33\*\* SS37\*\*

SS40\*\*

SS46\*\* SS50\*\*





|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| 商品名         | SS1-ABV15     | SS1-ABV25 |
| 商品コード       | AE3303        | AE3305    |
| 固定ネジ        | SC2087        | SC2087    |
| 高さ          | 9.0mm         | 9.0mm     |
| 対応インプラントボディ | SS33** SS37** |           |





|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| 商品名         | SS2-ABV15 | SS2-ABV25 |
| 商品コード       | AE4003    | AE4005    |
| 固定ネジ        | SC2087    | SC2087    |
| 高さ          | 9.0mm     | 9.0mm     |
| 対応インプラントボディ | SS40**    |           |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
|             |                      |
| 商品名         | SS3-ABV15  SS3-ABV25 |
| 商品コード       | AE4602 AE4604        |
| 固定ネジ        | SC2589 SC2589        |
| 高さ          | 9.0mm 7.0mm          |
| 対応インプラントボディ | SS46** SS50**        |

#### 【注意事項】


- \*1 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.2mm です。
- \*2 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 7.1mm です。
- \*3 アバットメント頭頂部からネジ頭頂部まで 5.1mm です。
- \*4 SS1 嵌合及び SS2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- \*5 SS3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- \*6 SS1 嵌合及び SS2 嵌合の締付トルクは 25Ncm
- \*7 SS3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

#### 【インプラントボディ取付時の寸法】



### 鑄造パターン単独用

SS インプラントボディ用の鑄造用焼却パターンです。カスタムアバットメントの製作に使用します。



|     |                                       |        |                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材 質 | : アクリル                                | 嵌合タイプ: |  SS33** SS37** |
| 付属品 | : 固定ネジ (チタン合金)<br>※付属の固定ネジは鑄造パターン専用です |        |  SS40**        |
| 滅 菌 | : 未滅菌                                 |        |  SS46** SS50** |



|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名                 | SS1- パターン Si  |
| 商品コード               | KS301                                                                                          |
| 固定ネジ                | P-SC2082                                                                                       |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SS33** SS37**                                                                                  |



|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名                 | SS2- パターン Si  |
| 商品コード               | KS302                                                                                            |
| 固定ネジ                | P-SC2082                                                                                         |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SS40**                                                                                           |




|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名                 | SS3- パターン Si  |
| 商品コード               | KS303                                                                                            |
| 固定ネジ                | P-SC2582                                                                                         |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SS46** SS50**                                                                                    |

#### 【注意事項】

- \*1 パターン Si 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- \*2 SS1 嵌合及び SS2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- \*3 SS3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- \*4 SS1 嵌合及び SS2 嵌合の締付トルクは 25Ncm
- \*5 SS3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

### 鑄造パターン連結用

SS インプラントボディ用の鑄造用焼却パターンです。連結ネジ止めメタルフレームの製作に使用します。



|     |                                       |               |              |
|-----|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 材 質 | : アクリル                                | 嵌合タイプ:        | SS3** SS37** |
| 付属品 | : 固定ネジ (チタン合金)<br>※付属の固定ネジは鑄造パターン専用です | SS40**        |              |
| 滅 菌 | : 未滅菌                                 | SS46** SS50** |              |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
|                     |               |
| 商品名                 | SS1- パターン Co  |
| 商品コード               | KS304         |
| 固定ネジ                | P-SC2082      |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SS33** SS37** |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
|                     |              |
| 商品名                 | SS2- パターン Co |
| 商品コード               | KS305        |
| 固定ネジ                | P-SC2082     |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SS40**       |


|                     |               |
|---------------------|---------------|
|                     |               |
| 商品名                 | SS3- パターン Co  |
| 商品コード               | KS306         |
| 固定ネジ                | P-SC2582      |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SS46** SS50** |

#### 【注意事項】

- \*1 パターン Co 頭頂部からネジ頭頂部まで 7.9mm です。
- \*2 SS1 嵌合及び SS2 嵌合の固定ネジの直径 2mm (M2 ネジ)
- \*3 SS3 嵌合の固定ネジの直径 2.5mm (M2.5 ネジ)
- \*4 SS1 嵌合及び SS2 嵌合の締付トルクは 25Ncm
- \*5 SS3 嵌合の締付トルクは 35Ncm

オーブントレー用コーピング

SB、SS のインプラントボディでご使用いただける印象コーピングです。  
オーブントレーでフィクスチャーレベル印象採得を行うためのパーツです。



材 質     : 純チタン  
2 つの部品（本体・固定ネジ）で構成されています。



|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 商品名                 | SSB1-OP 印象                            |
| 商品コード               | KS110                                 |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB33** SB37** SB40**<br>SS33** SS37** |




|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 商品名                 | SSB2-OP 印象       |
| 商品コード               | KS111            |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB46**<br>SS40** |



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 商品名                 | SSB3-OP 印象              |
| 商品コード               | KS112                   |
| 対応<br>インプラント<br>ボディ | SB50**<br>SS46** SS50** |


# インプラント OS-type

1 回法 1 ピースインプラント  
下顎前歯部に使用に特化した 1 ピースタイプのインプラントボディです。フィクスチャー頭頂部に 1.25HEX が付与されています。  
リーマーφ 2.5、ドリルφ 2.8 でドリリング後に HEX ドライバーで埋入します。




材 質     : 純チタン  
表面性状   : リン酸カルシウムプラスト処理  
滅 菌     : ガンマ線滅菌済

骨埋入径  
φ 3.0




|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 商品名   | OS3010 | OS3012 |
| 埋入長   | 10mm   | 12mm   |
| 商品コード | OS3010 | OS3012 |

# ハンドツール




| 商品名     | マウントホルダー                                                                         | マウントホルダー L |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 商品コード   | KT115                                                                            | KT127      |
| 材質      | ステンレス・シリコンゴム                                                                     |            |
| 組み合わせ製品 | コントラマウント (フィクスチャー付属品)<br>スクエア・ハンドドライバー、ラチェットレンチ<br>スクエア・エクステンション<br>トルク付ラチェットレンチ |            |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。




| 商品名     | スクエア・ハンドドライバー                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード   | KT102                                                                                                                         |
| 材質      | ステンレス                                                                                                                         |
| 組み合わせ製品 | マウントホルダー、マウントホルダー L<br>スクエア・エクステンション、SSB*-挿入ジグ<br>HEX ハンドドライバー 22/28<br>HEX ホールドドライバー 16/22/23<br>SB*-MK ボーンミル、アバットメントリムーバー M |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。




| 商品名     | CA ハンドドライバー                                                |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 商品コード   | KT101                                                      |
| 材質      | ステンレス・シリコンゴム                                               |
| 組み合わせ製品 | コントラマウント (フィクスチャー付属品)<br>CA エクステンション<br>CA-HEX ドライバー 18/28 |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。




| 商品名     | ラチェットレンチ                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 商品コード   | KT111                                                         |
| 材質      | ステンレス                                                         |
| 組み合わせ製品 | マウントホルダー、マウントホルダー L<br>スクエア・エクステンション、SSB*-挿入ジグ<br>ポストリムーバー 25 |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。






| 商品名     | トルク付ラチェットレンチ                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード   | KT113                                                                                                                        |
| 材質      | ステンレス                                                                                                                        |
| 組み合わせ製品 | マウントホルダー、マウントホルダー L<br>スクエア・エクステンション、SSB*-挿入ジグ<br>ポストリムーバー 25、アバットメントリムーバー M<br>HEX ハンドドライバー 22/28<br>HEX ホールドドライバー 16/22/23 |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。




| 商品名    | アラームガイド LB21-20                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 商品コード  | KT109-3                                        |
| 材質     | ステンレス                                          |
| 使用上の注意 | α ドリル 20S/L、リンデマンボーンカッター<br>穿孔後の深度計測の際にご使用ください |



| 商品名     | SB1-MK ボーンミル                   | SB2-MK ボーンミル | SB3-MK ボーンミル |
|---------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 商品コード   | KT119-1                        | KT119-3      | KT119-5      |
| 材質      | チタン合金・シリコンゴム                   |              |              |
| 組み合わせ製品 | スクエア・ハンドドライバー<br>スクエア・エクステンション |              |              |


※詳しくは STATER KIT 37/40/43 術式マニュアル P33 をご覧ください。

ハンドツール




|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 商品名     | HEX ハンドドライバー 28                                |
| 商品コード   | KT122                                          |
| 材質      | ステンレス                                          |
| 組み合わせ製品 | スクエア・ハンドドライバー<br>スクエア・エクステンション<br>トルク付ラチェットレンチ |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。




|         |                            |                 |
|---------|----------------------------|-----------------|
| 商品名     | CA-HEX ドライバー 18            | CA-HEX ドライバー 28 |
| 商品コード   | KT103-1                    | KT103-3         |
| 材質      | ステンレス                      |                 |
| 組み合わせ製品 | CA ハンドドライバー<br>CA エクステンション |                 |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。



|         |                                                |                  |
|---------|------------------------------------------------|------------------|
| 商品名     | HEX ホールドドライバー 16                               | HEX ホールドドライバー 22 |
| 商品コード   | KT128                                          | KT129            |
| 材質      | ステンレス                                          |                  |
| 組み合わせ製品 | スクエア・ハンドドライバー<br>スクエア・エクステンション<br>トルク付ラチェットレンチ |                  |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。



|         |                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | スクエア・エクステンション                                                                                                                                             |
| 商品コード   | KT106                                                                                                                                                     |
| 材質      | ステンレス・シリコンゴム                                                                                                                                              |
| 組み合わせ製品 | マウントホルダー、マウントホルダー L<br>スクエア・ハンドドライバー<br>HEX ハンドドライバー 22/28<br>HEX ホールドドライバー 16/22/23<br>ラチェットレンチ、トルク付ラチェットレンチ<br>SSB*、挿入ジグ、SB*-MK ボーンミル<br>アバットメントリムーバー M |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。



|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | CA エクステンション                                                              |
| 商品コード   | KT107                                                                    |
| 材質      | ステンレス                                                                    |
| 組み合わせ製品 | コントラマウント (フィクスチャー付属品)<br>CA-HEX ドライバー 18/28<br>CA ハンドドライバー<br>各種ドリル・リーマー |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。

# ハンドツール



全長：9mm  
直径：6mm


|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 商品名     | 印象用ドライバー M                         |
| 商品コード   | KT114-2                            |
| 材質      | ステンレス                              |
| 組み合わせ製品 | SB*- コーピング L85/L12S<br>SS*- 印象 L11 |



4 mm四角凸

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 商品名     | ポストリムーバー 25                                                |
| 商品コード   | KT104-2                                                    |
| 材質      | ステンレス                                                      |
| 組み合わせ製品 | SB1、SB2、SS1、SS2 嵌合<br>のアバットメント<br>ラチェットレンチ<br>トルク付ラチェットレンチ |

※使用方法につきましては、STATER KIT 37/40/43 術式マニュアル P44 アバットメントの取り外しをご覧ください。




4 mm四角凸

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | アバットメントリムーバー M                                                                   |
| 商品コード   | KT110-2                                                                          |
| 材質      | ステンレス                                                                            |
| 組み合わせ製品 | スクエア・ハンドドライバー<br>トルク付ラチェットレンチ<br>スクエア・エクステンション<br>SB1-AB10C1ZE<br>SB1-AG10° C1ZE |

※使用方法につきましては、STATER KIT 37/40/43 術式マニュアル P45 アバットメントの取り外しをご覧ください。



埋入ツール



|         |                                                                              |                                     |                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 商品名     | SSB1- 挿入ジグ                                                                   | SSB2- 挿入ジグ                          | SSB3- 挿入ジグ              |
| 商品コード   | KT105-1                                                                      | KT105-2                             | KT105-3                 |
| 材質      | ステンレス・チタン                                                                    |                                     |                         |
| 組み合わせ製品 | TF37**/TF40**/TF43**<br>F37**/F40**<br>SB33**/SB37**/SB40**<br>SS33**/SS37** | TF46**<br>F46**<br>SB46**<br>SS40** | SB50**<br>SS46**/SS50** |

※詳しくは P53 のツールの組み合わせをご覧ください。


補綴用ツール



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 商品名   | アバットメント保持ツール              |
| 商品コード | KT120                     |
| 材質    | ステンレス                     |
| 対応製品  | SB1/SB2、SS1/SS2 嵌合アバットメント |

(80%縮小図)

収納ケース



幅 : 157mm  
高さ : 52mm  
奥行 : 83mm  
(突起物は含まない寸法を表記)


|       |              |
|-------|--------------|
| 商品名   | ツール BOX      |
| 商品コード | KT130-1      |
| 材質    | ステンレス・シリコンゴム |
| 収納品   | 各種ツール・ドリル等   |

試適用アバットメント




|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 商品名   | 試適用アバットメント                                        |
| 商品コード | KS491                                             |
| 材質    | 収納ケース : プラスチック<br>アバットメント : 純チタン                  |
| セット内容 | SS タイプ用アバットメント 12 種類<br>TF、F、SB タイプ用アバットメント 18 種類 |


## ハンドツール（在庫がなくなり次第販売終了）



|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 商品名     | HEX ハンドドライバー 22                                |
| 商品コード   | KT121                                          |
| 材質      | ステンレス                                          |
| 組み合わせ製品 | スクエア・ハンドドライバー<br>スクエア・エクステンション<br>トルク付ラチェットレンチ |



|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 商品名     | HEX ホールドドライバー 23                               |
| 商品コード   | KT123                                          |
| 材質      | ステンレス                                          |
| 組み合わせ製品 | スクエア・ハンドドライバー<br>スクエア・エクステンション<br>トルク付ラチェットレンチ |



|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 商品名    | アラムガイド 20/32                                                           |
| 商品コード  | KT109-1                                                                |
| 材質     | チタン                                                                    |
| 使用上の注意 | 直径 1.85mm 側はαドリル 20 穿孔後、<br>直径 3.05mm 側はαドリル 32 穿孔後の<br>深度計測の際にご使用ください |





|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | 印象用リムーバー L                                                                         |
| 商品コード   | KT117-2                                                                            |
| 材質      | ステンレス                                                                              |
| 組み合わせ製品 | HEX ハンドドライバー 22/28<br>HEX ホールドドライバー 16/22/23<br>SB1-OP 印象 F ロング<br>SB2-OP 印象 F ロング |









|         |                    |
|---------|--------------------|
| 商品名     | ポストリムーバー 30        |
| 商品コード   | KT104-3            |
| 材質      | ステンレス              |
| 組み合わせ製品 | SS3、SB3 嵌合のアパットメント |

# ドリル








|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 商品名   | サージカルバー 141RF/018 ※ 1 |
| 商品コード | KD103                 |
| 材質    | ステンレス                 |






|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 商品名     | リンデマンボーンカッター 14 (LB カッター 14) ※ 2 |
| 商品コード   | KD101                            |
| 材質      | ステンレス                            |
| 組み合わせ製品 | ストッパー 25/ ストッパー 25L              |



|         |                       |                       |                       |                       |                       |                  |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 商品名     | α ドリル 20S ※ 3         | α ドリル 28S ※ 3         | α ドリル 32S ※ 3         | α ドリル 35S ※ 3         | α ドリル 41S ※ 3         | α ドリル 46S ※ 3    |
| 商品コード   | KD201                 | KD202                 | KD203                 | KD204                 | KD205                 | KD206            |
| 材質      | ステンレス                 |                       |                       |                       |                       |                  |
| 組み合わせ製品 | ストッパー 25<br>ストッパー 25L | ストッパー 32<br>ストッパー 32L | ストッパー 32<br>ストッパー 32L | ストッパー 38<br>ストッパー 38L | ストッパー 44<br>ストッパー 44L | 現在ご用意が<br>ございません |



|         |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 商品名     | α ドリル 20L ※ 3         | α ドリル 28L ※ 3         | α ドリル 32L ※ 3         | α ドリル 35L ※ 3         | α ドリル 41L ※ 3         |
| 商品コード   | KD211                 | KD212                 | KD213                 | KD214                 | KD215                 |
| 材質      | ステンレス                 |                       |                       |                       |                       |
| 組み合わせ製品 | ストッパー 25<br>ストッパー 25L | ストッパー 32<br>ストッパー 32L | ストッパー 32<br>ストッパー 32L | ストッパー 38<br>ストッパー 38L | ストッパー 44<br>ストッパー 44L |



|         |                       |                       |                       |                  |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 商品名     | α リーマー 25 ※ 3         | α リーマー 38 ※ 3         | α リーマー 44 ※ 3         | α リーマー 48 ※ 3    | α リーマー 25L ※ 3        |
| 商品コード   | KD301                 | KD302                 | KD303                 | KD304            | KD311                 |
| 材質      | ステンレス                 |                       |                       |                  |                       |
| 組み合わせ製品 | ストッパー 25<br>ストッパー 25L | ストッパー 38<br>ストッパー 38L | ストッパー 44<br>ストッパー 44L | 現在ご用意が<br>ございません | ストッパー 25<br>ストッパー 25L |

※ 1 医療機器届出番号：13B2X00094000120

※ 2 医療機器認証番号：13B2X00094000134

※ 3 医療機器認証番号：224AKBZX00040000

※ 1、※ 2、※ 3とも製造販売元は下記の通りです。

株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL：03-3964-2011

## ドリル関連製品


※ネジの操作には HEX ハンドドライバー 22/28、HEX ホールドドライバー 16/22/23 をご使用ください。

|         |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | ストッパー 25                                                                          | ストッパー 32                                                                          | ストッパー 38                                                                          | ストッパー 44                                                                            |
| 商品コード   | KD401                                                                             | KD402                                                                             | KD403                                                                             | KD404                                                                               |
| 材質      | チタン・ステンレス                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 組み合わせ製品 | LB カッター 14<br>α ドリル 20S/20L<br>α リーマー 25/25L                                      | α ドリル 28S/28L<br>α ドリル 32S/32L                                                    | α ドリル 35S/35L<br>α リーマー 38                                                        | α ドリル 41S/41L<br>α リーマー 44                                                          |

|         |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | ストッパー 25L                                                                         | ストッパー 32L                                                                         | ストッパー 38L                                                                         | ストッパー 44L                                                                           |
| 商品コード   | KD411                                                                             | KD412                                                                             | KD413                                                                             | KD414                                                                               |
| 材質      | チタン・ステンレス                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 組み合わせ製品 | LB カッター 14<br>α ドリル 20S/20L<br>α リーマー 25/25L                                      | α ドリル 28S/28L<br>α ドリル 32S/32L                                                    | α ドリル 35S/35L<br>α リーマー 38                                                        | α ドリル 41S/41L<br>α リーマー 44                                                          |

### ドリル・リーマーとストッパーの組み合わせ

(下図はドリル、リーマーにストッパー\*\*を組み合わせた図です。ストッパー\*\*Lでも同様の組み合わせになります。)



### ドリル・リーマーにストッパーを取り付けた時の穿孔可能な寸法

(下図はαドリル32Sとαドリル32Lでの寸法ですが、刃径の違うものも同様の寸法になります。)




\*ドリル先端からストッパーまでの距離

## ドリルプロトコール

※ドリル穿孔深さは、フィクスチャーの骨埋入長より 1mm 深めを基本とします。

### SB3310／SS3310の場合

骨埋入長は10mmなので、ドリル穿孔深さは11mmです。




### TF3710／F3710／SB3710／SS3710の場合

骨埋入長は10mmなので、ドリル穿孔深さは11mmです。




### TF4010／F4010／SB4010／SS4010の場合

骨埋入長は10mmなので、ドリル穿孔深さは11mmです。



### TF4310の場合

骨埋入長は10mmなので、ドリル穿孔深さは11mmです。




## ドリルプロトコール

※ドリル穿孔深さは、フィクスチャーの骨埋入長より 1mm 深めを基本とします。


### TF4610/F4610/SB4610/SS4610の場合

骨埋入長は10mmなので、ドリル穿孔深さは11mmです。



### SB5010/SS5010の場合

骨埋入長は10mmなので、ドリル穿孔深さは11mmです。




## ツールの組み合わせ (イージースystem)

※付属コントラマウントを交換せず、ラチェットレンチで埋入が行えます。

### フィクスチャー付属のコントラマウントで埋入する場合

### ネジ固定タイプの挿入ジグで埋入する場合




※1 フィクスチャーとは、Oリングで固定されています。

※2 ネジ固定タイプのマウントは、ソケットリフトなどの術式で、より安全に埋入を行います。

## アルファタイトインプラント スターターキット 33/37/40/43



幅 : 157mm  
高さ : 52mm  
奥行 : 83mm  
(突起物を含まない寸法)



New

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 商品名     | HEX ホールドドライバー 22                               |
| 商品コード   | KT129                                          |
| 材質      | ステンレス                                          |
| 組み合わせ製品 | スクエア・ハンドドライバー<br>スクエア・エクステンション<br>トルク付ラチェットレンチ |




|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 商品名   | ツール BOX-02 (スターターキット用ツールボックス) |
| 商品コード | KTT-01                        |
| 材質    | ステンレス・シリコンゴム                  |
| 収納品   | 各種ツール、ドリル等                    |


|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 商品名     | SB1-MK ボーンミル                   |
| 商品コード   | KT119-1                        |
| 材質      | チタン合金・シリコンゴム                   |
| 組み合わせ製品 | スクエア・ハンドドライバー<br>スクエア・エクステンション |




|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | マウントホルダー                                                                            |
| 商品コード   | KT115                                                                               |
| 材質      | ステンレス・シリコンゴム                                                                        |
| 組み合わせ製品 | コントラマウント (フィクスチャー付属品)<br>スクエア・ハンドドライバー<br>ラチェットレンチ<br>スクエア・エクステンション<br>トルク付ラチェットレンチ |



|         |                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | トルク付ラチェットレンチ                                                                                                                         |
| 商品コード   | KT113                                                                                                                                |
| 材質      | ステンレス                                                                                                                                |
| 組み合わせ製品 | マウントホルダー<br>マウントホルダーL<br>スクエア・エクステンション<br>SSB* 挿入ジグ<br>ポストリムーバー 25<br>アバットメントリムーバー M<br>HEX ハンドドライバー 22/28<br>HEX ホールドドライバー 16/22/23 |



|         |                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | スクエア・エクステンション                                                                                                                                             |
| 商品コード   | KT106                                                                                                                                                     |
| 材質      | ステンレス・シリコンゴム                                                                                                                                              |
| 組み合わせ製品 | マウントホルダー、マウントホルダーL、<br>スクエア・ハンドドライバー<br>HEX ハンドドライバー 22/28<br>HEX ホールドドライバー 16/22/23<br>ラチェットレンチ、トルク付ラチェットレンチ<br>SSB* 挿入ジグ、SB*-MK ボーンミル<br>アバットメントリムーバー M |



|         |                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | スクエア・ハンドドライバー                                                                                                                   |
| 商品コード   | KT102                                                                                                                           |
| 材質      | ステンレス                                                                                                                           |
| 組み合わせ製品 | マウントホルダー、マウントホルダーL<br>スクエア・エクステンション、SSB* 挿入ジグ<br>HEX ハンドドライバー 22/28<br>HEX ホールドドライバー 16/22/23<br>SB*-MK ボーンミル<br>アバットメントリムーバー M |



※ αリーマー M25/M32/M35/M38/M41 のドリルプロトコールに関しては、アルファタイトインプラント スターターキット 33/37/40/43 カタログをご覧ください。お手元がない場合には弊社までご用命ください。


アルファタイトインプラント  
スターターキット 33/37/40/43 カタログ



# アルファタイトインプラント スターターキット 33/37/40/43



|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 商品名     | ポストリムーバー 25                                            |
| 商品コード   | KT104-2                                                |
| 材質      | ステンレス                                                  |
| 組み合わせ製品 | ラチェットレンチ<br>トルク付ラチェットレンチ<br>SS1、SS2、SB1、SB2 嵌合のアバットメント |




|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 商品名    | アラムガイド LB21-20                        |
| 商品コード  | KT109-3                               |
| 材質     | ステンレス                                 |
| 使用上の注意 | リンデマンボンカッター 21 穿孔後の<br>深度計測の際にご使用ください |




|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 商品名     | CA エクステンション                                               |
| 商品コード   | KT107                                                     |
| 材質      | ステンレス                                                     |
| 組み合わせ製品 | コントラマウント (フィクスチャー付属品)<br>CA-HEX ドライバー 18/28<br>各種ドリル・リーマー |





|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | アバットメントリムーバー M                                                                |
| 商品コード   | KT110-2                                                                       |
| 材質      | ステンレス                                                                         |
| 組み合わせ製品 | スクエア・ハンドドライバー<br>トルク付ラチェットレンチ<br>スクエア・エクステンション<br>SB1-AB10C1ZE、SB1-AG10° C1ZE |



|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 商品名   | サージカルバー 141RF/018 ※ 1 |
| 商品コード | KD103                 |
| 材質    | ステンレス                 |



|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 商品名   | リンデマンボンカッター 21 (LB カッター 21) ※ 2<br>(ストッパー付) |
| 商品コード | KD102                                       |
| 材質    | ステンレス                                       |




|       |                            |                            |                            |                            |                            |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 商品名   | α リーマー M25 ※ 3<br>(ストッパー付) | α リーマー M32 ※ 3<br>(ストッパー付) | α リーマー M35 ※ 3<br>(ストッパー付) | α リーマー M38 ※ 3<br>(ストッパー付) | α リーマー M41 ※ 3<br>(ストッパー付) |
| 商品コード | KD331                      | KD332                      | KD333                      | KD334                      | KD335                      |
| 材質    | ステンレス                      |                            |                            |                            |                            |


※ 1 医療機器届出番号：13B2X00094000120  
 ※ 2 医療機器認証番号：13B2X00094000134  
 ※ 3 医療機器認証番号：224AKBZX00040000  
 ※ 1、※ 2、※ 3とも製造販売元は下記の通りです。  
 株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL：03-3964-2011



## MJ ガイドシステム



| 商品名 MJ ガイドシステム フルセット1 (ミニコントラヘッド用) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材質 ステンレス・チタン・シリコンゴム                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 同梱製品                               | <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>① ティッシュパンチ R-T</li> <li>② ティッシュパンチ W-T</li> <li>③ スタートドリル R3</li> <li>④ スタートドリル R6</li> <li>⑤ スタートドリル R8</li> <li>⑥ スタートドリル R10</li> <li>⑦ スタートドリル R12</li> <li>⑧ スタートドリル R14</li> <li>⑨ スタートドリル W10</li> <li>⑩ カウンターシンク R-C</li> <li>⑪ カウンターシンク W-C</li> <li>⑫ ガイドストッパー RS(青) × 6</li> <li>⑬ ガイドストッパー RM(赤) × 2</li> <li>⑭ ガイドストッパー WS(銀) × 8</li> <li>⑮ ガイドストッパー WM(黄色) × 3</li> <li>⑯ SSB1-挿入ジグ R-MJ</li> <li>⑰ SSB1-挿入ジグ W-MJ</li> <li>⑱ CA エクステンション MJ</li> <li>⑲ 保持ツール 37-43</li> <li>⑳ MJ ガイドシステム用ツールボックス</li> <li>㉑ ドリルプロトコール (ミニコントラヘッド用)</li> </ol> </div> <div>           9M3708/4308、9M3710/4310、9M3712/4312<br/>           (2015 年 9 月現在)         </div> |




| 商品名 MJ ガイドシステム フルセット2 (レギュラーコントラヘッド用) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材質 ステンレス・チタン・シリコンゴム                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 同梱製品                                  | <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>① ティッシュパンチ R-T</li> <li>② ティッシュパンチ W-T</li> <li>③ スタートドリル R3</li> <li>④ スタートドリル R6</li> <li>⑤ スタートドリル R8</li> <li>⑥ スタートドリル R10</li> <li>⑦ スタートドリル R12</li> <li>⑧ スタートドリル R14</li> <li>⑨ スタートドリル W10</li> <li>⑩ カウンターシンク R-C</li> <li>⑪ カウンターシンク W-C</li> <li>⑫ ガイドストッパー RS(青) × 6</li> <li>⑬ ガイドストッパー RM(赤) × 2</li> <li>⑭ ガイドストッパー WS(銀) × 8</li> <li>⑮ ガイドストッパー WM(黄色) × 3</li> <li>⑯ SSB1-挿入ジグ R-MJ</li> <li>⑰ SSB1-挿入ジグ W-MJ</li> <li>⑱ CA エクステンション MJ</li> <li>⑲ 保持ツール 37-43</li> <li>⑳ MJ ガイドシステム用ツールボックス</li> <li>㉑ ドリルプロトコール (レギュラーコントラヘッド用)</li> </ol> </div> <div>           9R3708/4308、9R3710/4310、9R3712/4312<br/>           (2015 年 9 月現在)         </div> |


### ※注意※

『フルセット1』と『フルセット2』では付属しているドリルプロトコールが異なります。お手持ちのコントラヘッドをご確認のうえ、お求めください。


## MJ ガイドシステム




|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 商品名   | ティッシュパンチ R-T ※1 | ティッシュパンチ W-T ※1 |
| 商品コード | DD101           | DD102           |
| 材質    | ステンレス           |                 |




|       |                       |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 商品名   | $\alpha$ ドリルスタート S ※1 | $\alpha$ ドリルスタート M ※1 |
| 商品コード | DD116                 | DD117                 |
| 材質    | ステンレス                 |                       |



|       |               |               |               |                |                |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 商品名   | スタートドリル R3 ※1 | スタートドリル R6 ※1 | スタートドリル R8 ※1 | スタートドリル R10 ※1 | スタートドリル R12 ※1 |
| 商品コード | DD103         | DD104         | DD105         | DD106          | DD107          |
| 材質    | ステンレス         |               |               |                |                |



|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 商品名   | スタートドリル R14 ※1 | スタートドリル W10 ※1 |
| 商品コード | DD108          | DD109          |
| 材質    | ステンレス          |                |



|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 商品名   | カウンターシンク R-C ※1 | カウンターシンク W-C ※1 |
| 商品コード | DD110           | DD111           |
| 材質    | ステンレス           |                 |



|       |           |          |
|-------|-----------|----------|
| 商品名   | ガイドリング R  | ガイドリング W |
| 商品コード | KT146     | KT147    |
| 材質    | チタン・ステンレス |          |

※1 製造販売元並び医療機器認証番号  
株式会社デンテック 東京都板橋区清水町 53-5 TEL : 03-3964-2011  
医療機器認証番号 : 224AKBZX00040000

## MJ ガイドシステム




幅 : 157mm  
高さ : 52mm  
奥行 : 83mm  
(突起物を含まない寸法)




|       |             |
|-------|-------------|
| 商品名   | 保持ツール 37-43 |
| 商品コード | KT140       |
| 材質    | 純チタン        |

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 商品名   | MJTU ツール BOX-02 (MJ ガイドシステム用ツールボックス) |
| 商品コード | KTT-06                               |
| 材質    | ステンレス・シリコンゴム                         |



|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 商品名   | SSB1-挿入ジグ R-MJ | SSB1-挿入ジグ W-MJ |
| 商品コード | KT143          | KT144          |
| 材質    | ステンレス          |                |



|       |                                     |                            |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|
| 商品名   | ドリルプロトコール<br>ミニコントラヘッド用             | ドリルプロトコール<br>レギュラーコントラヘッド用 |
| 商品コード | MJ102 MJ103 MJ104 MJ105 MJ106 MJ107 |                            |
| 材質    | コート紙                                |                            |

|       |                |
|-------|----------------|
| 商品名   | CA エクステンション MJ |
| 商品コード | KT160          |
| 材質    | ステンレス          |




|       |                 |                 |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 商品名   | ガイドストッパー RS (青) | ガイドストッパー RM (赤) | ガイドストッパー WS (銀) | ガイドストッパー WM (黄) |
| 商品コード | KT148           | KT149           | KT150           | KT151           |
| 材質    | ステンレス・チタン       |                 |                 |                 |

## 骨補填材




ネオボーンは日本で初めて「骨再生の補助」の効能効果があると認められた、3次元連通気孔構造を有するハイドロキシアパタイト製骨補填材です。

ネオボーンは、生体骨組織の主成分であり、広く生体材料として使用実績のあるハイドロキシアパタイト製骨補填材です。独自の成型技術である「気泡ゲル化技術」の応用により、多数の気孔同士が気孔間連通部によって互いにつながっている、独自の多孔体構造を有しています。この多孔体構造により、埋入後、ネオボーン深部にまで生体組織が速やかに侵入し、新生骨の形成を促進します。また、気孔率72%以上78%以下という高気孔率にもかかわらず、圧縮強さ（代表値）が12～18MPaと、手術時に容易なハンドリングを提供する初期強度も兼ね備えています。生体親和性が高く、良好な骨伝導能により、優れた内部骨形成を実現し、骨再生を強力にサポートします。これにより、骨補填材の粘膜からの排出や、それに伴う炎症症状などは起こりにくく、極めて有用性の高い骨補填材です。




### ネオボーンの特徴

ネオボーンは直径150μm前後の多数の気孔同士が、直径平均40μmの大きな気孔間連通部により、骨補填材全域にわたってつながった3次元連通気孔構造を有しています。この独自の気孔構造により骨の再生を効果的に補助します。



3次元連通気孔模式図（ネオボーン）



気孔間連通気孔構造立体模式図



気孔の連通概念図  
多孔体全域にわたり気孔が連通

### ネオボーンの種類



| 商品名    | ネオボーン顆粒品 | ネオボーン球状タイプ顆粒品 |
|--------|----------|---------------|
| 商品コード  | DK03-001 | DK12-001      |
| 形態     | 顆粒品      | 顆粒品           |
| 粒子の大きさ | 1-0.5mm  | 2-1mm         |
| 内容量    | 1g       | 1g            |

医療機器承認番号：  
21500BZZ00315000（滅菌済）

販売元：  
株式会社エム・エム・ティー  
〒540-0008  
大阪市中央区大手前2丁目1番2号

製造販売元：  
コバレントマテリアル株式会社  
〒257-8566  
神奈川県秦野市曾屋30

## 保証のご案内

ケンテック株式会社は、弊社の製品保証基準にて、製品を保証いたします。

従って、本製品の保証は日本国内で保証する材質及び製造工程での不良品以外は適用できません。

また、この保証は購入者本人に限定させていただきます。

※ 予告なしに製品の変更や販売中止、価格の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

### <製品の交換について>

・お客様の事情による製品の交換は、製品が未開封※ 1 で弊社発送日より 90 日以内とさせていただきます。

まずは、弊社へご連絡いただき製品をご返送ください。

その場合の往復の送料は、お客様にご負担いただいております。

・万が一、お受け取りになった製品が注文されたものと違っていた場合や製品が破損していた場合は、製品の交換をさせていただきます。

恐れ入りますが、担当者または弊社へご連絡いただき、製品を着払いでご返送ください。

### <製品の返品について>

・ご購入された製品の返品は、原則としてお受けしておりません。

ただし、製品が未開封※ 1 であり、特殊事情があった場合に限りお受けいたします。弊社発送日より 30 日以内に担当者または弊社へご連絡をいただき製品をご返送ください。

その場合の送料は、お客様にご負担いただいております。

※ 1 製品の箱、包装袋が未開封で破損していない状態を表します。

### <送料について>

・送料は一度のご注文が 8,000 円（税別）未満のご注文の場合は全国一律 800 円（税別）をお客様にご負担いただいております。

ネオボーンに関しましては、別途送料のご負担をお願いしております。

また、タイムサービス（翌日午前 10 時着※ 2）をご利用の場合は送料のほかに別途 300 円（税別）～をご負担ください。

※ 2 地域によってはタイムサービスの時間帯が異なる場合がございますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

## 注意事項

・アルファタイトインプラントは、厚生労働省による医療機器の承認を得た製品であり、原則として歯科医師免許の取得者のみに販売いたします。

・本製品の使用にあたっては、添付文書・操作マニュアル等を十分にご理解いただき正しくご使用ください。

・インプラント手術を行うにあたって、患者の口腔内及び全身的健康状態がインプラント手術に適さない場合は、ご使用を避けてください。

・口腔衛生が保てない患者、リコールに応じない患者には、ご使用を避けてください。術後の管理が適切に行えない場合があります。

・本製品はご使用されるまで過度の衝撃を加えないよう注意して取り扱いってください。

・本製品を保管する場合は、未開封のまま行ってください。

また、保管場所は直射日光及び高温多湿を避け、歯科の従事者以外が触れないように適切な場所を選択してください。



FAX送信方向

Alphatite Implant  
FAXオーダーシート

FAX 03-5155-2598

ご注文日 年 月 日

オーダーシートで記入の際は必ず黒ペンでのご記入をお願いします。

## 【ご依頼者様情報】

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご診療所名または技工所名:                                                                                                                        |
| ご住所: 〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 都道府県                                                                                                                                 |
| 電話番号:                                                                                                                                |
| FAX番号:                                                                                                                               |

## 【お届け先情報】

※ご依頼者様とお届け先が異なる場合には必ずご記入ください。

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご診療所名または技工所名:                                                                                                                        |
| ご住所: 〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 都道府県                                                                                                                                 |
| 電話番号:                                                                                                                                |
| FAX番号:                                                                                                                               |

## ◆個人情報の利用目的について◆

当社は、本誌にご記入いただいたお客様の個人情報を、ご注文の確認・製品発送・ご請求問合せ、次回ご注文時の配送先、カタログ・製品のご案内を目的として収集しております。収集目的にご同意の上、ご注文をお願いいたします。ご不明な点は当社までご連絡ください。

## 【製品お届けご希望日】製品お届けご希望日をご記入ください。

※日曜、祝祭日にお届けご希望の場合は必ずご記入ください。

|                                                                                                                                                                                |   |   |        |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|---|
| お届けご希望日                                                                                                                                                                        | 月 | 日 | ご使用予定日 | 月 | 日 |
| <div>【発送のご案内】</div> <div> 平日17:00までのご注文 → 当日発送<br/> 平日17:00以降のご注文 → 翌営業日発送<br/> 日曜・祝祭日・当社休業日のご注文 → 翌営業日発送 </div> <div>※お急ぎの際はFAX送信後にお電話でご連絡ください。<br/>(電話番号:03-5155-2596)</div> |   |   |        |   |   |

## 【配達ご希望時間帯】配達ご希望時間帯をお選びください。

|                                                                                                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 午前中                                                                                    | <input type="checkbox"/> 12時～14時 | <input type="checkbox"/> 14時～16時 | <input type="checkbox"/> 16時～18時 | <input type="checkbox"/> 18時～20時 | <input type="checkbox"/> タイムサービス(午前10時・有料※) |
| ※タイムサービスには別途タイムサービス料金(300円(税別)～)がかかりますので、予めご了承ください。<br>ご注文頂いた時間、お届け先の地域により対応致しかねる場合もございますので、お手数ですが、当社までご確認ください。 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                             |

## 【ご注文内容】※ご購入金額8000円(税別)未満の場合には、別途送料800円(税別)がかかりますので、予めご了承ください。

| 品名 | 個数 | 備考 |
|----|----|----|
| 1  |    |    |
| 2  |    |    |
| 3  |    |    |
| 4  |    |    |
| 5  |    |    |
| 6  |    |    |
| 7  |    |    |

お問い合わせ、ご質問等、ご自由にご記入ください。

## ※弊社記入欄

ご注文を頂きまして、誠にありがとうございます。発送日、到着予定日は下記の通りでございます。社員一同、またのご利用をお待ちしております。

ご注文を頂きました製品の発送日

月 日

お届け日

月 日  
の予定でございます。

受付印

ケンテック株式会社  
お問い合わせ電話番号  
03-5155-2596

FAX : 03-5155-2598

FAXオーダーシートVol.9

ケンテック FAXオーダーシート FAX : 03-5155-2598





医療機器承認番号 22000BZX00172000

医療機器届出番号 13B1X10033000001/13B1X10033000002/13B1X10033000003

---

< 製造販売元 >



ケンテック株式会社

〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町52-2

Tel 03-5155-2596 Fax 03-5155-2598